

**Trypticasein soy broth (TSB) BAC Ph. Eur. - Specification sheet**  
**Caldo soja tripticaseína (TSB) BAC Ph. Eur. - Hoja de especificaciones**  
**Bouillon de peptones de caséine et de farine de soja (TSB) BAC Ph. Eur. - Fiche de spécifications**  
**Brodo ai peptoni di soia e caseina (TSB) BAC Ph. Eur. - Scheda tecnica**  
**Bouillon trypticaseïne soja (TSA) BAC Ph. Eur. - Productgegevens**  
**Trypticasein-Soja-Bouillon (TSB) BAC Ph. Eur. - Datenblatt**

## SPECIFICATIONS

Colour of the prepared medium	clear amber
pH (25°C)	7.1 - 7.5
Concentration of use	30g/l
<i>Brucella abortus</i> ATCC 4315 Growth	Good
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538 Growth	Good
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 Growth	Good
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 Growth	Good
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048 Growth	Good
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 Growth	Good
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 Growth	Good
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303 Growth	Good
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 Growth	Good
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 Growth	Good
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633 Growth	Good
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 Growth	Good

**Note:** Material Safety Data Sheets and Certificates of Analysis are downloadable free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com). Disclaimer: Labkem chemical products are exclusively for laboratory use and by instructed and experienced users. These chemical products may be dangerous, so please follow instructions mentioned on the Material Safety Data Sheets. Due to shipping restrictions or local/regional regulations, all products may not be available in all countries or for some customers.

**Nota:** Fichas de Seguridad y Certificados de Análisis disponibles gratuitamente en [www.labbox.com](http://www.labbox.com). Atención: los productos químicos son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de usuarios debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones indicadas en la Ficha de Seguridad. Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes.

**Remarque:** Fiches de Sécurité et Certificats d'Analyses téléchargeables sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com). Attention : les produits chimiques labkem sont réservés exclusivement à un usage professionnel en laboratoire par des utilisateurs formés et qualifiés. Les produits chimiques sont dangereux, respecter les instructions contenues dans les fiches de sécurité. En raison des restrictions de transport ou de normes spéciales, certains produits chimiques peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou types de clients.

**Nota:** Schede di sicurezza e certificati di analisi disponibili gratuitamente su [www.labbox.com](http://www.labbox.com). Attenzione: le sostanze chimiche sono ad uso esclusivo di laboratorio e sono riservate esclusivamente all'uso professionale da parte di utenti adeguatamente formati e qualificati. Le sostanze chimiche sono pericolose, rispettare le istruzioni riportate nella scheda di sicurezza. A causa di restrizioni di trasporto o di normative speciali applicabili, alcune sostanze chimiche potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati o per tutte le tipologie di clienti.

**Anmerkung:** Sicherheitsdatenblätter und Analysenachweise stehen kostenlos zum Download unter [www.labbox.com](http://www.labbox.com) zur Verfügung. Wichtiger Hinweis: Die Chemikalien sind ausschließlich für den Laborgebrauch und nur zur professionellen Nutzung durch geschultes und qualifiziertes Personal vorgesehen. Chemische Produkte können gefährlich sein, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf den Sicherheitsdatenblättern. Aufgrund von Transportbeschränkungen oder anderer jeweils gültiger Richtlinien können nicht alle chemischen Produkte auf allen Märkten oder für alle Kunden angeboten werden.

**NB:** Veiligheidsdocumenten en analysecertificaten zijn gratis verkrijgbaar op [www.labbox.com](http://www.labbox.com). Let op: chemicaliën zijn uitsluitend voor laboratoriumgebruik en voorbehouden aan professioneel gebruik door opgeleide en gekwalificeerde gebruikers. Chemicaliën zijn gevaarlijk, volg daarom altijd de instructies volgens het veiligheidsdocument. Wegens vervoersbeperkingen of bijzondere toepasbare lokale voorschriften is het mogelijk dat bepaalde chemicaliën niet op alle markten of voor alle soorten klanten beschikbaar zijn.