

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Equipo para extracción Soxhlet con cuerpo extractor de 100 ml, GLASSCO

Descripción : Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. El equipo completo incluye refrigerante (DROG-100-001), cuerpo extractor de 100 ml (EXBG-100-001) y matraz fondo plano de 250 ml (BFFG-250-001). La referencia de cartucho más adecuado es EXTH-33B-025. Conforme a DIN 12602

DATOS TÉCNICOS

referencia	esmerilado (a)	esmerilado (b)	descripción	unidades por ref.
SOH3-100-001	29/32	45/40	equipo completo	1
DROG-100-001		45/40	refrigerante Dimroth	1
EXBG-100-001	29/32	45/40	cuerpo extractor 100 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-100-001	16,0125	1,53	70172000	08434868043244
DROG-100-001	5	0,5	70172000	08434868018174
EXBG-100-001	5	0,41	70172000	08434868021280

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Soxhlet extraction apparatus with 100 ml extractor body, GLASSCO

Description : Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade). The complete apparatus includes a Dimroth condenser (DROG-100-001), an extractor (EXBG-100-001) and a flat bottom flask (BFFG-250-001). The most adequate thimble reference is EXTH-33B-025. According to DIN 12602

TECHNICAL DATA

reference	ground (a)	ground (b)	description	pcs/pack
SOH3-100-001	29/32	45/40	full set	1
DROG-100-001		45/40	Dimroth condenser	1
EXBG-100-001	29/32	45/40	100 ml extractor body	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-100-001	16,0125	1,53	70172000	08434868043244
DROG-100-001	5	0,5	70172000	08434868018174
EXBG-100-001	5	0,41	70172000	08434868021280

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Kit extracteur Soxhlet avec corps extracteur de 100 ml, GLASSCO**Description :** Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. L'équipement inclut un réfrigérant (DROG-100-001), un corps extracteur de 100 ml (EXBG-100-001) et un ballon fond plat de 250 ml (BFFG-250-01). La référence de la cartouche adéquate est EXTH-33B-025. Conforme DIN 12602

DONNÉES TECHNIQUES

référence	rodage (a)	rodage (b)	description	unités par ref.
SOH3-100-001	29/32	45/40	kit complet	1
DROG-100-001		45/40	réfrigérant Dimroth	1
EXBG-100-001	29/32	45/40	corps extracteur 100 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-100-001	16,0125	1,53	70172000	08434868043244
DROG-100-001	5	0,5	70172000	08434868018174
EXBG-100-001	5	0,41	70172000	08434868021280

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Apparato di estrazione Soxhlet con corpo estrattore da 100 ml, GLASSCO**Descrizione :** In vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Il kit completo include refrigerante (DROG-100-001), corpo estrattore da 100 ml (EXBG-100-001) e beutta da 250 ml con fondo piatto (BFFG-250-001). La referenza del ditale più adatta è EXTH-33B-025. Conforme a DIN 12602

DATI TECNICI

referenza	smerigliato (a)	smerigliato (b)	descrizione	unità per ref.
SOH3-100-001	29/32	45/40	apparecchiatura completa	1
DROG-100-001		45/40	refrigerante Dimroth	1
EXBG-100-001	29/32	45/40	corpo estrattore 100 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-100-001	16,0125	1,53	70172000	08434868043244
DROG-100-001	5	0,5	70172000	08434868018174
EXBG-100-001	5	0,41	70172000	08434868021280

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 17/11/2023
Ref. Doc.: PDS-1098

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Soxhlet-extractieapparatuur met extractie unit van 100 ml, GLASSCO

Beschrijving : Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. De volledige set bevat condensor (DROG-100-001), 100 ml extractor (EXBG-100-001) en 250 ml kolf met platte bodem (BFFG-250-001). De meest geschikte extractiehuls is EXTH-33B-025. Conform DIN 12602

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	geslepen verbindingen (a)	geslepen verbindingen (b)	beschrijving	stuks per ref.
SOH3-100-001	29/32	45/40	volledige set	1
DROG-100-001		45/40	koelvloeistof Dimroth	1
EXBG-100-001	29/32	45/40	afzuigkap 100 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-100-001	16,0125	1,53	70172000	08434868043244
DROG-100-001	5	0,5	70172000	08434868018174
EXBG-100-001	5	0,41	70172000	08434868021280

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Extraktionsapparat nach Soxhlet, mit 100 ml Extraktor, GLASSCO**Beschreibung :** Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Der komplette Apparat beinhaltet einen Kühler (DROG-100-001), 100 ml Extraktor (EXBG-100-001) und 250 ml Stehkolben (BFFG-250-001). Kombination mit der Extraktionshülse EXTH-33B-025 empfohlen. Gemäß DIN 12602.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Normschliff (a)	Normschliff (b)	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SOH3-100-001	29/32	45/40	komplette Apparatur	1
DROG-100-001		45/40	Dimroth-Kühler, 45/40	1
EXBG-100-001	29/32	45/40	Extraktor, 100 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SOH3-100-001	16,0125	1,53	70172000	08434868043244
DROG-100-001	5	0,5	70172000	08434868018174
EXBG-100-001	5	0,41	70172000	08434868021280

PRODUKTFOTO

