

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mini agitador Vórtex, V03, sin control de velocidad

Descripción : Pequeño tamaño y estructura compacta. Modo de funcionamiento intermitente por presión sobre el cabezal. Velocidad fija de 3000 rpm. Diámetro orbital de 5,5 mm. Excelente acción de mezclado. Para recipientes pequeños de hasta Ø30 mm. Gran estabilidad gracias a los pies de diseño patentado que pueden sostener el vórtex firmemente en su posición durante la mezcla. Dimensiones totales (Ø x h): 100 x 78 mm. Funcionamiento de bajo voltaje garantiza una operación segura (12V). 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
VORX-003-001	mini agitador Vórtex LBX V03	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-003-001	6	0,6	84798200	08434868052543

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Mini Vortex Stirrer, V03, without speed control

Description : Small footprint and compact structure. Touch function. Fixed speed of 3000 rpm. Orbital diameter of 5.5 mm. Excellent mixing capability. Maximum test tube size: Ø30 mm. Patented design of foot pad can hold the vortex mixer firmly in place when mixing. Total dimensions (Ø x h): 100 x 78 mm. Low operation voltage (12V) for full protection. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
VORX-003-001	mini Vortex stirrer LBX V03 series	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-003-001	6	0,6	84798200	08434868052543

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Mini agitateur Vortex LBX V03, vitesse fixe

Description : Structure compacte et faible encombrement. Mode de fonctionnement intermittent par pression sur tête. Vitesse fixe de 3000 rpm. Diamètre orbital de 5,5mm. Excellent capacité de mélange. Pour petits récipients de Ø max. de 30 mm. Grande stabilité grâce au design breveté des pieds qui maintiennent fermement le Vortex en place pendant son utilisation. Dimensions totales (Ø x h) : 100 x 78 mm. Faible voltage (12V) pour protection totale. 200-240 V / 50-60 Hz, indice de protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
VORX-003-001	mini agitateur Vortex LBX V03	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-003-001	6	0,6	84798200	08434868052543

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mini agitatore Vortex, V03, senza controllo della velocità

Descrizione : Dimensioni ridotte e struttura compatta. Funzione "touch" per semplice pressione. Velocità fissa di 3000 rpm. Diametro orbitale di 5,5 mm. Eccellente azione di miscelazione. Per piccoli contenitori fino a Ø30 mm. Grandestabilità grazie ai piedini brevettati che possono tenere saldamente in posizione il vortice durante la miscelazione. Dimensioni complessive (Ø x h): 100 x 78 mm. Il funzionamento a bassa tensione garantisce un'operazione sicura (12 V). 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
VORX-003-001	mini agitatore Vortex LBX V03	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-003-001	6	0,6	84798200	08434868052543

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Mini-schudder Vortex, V03, zonder snelheidsregeling

Beschrijving : Klein formaat en compacte structuur. Intermitterende bedrijfsmodus door druk op de kop. Vast toerental van 3000 rpm. Orbitale diameter van 5,5 mm. Uitstekende mengwerking. Voor kleine recipiënten tot Ø30 mm. Grote stabiliteit dankzij de gepatenteerde ontworpen voeten die de vortex stevig op zijn plaats kunnen houden tijdens het mixen. Totale afmetingen (Ø x h): 100 x 78 mm. Laagspanningswerking zorgt voor een veilige werking (12V). 200-240 V / 50-60 Hz, beschermingsgraad IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
VORX-003-001	mini-schudder Vortex LBX V03	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-003-001	6	0,6	84798200	08434868052543

PRODUKTFOTO






ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Vortexmischer, Mini, ohne Drehzahlkontrolle, V03

Beschreibung : Klein und kompakt. Für den Kurzzeitbetrieb durch Druck auf das Kopfteil. Festgelegte Drehzahl: 3000 min⁻¹. Schüttelamplitude: 5,5 mm. Hervorragende Durchmischung. Für kleine Behälter bis Ø 30 mm. Große Stabilität dank der patentierten Füße, die den Vortexmischer während des Mischens fest an seiner Position halten. Gesamtmaße (Ø x H): 100 x 78 mm. Die niedrige Spannung garantiert einen sicheren Betrieb (12V). 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
VORX-003-001	Vortexmischer, Mini, LBX, V03	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VORX-003-001	6	0,6	84798200	08434868052543

PRODUKTFOTO

