

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Absorbente universal para líquidos derramados LABKEM AUX - Auxiliary grade**

**Descripción :** Partículas absorbentes de origen natural especialmente concebidas para absorber todo tipo de derrames y fugas tanto en interiores como en exteriores, en áreas protegidas del viento. Sepiolita mineral 30/60, pureza > 65%, densidad máxima 720 g/l, absorción mín. de agua 110% y de aceite 65%. INSTRUCCIONES: Añadir el absorbente en el líquido derramado, esperar unos minutos hasta que el líquido esté absorbido por completo y recoger con una pala. Consulte otras informaciones de interés en la Hoja de Especificaciones del producto (se descarga desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATOS TÉCNICOS

referencia	envase	descripción	unidades por ref.
ABSU-00P-1K0	1 kg	sepiolita mineral	1
ABSU-00P-5K0	5 kg	sepiolita mineral	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABSU-00P-1K0	1	1	25309070	08434868002029
ABSU-00P-5K0	5	5	25309070	08434868002036

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Absorbent powder for spilled liquids LABKEM AUX - Auxiliary grade**

**Description :** Naturally occurring absorbent particles specially designed to absorb all kinds of spills or leaks that occur inside or outside in protected areas of the wind. Mineral sepiolite 30/60 assay > 65%, max. bulk density 720 g/l, min. water absorption 110% and min. oil absorption 65%. INSTRUCTIONS: Add the granules on the spilled liquid, wait for a few minutes until the liquid is completely absorbed and collect it with a shovel. For further information, see Specification Sheet at [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

## TECHNICAL DATA

reference	packaging	description	pcs/pack
ABSU-00P-1K0	1 kg	mineral sepiolite	1
ABSU-00P-5K0	5 kg	mineral sepiolite	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABSU-00P-1K0	1	1	25309070	08434868002029
ABSU-00P-5K0	5	5	25309070	08434868002036

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Absorbant général pour les liquides renversés LABKEM AUX - Auxiliary grade****Description :** Particules absorbantes d'origine naturelle spécialement conçues pour absorber toutes sortes de déversements ou fuites survenant à l'intérieur ou à l'extérieur dans les zones protégées du vent. Sépiolite minérale 30/60 pureté > 65%, max. masse volumique 720 g/l, min. absorption eau 110% et min. absorption huile 65%.**INSTRUCTIONS :** Ajouter les granulés sur le liquide renversé, attendre quelques minutes jusqu'à ce que le liquide soit complètement absorbé et ramasser les granulés à l'aide d'une pelle. Consulter autres informations utiles dans la fiche technique du produit

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	emballage	description	unités par ref.
ABSU-00P-1K0	1 kg	sépiolite minérale	1
ABSU-00P-5K0	5 kg	sépiolite minérale	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABSU-00P-1K0	1	1	25309070	08434868002029
ABSU-00P-5K0	5	5	25309070	08434868002036

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Assorbente universale per liquidi versati - Auxiliary grade**

**Descrizione** : Particelle assorbenti di origine naturale appositamente progettate per assorbire tutti i tipi di fuoriuscite e perdite sia all'interno che all'esterno, in aree protette dal vento. Sepiolite minerale 30/60, purezza > 65 %, densità massima 720 g/L, assorbimento min. dell'acqua 110 % e dell'olio 65 %. **ISTRUZIONI**: Disporre l'assorbente sul liquido versato, attendere alcuni minuti fino a quando il liquido non è stato completamente assorbito e raccogliere con una paletta. Consultare altre informazioni di interesse nella scheda tecnica del prodotto (scaricabile dal sito [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATI TECNICI

referenza	confezione	descrizione	unità per ref.
ABSU-00P-1K0	1 kg	sepiolite minerale	1
ABSU-00P-5K0	5 kg	sepiolite minerale	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABSU-00P-1K0	1	1	25309070	08434868002029
ABSU-00P-5K0	5	5	25309070	08434868002036

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Universeel absorptiemiddel voor gemorste vloeistoffen LABKEM AUX - Auxiliary grade****Beschrijving :**

Absorberende deeltjes van natuurlijke oorsprong, speciaal ontworpen om allerlei soorten gemorste en gelekte vloeistoffen op te vangen, zowel binnen als buiten, op plaatsen die beschermd zijn tegen de wind. Mineraal sepioliet 30/60, zuiverheid > 65%, maximale dichtheid 720 g/l, absorptie min. water 110% en olie 65%.

**INSTRUCTIES** Voeg het absorptiemiddel toe aan de gemorste vloeistof, wacht een paar minuten tot de vloeistof volledig is geabsorbeerd en verwijder het mengsel met een schop. Zie andere interessante informatie in het productspecificatieblad (te downloaden via [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	verpakking	beschrijving	stuks per ref.
ABSU-00P-1K0	1 kg	mineraal sepioliet	1
ABSU-00P-5K0	5 kg	mineraal sepioliet	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABSU-00P-1K0	1	1	25309070	08434868002029
ABSU-00P-5K0	5	5	25309070	08434868002036

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Universalabsorptionsmittel für verschüttete Flüssigkeiten, AUX - Auxiliary Grade**

**Beschreibung** : Absorbierende Partikel natürlichen Ursprungs, insbesondere geeignet zur Absorption von verschüttetem und ausgelaufenem Material in Innen- als auch in windgeschützten Außenbereichen. Sepiolith 30/60, Reinheit >65 %, maximale Dichte 720 g/l, min. Wasserabsorption 110 % und Ölabsorption 65 %.ANWEISUNGEN: Das Absorptionsmittel der verschütteten Flüssigkeit hinzufügen, einige Minuten warten, bis die Flüssigkeit vollständig absorbiert wurde, und mit einer Schaufel entfernen. Weitere Informationen finden Sie auf dem technischen Datenblatt dieses Produkts (Download unter [www.labbox.de](http://www.labbox.de)).

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Verpackung	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
ABSU-00P-1K0	1 kg	mineralisches Sepiolith	1
ABSU-00P-5K0	5 kg	mineralisches Sepiolith	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABSU-00P-1K0	1	1	25309070	08434868002029
ABSU-00P-5K0	5	5	25309070	08434868002036

## PRODUKTFOTO

