

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mueble auxiliar de laboratorio con ruedas, dos puertas y un cajón

Descripción : Color gris claro. Bisagras con apertura 270°. Incorpora una balda regulable en altura. Cuatro ruedas en la base, dos de ellas con freno. Disponible en dos acabados: - melamina de 19 mm de espesor y frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Tiradores fabricados en aluminio natural. Cajón con guías y costados en chapa de acero recubiertas con protección antioxidante - acero laminado en frío galvanizado de 1 mm de espesor acabado en pintura epoxi-poliéster termoendurecida. Cajonera con correderas sincronizadas de alta precisión y extracción total, cierre suave y silencioso Se entrega montado con el tirador en la parte interna del mueble para evitar desperfectos. Garantía 5 años. Plazo de entrega 4 semanas

DATOS TÉCNICOS

referencia	altura de trabajo	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.
LABC-905-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	melamina	1
LABC-9B6-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	acero	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-905-001	656	48	94036090	08434868027503
LABC-9B6-001	576	48	94031058	08434868080249

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Auxiliar laboratory cabinet with wheels, one drawer and two doors

Description : Soft grey color. Hinges with 270° opening. Includes a height adjustable shelf. Four wheels at the base, two with brake. Available in two versions: - made of melamine (19 mm thick). Fronts edged with aluminum (1 mm thick). Handles made of natural aluminum. Drawer with guides and sides of sheet steel coated with antioxidant protection - built with cold-rolled galvanized sheet steel (1 mm thick), finished in thermo-hardened epoxy-polyester paint. Chest of drawers with synchronized slides of high precision and total extraction, soft and silent closing. Delivered assembled with the handle inside the cabinet to avoid damage. Warranty 5 years. Delivery time: 4 weeks

TECHNICAL DATA

reference	height of work	dimensions (length x width x height)	type	pcs/pack
LABC-905-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	melamine	1
LABC-9B6-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	steel	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-905-001	656	48	94036090	08434868027503
LABC-9B6-001	576	48	94031058	08434868080249

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Meuble bas de laboratoire avec tiroir, deux portes et roulettes

Description : De couleur gris clair. Charnières avec ouverture à 270°. Inclut : une tablette réglable en hauteur, quatre roulettes, dont deux avec frein. Disponible en deux finitions : - en mélaminé de 19 mm d'épaisseur et façades bordées d'aluminium de 1 mm d'épaisseur. Poignée en aluminium naturel. Tiroir avec guides et cotés en acier recouverts de protection antioxydante - en acier laminé à froid galvanisé de 1 mm d'épaisseur avec peinture époxy-polyester thermodurcissable. Tiroir avec glissement synchronisé de haute précision et extraction totale, fermeture amortie et silencieuse. Se livre monté avec les poignées à l'intérieur du meuble pour éviter tout dommage. Garantie 5 ans. Délai de livraison 4 semaines

DONNÉES TECHNIQUES

référence	hauteur de travail	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	type	unités par ref.
LABC-905-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	mélaminé	1
LABC-9B6-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	acier	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-905-001	656	48	94036090	08434868027503
LABC-9B6-001	576	48	94031058	08434868080249

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Armadio ausiliario da laboratorio con ruote, due sportelli e un cassetto

Descrizione : Colore grigio chiaro. Cerniere con apertura a 270°. Comprende una mensola regolabile in altezza. Quattro ruote alla base, due delle quali con freno. Disponibile in due modelli: -composto melaminico di 19 mm di spessore e frontali bordati in alluminio di 1 mm di spessore. Maniglie in alluminio naturale. Cassetto con base e fondo in lamiera di acciaio rivestita con protezione antiossidante -acciaio laminato a freddo galvanizzato di spessore 1 mm, finitura vernice epossidica-poliestere termoindurito e cassetto con guide sincronizzate ad alta precisione ed estrazione totale, chiusura morbida e silenziosa. Viene fornito montato con la maniglia nella parte interna del mobile per evitare danni. Garanzia di 5 anni. Consegna: 4 settimane

DATI TECNICI

referenza	Altezza di lavoro	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	tipo	unità per ref.
LABC-905-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	composto melaminico	1
LABC-9B6-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	acciaio	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABC-905-001	656	48	94036090	08434868027503
LABC-9B6-001	576	48	94031058	08434868080249

FOTO DEL PRODOTTO

