

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Inserto para viales de cromatografía de 2 ml**Descripción :** Vidrio transparente con base plana, base cónica y base cónica con Polyspring. Para usar con viales de 2 ml**DATOS TÉCNICOS**

referencia	Ø x h (mm)	capacidad	tipo	unidades por ref.
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	base plana	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	base cónica	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	base cónica con Polyspring	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** Insert for 2 ml chromatography vials**Description :** Clear glass, flat-base, conical base or conical base with polyspring. For use with 2 mL screw top vials**TECHNICAL DATA**

reference	Ø x h (mm)	capacity	type	pcs/pack
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	flat base	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	conical base	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	conical base with Polyspring	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Insert pour flacon de chromatographie de 2 ml****Description :** En verre clair à base plate, base conique et base conique avec Polyspring. À utiliser avec des flacons à vis de 2 ml**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	Ø x h (mm)	capacité	type	unités par ref.
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	base plate	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	base conique	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	base conique avec Polyspring	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Inserto per fiala per cromatografia da 2 ml****Descrizione :** Vetro trasparente con base piatta, base conica e base conica con Polyspring. Da utilizzare con fiale da 2 ml**DATI TECNICI**

referenza	Ø x h (mm)	capacità	tipo	unità per ref.
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	Base piatta	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	Base conica	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	Base conica con Polyspring	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Inzetstuk voor chromatografievials van 2 ml**Beschrijving** : Helder glas met platte basis, conische voet en conische voet met Polyspring. Voor gebruik met injectievials van 2 ml**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Ø x h (mm)	capaciteit	type	stuks per ref.
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	platte bodem	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	conische bodem	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	conische bodem met Polyspring	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Einsatz für 2 ml Chromatographie-Vials****Beschreibung** : Klarglas, mit flachem Boden, konischem Boden und konischem Polyspring-Boden. Zur Verwendung mit 2 ml Vials.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Ø x H (mm)	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	flacher Boden	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	konischer Boden	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	konischer Polyspring-Boden	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

PRODUKTFOTO