

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Tapón para viales *snap-top* con septa de silicona/PTFE**Descripción :** Con septum de 11 mm de PTFE rojo / Silicona blanca de 1 mm (0,04") de espesor**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
STC2-P20-100	septa de silicona blanca / PTFE rojo	100
STC2-W20-100	septa pre-slit de silicona blanca / PTFE rojo	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** Snap cap for *snap-top* vials with PTFE/Silicone septum**Description :** Snap cap with red PTFE (11mm)/White Silicone (1mm) (0,04") septum**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
STC2-P20-100	septa white silicon / red PTFE	100
STC2-W20-100	septa pre-slit white silicon / red PTFE	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Bouchon pour flacon *snap-top* avec septum en silicone/PTFE****Description :** Avec septum de 11 mm en PTFE rouge / silicone blanche de 1 mm (0,04") d'épaisseur**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
STC2-P20-100	septum en silicone blanche / PTFE rouge	100
STC2-W20-100	septum pre-slit en silicone blanche / PTFE rouge	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto :** Tappo per fiale snap-top con septum in silicone/PTFE**Descrizione :** Con septum da 11 mm di PTFE rosso / silicone bianco da 1 mm (0,04") di spessore**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
STC2-P20-100	Septum in silicone bianco / PTFE rosso	100
STC2-W20-100	Septum pre-slit silicone bianco / rosso PTFE	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Dop voor vials *snapcap* met siliconen/PTFE-septum**Beschrijving** : Met 11 mm rood PTFE-septum / 1 mm (0,04") witte siliconen**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
STC2-P20-100	septum van witte siliconen / rode PTFE	100
STC2-W20-100	pre-slit septum van witte siliconen / rode PTFE	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname :** Verschlüsse für Probenröhrchen *snap-top*, mit Silikon/PTFE-Septum**Beschreibung :** Mit 11 mm Septum aus rotem PTFE/ weißem Silikon mit 1 mm (0,04") Dicke.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
STC2-P20-100	Septum aus weißem Silikon/rotem PTFE	100
STC2-W20-100	Pre-Slit-Septum aus weißem Silikon/rotem PTFE	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

PRODUKTFOTO