

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Cápsula de aluminio Ø20 mm con septa**Descripción :** Apertura superior de 10 mm y septa de 3 mm (0,125") de espesor**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
CHCA-S20-100	septa de silicona blanca / PTFE natural	100
CHCA-B20-100	septa moldeada de butilo / PTFE natural	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054875
CHCA-B20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054882

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name** : Aluminium crimp cap, Ø20 mm, with septum**Description** : Open top with a 10mm hole and 3 mm (0,125") thick septum**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
CHCA-S20-100	septa white silicon / natural PTFE	100
CHCA-B20-100	moulded septa butyl / natural PTFE	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054875
CHCA-B20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054882

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Capsule en aluminium Ø20 mm avec septum****Description :** Ouverture supérieure de 10 mm et septum de 3 mm d'épaisseur**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
CHCA-S20-100	septum en silicone blanche / PTFE naturel	100
CHCA-B20-100	septum moulés en butyle / PTFE naturel	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054875
CHCA-B20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054882

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Capsula in alluminio Ø20 mm con septum****Descrizione :** Apertura superiore di 10 mm e septum da 3 mm (0,125")**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
CHCA-S20-100	Septum in silicone bianco / PTFE naturale	100
CHCA-B20-100	Septum stampati in butile / PTFE naturale	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054875
CHCA-B20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054882

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Aluminium krimpdop Ø20 mm met septum****Beschrijving : 10 mm opening aan de bovenkant en 3 mm (0,125") dikke septa****TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
CHCA-S20-100	septum van witte siliconen / naturel PTFE	100
CHCA-B20-100	butyl gegoten septum / naturel PTFE	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054875
CHCA-B20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054882

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Bördelkappe aus Aluminium, Ø20 mm, mit Septum****Beschreibung :** Obere Öffnung von 10 mm und Septum mit 3 mm (0,125") Dicke.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
CHCA-S20-100	Septum aus weißem Silikon/farblosem PTFE	100
CHCA-B20-100	Septum aus Butyl/farblosem PTFE	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054875
CHCA-B20-100	0,2	0,1	90279080	08434868054882

PRODUKTFOTO