

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Plataforma y clips de fijación para agitadores mecánicos

Descripción : Sirven para los agitadores mecánicos SHKP-500-001/SHKP-35L-001/SHKP-R70-001. Requieren la plataforma de fijación de clips SHKP-A00-001. Los conectores SHKU-A01-001 permiten conectar dos plataformas anti-deslizantes una encima de la otra

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SHKP-A00-001	plataforma de fijación de clips para erlenmeyer para SHKP	1
SHKU-025-001	clip de fijación 25 mL (28 máx. en SHKP)	1
SHKU-050-001	clip de fijación 50 mL (16 máx. en SHKP)	1
SHKU-100-001	clip de fijación 100 mL (16 máx. en SHKP)	1
SHKU-250-001	clip de fijación 200/250 mL (9 máx. en SHKP)	1
SHKU-500-001	clip de fijación 500 mL (4 máx. en SHKP)	1
SHKU-A01-001	conectores para doble plataforma antideslizante	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-A00-001	1	1	84798200	08434868059832
SHKU-025-001	0,025	0,025	84798200	08434868059870
SHKU-050-001	0,05	0,05	84798200	08434868059887
SHKU-100-001	0,1	0,1	84798200	08434868059894
SHKU-250-001	0,25	0,25	84798200	08434868059900
SHKU-500-001	0,5	0,5	84798200	08434868059917
SHKU-A01-001	1	1	84798200	08434868059924

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Platform and clips for shakers

Description : To be combined with SHKP-500-001/SHKP-35L-001/SHKP-R70-001 shakers. They require the fixation platform SHKP-A00-001. The SHKU-A01-001 connectors are used for connecting two non-slip platforms, one on top of the other

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SHKP-A00-001	clip fixation platform for SHKP	1
SHKU-025-001	clip for 25 ml Erlenmeyer (28 max. at SHKP)	1
SHKU-050-001	clip for 50 ml Erlenmeyer (16 max. at SHKP)	1
SHKU-100-001	clip for 100 ml Erlenmeyer (16 max. at SHKP)	1
SHKU-250-001	clip for 200/250 ml Erlenmeyer (9 max. at SHKP)	1
SHKU-500-001	clip for 500 ml Erlenmeyer (4 max. at SHKP)	1
SHKU-A01-001	connectors for double non-slip platform	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-A00-001	1	1	84798200	08434868059832
SHKU-025-001	0,025	0,025	84798200	08434868059870
SHKU-050-001	0,05	0,05	84798200	08434868059887
SHKU-100-001	0,1	0,1	84798200	08434868059894
SHKU-250-001	0,25	0,25	84798200	08434868059900
SHKU-500-001	0,5	0,5	84798200	08434868059917
SHKU-A01-001	1	1	84798200	08434868059924

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Plateformes et clips de fixation pour agitateurs mécaniques**Description :** Pour agitateurs SHKP-500-001/SHKP-35L-001/SHKP-R70-001 qui nécessitent des plateformes de fixation SHKP-A00-001. Les connecteurs SHKU-A01-001 sont utilisés pour connecter 2 plateformes antidérapantes, l'une au-dessus de l'autre

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SHKP-A00-001	plateformes pour clips de fixation pour SHKP	1
SHKU-025-001	clip de fixation pour fiole Erlenmeyer de 25 mL (28 max. pour SHKP)	1
SHKU-050-001	clip de fixation pour fiole Erlenmeyer de 50 mL (16 max. pour SHKP)	1
SHKU-100-001	clip de fixation pour fiole Erlenmeyer de 100 mL (16 max. pour SHKP)	1
SHKU-250-001	clip de fixation pour fiole Erlenmeyer de 200/250 mL (9 max. pour SHKP)	1
SHKU-500-001	clip de fixation pour fiole Erlenmeyer de 500 mL (4 max. pour SHKP)	1
SHKU-A01-001	connecteurs pour 2 plateformes antidérapantes	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-A00-001	1	1	84798200	08434868059832
SHKU-025-001	0,025	0,025	84798200	08434868059870
SHKU-050-001	0,05	0,05	84798200	08434868059887
SHKU-100-001	0,1	0,1	84798200	08434868059894
SHKU-250-001	0,25	0,25	84798200	08434868059900
SHKU-500-001	0,5	0,5	84798200	08434868059917
SHKU-A01-001	1	1	84798200	08434868059924



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Supporti e clip di fissaggio per agitatori meccanici

Descrizione : Per agitatori meccanici SHKP-500-001/SHKP-35L-001/SHKP-R70-001. Richiedono supporti di fissaggio SHKP-A00-001. I connettori SHKU-A01-001 consentono di collegare due piattaforme antiscivolo una sopra l'altra

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SHKP-A00-001	Supporto di fissaggio a clip per SHKP	1
SHKU-025-001	Clip di fissaggio 25 ml (28 max in SHKP)	1
SHKU-050-001	Clip di fissaggio 50 ml (16 max in SHKP)	1
SHKU-100-001	Clip di fissaggio 100 ml (16 max in SHKP)	1
SHKU-250-001	Clip di fissaggio 200/250 ml (9 max in SHKP)	1
SHKU-500-001	Clip di fissaggio 500 ml (4 max in SHKP)	1
SHKU-A01-001	Connettori per doppia piattaforma antiscivolo	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-A00-001	1	1	84798200	08434868059832
SHKU-025-001	0,025	0,025	84798200	08434868059870
SHKU-050-001	0,05	0,05	84798200	08434868059887
SHKU-100-001	0,1	0,1	84798200	08434868059894
SHKU-250-001	0,25	0,25	84798200	08434868059900
SHKU-500-001	0,5	0,5	84798200	08434868059917
SHKU-A01-001	1	1	84798200	08434868059924



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Platform en bevestigingsclips voor mechanische schudders

Beschrijving : Ze passen op de mechanische roerders SHKP-500-001/SHKP-35L-001/SHKP-R70-001. Ze vereisen het clipbevestigingsplatform SHKP-A00-001. Met SHKU-A01-001-connectoren kunnen twee antislipplatforms op elkaar worden aangesloten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SHKP-A00-001	clipbevestigingsplatform voor erlenmeyer voor SHKP	1
SHKU-025-001	bevestigingsclip 25 ml (28 max. in SHKP)	1
SHKU-050-001	bevestigingsclip 50 ml (16 max. in SHKP)	1
SHKU-100-001	bevestigingsclip 100 ml (16 max. in SHKP)	1
SHKU-250-001	bevestigingsclip 200/250 ml (9 max. in SHKP)	1
SHKU-500-001	bevestigingsclip 500 ml (4 max. in SHKP)	1
SHKU-A01-001	connectoren voor dubbel antislipplateau	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-A00-001	1	1	84798200	08434868059832
SHKU-025-001	0,025	0,025	84798200	08434868059870
SHKU-050-001	0,05	0,05	84798200	08434868059887
SHKU-100-001	0,1	0,1	84798200	08434868059894
SHKU-250-001	0,25	0,25	84798200	08434868059900
SHKU-500-001	0,5	0,5	84798200	08434868059917
SHKU-A01-001	1	1	84798200	08434868059924





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Plattform und Halteklammern für die mechanischen Schüttler

Beschreibung : Geeignet für die mechanischen Schüttler SHKP-500-001/SHKP-35L-001/SHKP-R70-001. Benötigen eine Plattform mit Halteklammer-Befestigungen SHKP-A00-001. Die Verbindung SHKU-A01-001 erlaubt das Hinzufügen einer zweiten rutschfesten Plattform oberhalb.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SHKP-A00-001	Plattform mit Halteklammer-Befestigungen	1
SHKU-025-001	Halteklammer, 25 mL (max. 28 bei SHKP)	1
SHKU-050-001	Halteklammer, 50 mL (max. 16 bei SHKP)	1
SHKU-100-001	Halteklammer, 100 mL (max. 16 bei SHKP)	1
SHKU-250-001	Halteklammer, 200/ 250 mL (max. 9 bei SHKP)	1
SHKU-500-001	Halteklammer, 500 mL (max. 4 bei SHKP)	1
SHKU-A01-001	Verbindungen zum Anbringen einer zweiten rutschfesten Plattform	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-A00-001	1	1	84798200	08434868059832
SHKU-025-001	0,025	0,025	84798200	08434868059870
SHKU-050-001	0,05	0,05	84798200	08434868059887
SHKU-100-001	0,1	0,1	84798200	08434868059894
SHKU-250-001	0,25	0,25	84798200	08434868059900
SHKU-500-001	0,5	0,5	84798200	08434868059917
SHKU-A01-001	1	1	84798200	08434868059924

