

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Embudo de seguridad (Thistle)

**Descripción :** De polipropileno. Facilita la adición de líquidos a buretas y frascos de cuello estrecho



Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior(mm)	Øvástago (mm)	ltotal (mm)	unidades por ref.
THIP-035-001	35	6	250	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,1	39269097	08434868060050

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Thistle funnel**Description :** Made of polypropylene. Facilitates the addition of liquids to burettes and narrow neck flasks

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	Østem (mm)	ltotal (mm)	pcs/pack
THIP-035-001	35	6	250	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,1	39269097	08434868060050

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Entonnoir de sûreté (Thistle)****Description :** En polypropylène. Pour faciliter l'ajout de liquides dans les burettes et flacons à col étroit

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	Øtige (mm)	long. totale (mm)	unités par ref.
THIP-035-001	35	6	250	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,1	39269097	08434868060050

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Imbuto di sicurezza (Thistle)****Descrizione :** In Polipropilene. Facilita l'aggiunta di liquidi alle burette e ai flaconi a collo stretto

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	Østantuffo (mm)	ltotale (mm)	unità per ref.
THIP-035-001	35	6	250	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,1	39269097	08434868060050

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Veiligheidstrechter (Thistle)****Beschrijving :** Van polypropyleen. Voor het gemakkelijk toevoegen van vloeistoffen aan buretten en flessen met een nauwe hals

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bovenØ(mm)	Østeel (mm)	ltotaal (mm)	stuks per ref.
THIP-035-001	35	6	250	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,1	39269097	08434868060050

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

**MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Sicherheitstrichter (Thistle)****Beschreibung** : Aus Polypropylen. Erleichtert das Hinzugeben von Flüssigkeiten zu Büretten und Flaschen mit engem Hals.

Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øoben(mm)	ØStiel(mm)	Lgesamt (mm)	Stückzahl pro Artikel
THIP-035-001	35	6	250	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,1	39269097	08434868060050

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

**MATERIAL**

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.