

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pinza tres dedos Premium Line

Descripción : Aleación de aluminio, antiácido y anticorrosión


DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	l (mm)	tipo	unidades por ref.
RPD3-025-001	10 - 25	170	dedos forrados de PVC, sin nuez (A)	1
RPD3-045-001	25 - 45	225	dedos forrados de corcho, sin nuez (A)	1
RPS3-025-001	10 - 25	204	dedos forrados de PVC, con nuez (B)	1
RPS3-045-001	25 - 45	210	dedos forrados de corcho, con nuez (B)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RPD3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059535
RPD3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059542
RPS3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059559
RPS3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059566

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Retort clamp three prongs Premium Line

Description : Made of antiacid and anticorrosive light alloy


TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	l(mm)	type	pcs/pack
RPD3-025-001	10 - 25	170	PVC sleeved prongs, without noix (A)	1
RPD3-045-001	25 - 45	225	cork-lined prongs, without noix (A)	1
RPS3-025-001	10 - 25	204	PVC sleeved prongs, with bosshead (B)	1
RPS3-045-001	25 - 45	210	cork-lined prongs, with bosshead (B)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RPD3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059535
RPD3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059542
RPS3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059559
RPS3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059566

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pince trois doigts Premium Line**Description :** En alliage léger antiacide et anticorrosif


DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	long. (mm)	type	unités par ref.
RPD3-025-001	10 - 25	170	doigts recouverts en PVC, sans noix (A)	1
RPD3-045-001	25 - 45	225	doigts recouverts en liège, sans noix (A)	1
RPS3-025-001	10 - 25	204	doigts recouverts en PVC, avec noix (B)	1
RPS3-045-001	25 - 45	210	doigts recouverts en liège, avec noix (B)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RPD3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059535
RPD3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059542
RPS3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059559
RPS3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059566

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pinza a 3 dita Premium Line**Descrizione :** Lega di alluminio, antiacido e anticorrosione


DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	L (mm)	tipo	unità per ref.
RPD3-025-001	10 - 25	170	branche rivestite in PVC, senza morsetto (A)	1
RPD3-045-001	25 - 45	225	branche rivestite in sughero, senza morsetto (A)	1
RPS3-025-001	10 - 25	204	branche rivestite in PVC, con morsetto (B)	1
RPS3-045-001	25 - 45	210	branche rivestite in sughero, con morsetto (B)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RPD3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059535
RPD3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059542
RPS3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059559
RPS3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059566

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Klem drie vingers Premium Line**Beschrijving** : Aluminiumlegering, antizuur en anticorrosie;


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	l (mm)	type	stuks per ref.
RPD3-025-001	10 - 25	170	met PVC gecoate vingers, zonder moer (A)	1
RPD3-045-001	25 - 45	225	met kurk gecoate vingers, zonder moer (A)	1
RPS3-025-001	10 - 25	204	met PVC gecoate vingers, met moer (B)	1
RPS3-045-001	25 - 45	210	met kurk gecoate vingers, met moer (B)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RPD3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059535
RPD3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059542
RPS3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059559
RPS3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059566

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Stativklemme, universal, Typ Dreifinger Premium Line
Beschreibung : Aluminiumlegierung, säure- und korrosionsbeständig.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
RPD3-025-001	10 - 25	170	Finger mit PVC-Einlagen, ohne Muffe (A)	1
RPD3-045-001	25 - 45	225	Finger mit Kork-Einlagen, ohne Muffe (A)	1
RPS3-025-001	10 - 25	204	Finger mit PVC-Einlagen, mit Muffe (B)	1
RPS3-045-001	25 - 45	210	Finger mit Kork-Einlagen, mit Muffe (B)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RPD3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059535
RPD3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059542
RPS3-025-001	0,4	0,123	82032000	08434868059559
RPS3-045-001	0,4	0,123	82032000	08434868059566

PRODUKTFOTO
