

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Esferas (perlas) de vidrio**Descripción :** Para controlar la ebullición y otros usos en el laboratorio

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tolerancia (mm)	[uds / kg]	[kg / l]	envase	unidades por ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Glass beads**Description :** For boiling control and other laboratory uses

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	accuracy (mm)	[pcs / kg]	[kg / l]	package	pcs/pack
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bille de verre**Description :** Pour contrôler l'ébullition et d'autres utilisations en laboratoire

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	tolérance (mm)	[unités / kg]	[kg / l]	conditionnement	unités par ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sfere (palline) in vetro**Descrizione :** Per controllare l'ebollizione e altri usi di laboratorio

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tolleranza (mm)	[pz / kg]	[kg / l]	confezione	unità per ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Glazen bollen (parels)

Beschrijving : Voor het controleren van kookprocessen en ander gebruik in het laboratorium



Autoclaveerbaar

121°

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	tolerantie (mm)	[stuks / kg]	[kg / l]	verpakking	stuks per ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Glaskugeln (Perlen)**Beschreibung :** Für die Siedekontrolle und andere Verwendungen in Laboratorien.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Toleranz (mm)	[St. / kg]	[kg / l]	Verpackung	Stückzahl pro Artikel
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

PRODUKTFOTO

