

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Termómetro de varilla, Alla France**Descripción :** De varilla esmaltada amarilla. Líquido de relleno rojo (sin mercurio). Inmersión parcial (76 mm)

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	resolución	precisión	Ø(mm)	l (mm)	unidades por ref.
THER-60A-010	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 1 °C	6 - 7	305	10
THER-11A-010	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10
THER-15A-010	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-60A-010	1	0,75	90251180	08434868055025
THER-11A-010	1	0,75	90251180	08434868055032
THER-15A-010	1	0,75	90251180	08434868055049

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Thermometer, Alla France

Description : Yellow enameled rod. Filled with red coloured liquid (without mercury). Partial immersion (76 mm)

TECHNICAL DATA

reference	range	readability	precision	Ø (mm)	l(mm)	pcs/pack
THER-60A-010	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 1 °C	6 - 7	305	10
THER-11A-010	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10
THER-15A-010	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-60A-010	1	0,75	90251180	08434868055025
THER-11A-010	1	0,75	90251180	08434868055032
THER-15A-010	1	0,75	90251180	08434868055049

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Thermomètre, Alla France**Description :** Sur tige émaillée jaune. Remplissage au liquide rouge (sans mercure). Immersion partielle (trait et point à 76 mm).

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	résolution	précision	Ø (mm)	long. (mm)	unités par ref.
THER-60A-010	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 1 °C	6 - 7	305	10
THER-11A-010	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10
THER-15A-010	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-60A-010	1	0,75	90251180	08434868055025
THER-11A-010	1	0,75	90251180	08434868055032
THER-15A-010	1	0,75	90251180	08434868055049

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Termometro ad asta**Descrizione :** Con asta smaltata gialla. Liquido di riempimento rosso (senza mercurio). Immersione parziale (76 mm). Precisione testata in laboratorio

DATI TECNICI

referenza	variabilità	risoluzione	accuratezza	Ø(mm)	L (mm)	unità per ref.
THER-60A-010	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 1 °C	6 - 7	305	10
THER-11A-010	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10
THER-15A-010	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-60A-010	1	0,75	90251180	08434868055025
THER-11A-010	1	0,75	90251180	08434868055032
THER-15A-010	1	0,75	90251180	08434868055049

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Steelthermometer, Alla France**Beschrijving** : Gele geëmailleerde staaf. Rode vulvloeistof (kwikvrij). Gedeeltelijke onderdompeling (76 mm)**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	bereik	resolutie	precisie	Ø(mm)	l (mm)	stuks per ref.
THER-60A-010	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 1 °C	6 - 7	305	10
THER-11A-010	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10
THER-15A-010	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-60A-010	1	0,75	90251180	08434868055025
THER-11A-010	1	0,75	90251180	08434868055032
THER-15A-010	1	0,75	90251180	08434868055049

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Thermometer, in Stabform, Alla France**Beschreibung :** Gelber, glasierter Stab. Rote Füllflüssigkeit (quecksilberfrei). Mit Eintauchtiefe (76 mm). Laborgeprüfte Genauigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Ablesbarkeit	Präzision	Ø(mm)	L (mm)	Stückzahl pro Artikel
THER-60A-010	-10 + 60 °C	± 0,5 °C	± 1 °C	6 - 7	305	10
THER-11A-010	-20 + 110 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10
THER-15A-010	-20 + 150 °C	± 1 °C	± 2 °C	6 - 7	305	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-60A-010	1	0,75	90251180	08434868055025
THER-11A-010	1	0,75	90251180	08434868055032
THER-15A-010	1	0,75	90251180	08434868055049

PRODUKTFOTO

