

GENERAL INFORMATION

Product name : Welded central laboratory table made with high resistance compact phenolic resin worktop

Description : Worktop made with high resistance compact phenolic resin Fundermax Resistance², soft grey, 20 mm thick. Ideal for all type of laboratories and indispensable in physical-chemical laboratories. Tube metal frame made of cold rolled steel with an antirust epoxy resin protection layer. With a maximum load capacity of 400 kg/linear meter. Four adjustable support points to level the table. Delivered assembled. Warranty 5 years. Delivery time 4 weeks

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (length x width x height)	pcs/pack
LABT-M01-001	900 x 900 x 900 mm	1
LABT-M02-001	1200 x 900 x 900 mm	1
LABT-M03-001	1500 x 900 x 900 mm	1
LABT-M04-001	1800 x 900 x 900 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABT-M01-001	864	63	94036090	08434868079946
LABT-M02-001	1008	85	94036090	08434868079953
LABT-M03-001	1152	107	94036090	08434868079960
LABT-M04-001	1440	129	94036090	08434868079977

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mesa de laboratorio central con resina fenólica de alta resistencia

Descripción : Mesa de laboratorio central con superficie de trabajo de compacto fenólico con resina de alta resistencia Fundermax Resistance² gris claro de 20 mm de grosor. Ideal para todo tipo de laboratorios e indispensable para laboratorios físico-químicos. Estructura metálica en tubo de acero laminado en frío 40x40 mm, protegida con resina epóxida antioxidante. Se puede utilizar como superficie de soporte para instrumentación de laboratorio y montaje de experimentos Capacidad de carga de hasta 400 Kg metro lineal. Cuatro puntos de apoyo regulables para nivelar la mesa. Se entrega montada. Garantía 5 años. Entrega 4 semanas

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
LABT-M01-001	900 x 900 x 900 mm	1
LABT-M02-001	1200 x 900 x 900 mm	1
LABT-M03-001	1500 x 900 x 900 mm	1
LABT-M04-001	1800 x 900 x 900 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABT-M01-001	864	63	94036090	08434868079946
LABT-M02-001	1008	85	94036090	08434868079953
LABT-M03-001	1152	107	94036090	08434868079960
LABT-M04-001	1440	129	94036090	08434868079977

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Table de laboratoire centrale avec plan de travail en résine phénolique, haute résistance

Description : Surface de travail en résine phénolique Fundermax Resistance² de couleur gris clair de 20 mm d'épaisseur. Idéale pour tous types des laboratoires et indispensable dans les laboratoires de physico-chimie. Structure métallique en tube d'acier laminé à froid 40 x 40 mm recouvert de résine époxy antioxydant. Peut être utilisée comme une surface d'appui pour instruments de laboratoire et montages. Capacité de charge jusqu'à 400 kg mètre linéaire. Quatre points d'appui réglables pour niveler la table. Se livre montée. Garantie 5 ans. Délai de livraison 4 semaines

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
LABT-M01-001	900 x 900 x 900 mm	1
LABT-M02-001	1200 x 900 x 900 mm	1
LABT-M03-001	1500 x 900 x 900 mm	1
LABT-M04-001	1800 x 900 x 900 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABT-M01-001	864	63	94036090	08434868079946
LABT-M02-001	1008	85	94036090	08434868079953
LABT-M03-001	1152	107	94036090	08434868079960
LABT-M04-001	1440	129	94036090	08434868079977

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tavolo da laboratorio centrale con resina fenolica ad alta resistenza

Descrizione : Tavolo tecnico da laboratorio centrale con superficie di lavoro in composto fenolico compatto con resina Fundermax Resistance² ad alta resistenza grigio chiaro, 20 mm di spessore. Ideale per tutti i tipi di laboratori e indispensabile per i laboratori fisico-chimici. Struttura metallica in tubo d'acciaio laminato a freddo, protetto con resine epossidiche antiossidanti. Può essere utilizzato come superficie di supporto per strumentazione di laboratorio e assemblaggio di esperimenti. Capacità di carico fino a 400 kg per metro lineare. Quattro punti di supporto regolabili per livellare il tavolo. Viene consegnato montato. Garanzia di 5 anni. Consegna: 4 settimane

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
LABT-M01-001	900 x 900 x 900 mm	1
LABT-M02-001	1200 x 900 x 900 mm	1
LABT-M03-001	1500 x 900 x 900 mm	1
LABT-M04-001	1800 x 900 x 900 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LABT-M01-001	864	63	94036090	08434868079946
LABT-M02-001	1008	85	94036090	08434868079953
LABT-M03-001	1152	107	94036090	08434868079960
LABT-M04-001	1440	129	94036090	08434868079977

FOTO DEL PRODOTTO

