

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soluciones patrón para espectrometría (AAS), STD**Descripción :** Soluciones patrón para espectrometría de absorción atómica (AAS). Soluciones patrón mono-elemento de 1000,0 µg/ml en agua o solución de ácido nítrico del 2% al 5%. Ver información detallada en www.labbox.com

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	mercancías peligrosas	envase	unidades por ref.
AABS-BN1-500	B - 1000 µg/ml (5,719 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-SU1-500	S - 1000 µg/ml (3,059 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-YT1-500	Y - 1000 µg/ml (4,31 g Y(NO ₃) ₃ ·6H ₂ O / l 2%-5% HNO ₃)	8 III UN 3264	500 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AABS-BN1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080331
AABS-SU1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080416
AABS-YT1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080423

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Standard solutions for spectrometry (AAS), STD

Description : Standard solutions for atomic absorption spectrometry (AAS). Single element standard solutions of 1000,0 µg/ml in water or 2% to 5% nitric acid solution. See detailed information in www.labbox.com

TECHNICAL DATA

reference	description	dangerous goods	package	pcs/pack
AABS-BN1-500	B - 1000 µg/ml (5,719 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-SU1-500	S - 1000 µg/ml (3,059 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-YT1-500	Y - 1000 µg/ml (4,31 g Y(NO ₃) ₃ ·6H ₂ O / l 2%-5% HNO ₃)	8 III UN 3264	500 ml	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AABS-BN1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080331
AABS-SU1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080416
AABS-YT1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080423

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Solution d'étalonnage pour spectrométrie (AAS), STD

Description : Solution d'étalonnage pour spectrométrie d'absorption atomique (AAS). Solutions d'étalonnage à élément unique de 1000,0 µg/ml dans de l'eau ou acide nitrique de 2% à 5%. Voir les informations détaillées sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	matières dangereuses	conditionnement	unités par ref.
AABS-BN1-500	B - 1000 µg/ml (5,719 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-SU1-500	S - 1000 µg/ml (3,059 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-YT1-500	Y - 1000 µg/ml (4,31 g Y(NO ₃) ₃ ·6H ₂ O / l 2%-5% HNO ₃)	8 III UN 3264	500 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AABS-BN1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080331
AABS-SU1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080416
AABS-YT1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080423



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Soluzione standard per spettrometria (AAS), STD**Descrizione :** Soluzione standard per spettrometria di assorbimento atomico (AAS). Soluzioni standard mono-elemento da 1000,0 µg/ml in acqua o soluzione di acido nitrico da 2% a 5%. Vedi informazioni dettagliate in www.labbox.com

DATI TECNICI

referenza	descrizione	merci pericolose	confezione	unità per ref.
AABS-BN1-500	B - 1000 µg/ml (5,719 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-SU1-500	S - 1000 µg/ml (3,059 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-YT1-500	Y - 1000 µg/ml (4,31 g Y(NO ₃) ₃ ·6H ₂ O / l 2%-5% HNO ₃)	8 III UN 3264	500 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AABS-BN1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080331
AABS-SU1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080416
AABS-YT1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080423

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Standaardoplossingen voor spectrometrie (AAS), STD**Beschrijving :** Standaardoplossingen voor atoomabsorptiespectrometrie (AAS). Standaardoplossingen met één element van 1000,0 µg/ml in water of 2% tot 5% salpeterzuuroplossing. Meer gedetailleerde informatie op www.labbox.com.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	gevaarlijke goederen	verpakking	stuks per ref.
AABS-BN1-500	B - 1000 µg/ml (5,719 g - H ₃ BO ₃ / I H ₂ O)		500 ml	1
AABS-SU1-500	S - 1000 µg/ml (3,059 g - H ₃ BO ₃ / I H ₂ O)		500 ml	1
AABS-YT1-500	Y - 1000 µg/ml (4,31 g - Y(NO ₃) ₃ ·6H ₂ O / I 2%-5% HNO ₃)	8 III UN 3264	500 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AABS-BN1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080331
AABS-SU1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080416
AABS-YT1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080423



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Standardlösung für Spektrometrie (AAS), STD

Beschreibung : Standardlösungen für Atomabsorptionsspektrometrie (AAS). Standardlösungen Mono-Element 1000,0 µg/ml in Wasser oder Salpetersäurelösung mit 2 % bis 5 %. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.labbox.com

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Gefährliche Waren	Verpackung	Stückzahlpro Artikel
AABS-BN1-500	B - 1000 µg/ml (5,719 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-SU1-500	S - 1000 µg/ml (3,059 g - H ₃ BO ₃ / l H ₂ O)		500 ml	1
AABS-YT1-500	Y - 1000 µg/ml (4,31 g Y(NO ₃) ₃ ·6H ₂ O / l 2%-5% HNO ₃)	8 III UN 3264	500 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
AABS-BN1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080331
AABS-SU1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080416
AABS-YT1-500	0,75	0,63	38229000	08434868080423

