

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Guantes de examen desechables de nitrilo, estéril

Descripción : Sin polvo, con polímero interior para fácil calzado. Antideslizantes, resistentes y con sensibilidad al tacto. Estériles por óxido de etileno. Ambidiestros. AQL 1.0. Cumplen con la directiva 2016/425/UE y las normas EN ISO 21420, EN 374 1/2/4/5, EN 16523-1 y EN 388. Normativa americana ASTM D 6319



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
GLEN-00S-050	estériles sin polvo, talla S	50
GLEN-00M-050	estériles sin polvo, talla M	50
GLEN-00L-050	estériles sin polvo, talla L	50
GLEN-00S-400	estériles sin polvo, talla S	8 x 50
GLEN-00M-400	estériles sin polvo, talla M	8 x 50
GLEN-00L-400	estériles sin polvo, talla L	8 x 50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	2	2	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	2	0,835	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	2	0,84	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16	39262000	08434868080904
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	08434868080911
GLEN-00L-400	76,024	16	39262000	08434868080928



GENERAL INFORMATION

Product name : Nitrile Sterile Gloves

Description : Powder-free, with internal polymer for easy donning and removal. Anti-slip, resistant and sensitive to touch. Sterile by ethylene oxide. Ambidextrous AQL 1,0. Complies with directive 2016/425 /UE and standards EN ISO 21420, EN 374 1/2/4/5, EN 16523-1 and EN 388. American standards ASTM D6319



Complies with the specifications defined in the European directive



Available in standard size and economy size



Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
GLEN-00S-050	Sterile powder-free, small size	50
GLEN-00M-050	Sterile powder-free, medium size	50
GLEN-00L-050	Sterile powder-free, large size	50
GLEN-00S-400	Sterile powder-free, small size	8 x 50
GLEN-00M-400	Sterile powder-free, medium size	8 x 50
GLEN-00L-400	Sterile powder-free, large size	8 x 50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	2	2	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	2	0,835	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	2	0,84	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16	39262000	08434868080904
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	08434868080911
GLEN-00L-400	76,024	16	39262000	08434868080928

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Gant d'examen en nitrile, stérile

Description : Non poudré, avec polymère intérieur pour enfiler facilement le gant. Antidérapant, résistant et sensible au toucher. Stérile à l'oxyde d'éthylène. Ambidextre. AQL 1,0. Conforme à la directive 2016/425/UE, aux normes EN ISO 21420, EN 374 1/2/4/5, EN 16523-1 et EN 388 et à la normative américaine ASTM D 6319



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
GLEN-00S-050	stérile, non poudré, taille S	50
GLEN-00M-050	stérile, non poudré, taille M	50
GLEN-00L-050	stérile, non poudré, taille L	50
GLEN-00S-400	stérile, non poudré, taille S	8 x 50
GLEN-00M-400	stérile, non poudré, taille M	8 x 50
GLEN-00L-400	stérile, non poudré, taille L	8 x 50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	2	2	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	2	0,835	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	2	0,84	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16	39262000	08434868080904
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	08434868080911
GLEN-00L-400	76,024	16	39262000	08434868080928



INFORMAZIONE GENERALE
Nome del prodotto : Guanti da esame monouso in nitrile, sterili
Descrizione : Senza polvere, rivestimento interno con polimeri per una facile indossabilità. Antiscivolo, resistenti e sensibili al tatto. Sterilizzati ad ossido di etilene. Ambidestri. AQL 1,0. Conformi a 2016/425/UE, a EN ISO 21420, EN 374 1/2/4/5, EN16523-1 ed EN 388 e normativa americana ASTM D 6319


Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
GLEN-00S-050	sterili senza polvere, taglia S	50
GLEN-00M-050	sterili senza polvere, taglia M	50
GLEN-00L-050	sterili senza polvere, taglia L	50
GLEN-00S-400	sterili senza polvere, taglia S	8 x 50
GLEN-00M-400	sterili senza polvere, taglia M	8 x 50
GLEN-00L-400	sterili senza polvere, taglia L	8 x 50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	2	2	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	2	0,835	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	2	0,84	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16	39262000	08434868080904
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	08434868080911
GLEN-00L-400	76,024	16	39262000	08434868080928



Revisiedatum: 28/03/2023

Ref. Doc.: PDS-1443

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wegwerpbare nitril onderzoekshandschoenen, steriel

Beschrijving : Poedervrij, met polymeer binnenkant voor gemakkelijk aan- en uittrekken. Antislip, resistent en tastgevoelig. Gesteriliseerd met ethyleenoxide. Tweehandig. AQL 1,5. Voldoen aan richtlijn 89/686/425 en normen EN 420, EN 374 1/2/3 en EN 388. Amerikaanse norm ASTM F1671-03 en ASTM 6978-05



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
GLEN-00S-050	steriel poedervrij, maat S	50
GLEN-00M-050	steriel poedervrij, maat M	50
GLEN-00L-050	steriel poedervrij, maat L	50
GLEN-00S-400	steriel poedervrij, maat S	8 x 50
GLEN-00M-400	steriel poedervrij, maat M	8 x 50
GLEN-00L-400	steriel poedervrij, maat L	8 x 50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	2	2	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	2	0,835	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	2	0,84	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16	39262000	08434868080904
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	08434868080911
GLEN-00L-400	76,024	16	39262000	08434868080928



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Untersuchungshandschuhe aus Nitril, zum Einmalgebrauch, steril

Beschreibung : Puderfrei, die Polymerinnenbeschichtung erleichtert das Überziehen. Rutschfest, beständig und tastsensibel. Sterilisiert durch Ethylenoxid. Beidhändig verwendbar. AQL 1,5. Erfüllen die Richtlinie 2016/425/UE und die Normen EN ISO 21420, EN 374 1/2/4/5, EN 16523-1 und EN 388. Amerikanische Richtlinie ASTM D 6319.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
GLEN-00S-050	steril, puderfrei, Größe S	50
GLEN-00M-050	steril, puderfrei, Größe M	50
GLEN-00L-050	steril, puderfrei, Größe L	50
GLEN-00S-400	steril, puderfrei, Größe S	8 x 50
GLEN-00M-400	steril, puderfrei, Größe M	8 x 50
GLEN-00L-400	steril, puderfrei, Größe L	8 x 50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	2	2	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	2	0,835	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	2	0,84	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16	39262000	08434868080904
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	08434868080911
GLEN-00L-400	76,024	16	39262000	08434868080928

