

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tiras de tubos de microtitulación

Descripción : Ideales para un amplio rango de aplicaciones como inmunoensayos, reacciones de aglutinación, ensayos colorimétricos, etc. Fabricados en PS de transparencia óptica. Dimensiones conforme al estándar ANSI/SBS, compatibles con equipos automatizados estándar. Estériles por radiación gamma. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Esterilizado por radiación gamma


DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MICP-008-060	tira de 8 pocillos, fondo plano	60
MICP-CAP-010	tapa para 96 pocillos	10
MICP-FRA-010	soporte para tiras hasta 96 pocillos	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MICP-008-060	0,25	0,25	39269097	08434868083103
MICP-CAP-010	0,25	0,25	39269097	08434868083110
MICP-FRA-010	0,25	0,25	39269097	08434868083127

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Microtiter tube strips

Description : Ideal for a wide range of applications, such as immunoassays, agglutination, colorimetric assays, etc. PS material with optical transparency. Dimensions conform to ANSI/SBS microplate standard, compatible with standard and automated equipment. Sterilized by gamma irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



Sterile by gamma radiation



TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MICP-008-060	8-well strip, flat-shape bottom	60
MICP-CAP-010	lid for 96 wells	10
MICP-FRA-010	frame for strips up to 96 wells	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MICP-008-060	0,25	0,25	39269097	08434868083103
MICP-CAP-010	0,25	0,25	39269097	08434868083110
MICP-FRA-010	0,25	0,25	39269097	08434868083127

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Barrette de tubes de micro-titration

Description : Idéale pour une large gamme d'applications comme dosages immunologiques, agglutination, dosages colorimétriques etc... Fabriquée en polystyrène de transparence optique. Dimensions conformes aux standard ANSI/SBS, compatible avec les équipements automatisés standard. Stérilisé par rayons gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Stérilisé par irradiation gamma



DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MICP-008-060	barrette de 8 puits, fond plat	60
MICP-CAP-010	couvercle pour 96 puits	10
MICP-FRA-010	support pour barrette jusqu'à 96 puits	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MICP-008-060	0,25	0,25	39269097	08434868083103
MICP-CAP-010	0,25	0,25	39269097	08434868083110
MICP-FRA-010	0,25	0,25	39269097	08434868083127

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Strip di provette di microtitolazione

Descrizione : Ideale per una vasta gamma di applicazioni come dosaggio immunologico, reazioni di agglutinazione, analisi colorimetriche, ecc. Prodotta in polistirene, con trasparenza ottica. Dimensioni secondo lo standard ANSI/SBS, compatibile con apparecchiature automatizzate standard. Sterilizzata a raggi gamma. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)



Sterile per radiazione gamma


DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MICP-008-060	strip di 8 pozzetti, fondo piatto	60
MICP-CAP-010	coperchio per 96 pozzetti	10
MICP-FRA-010	supporto per strip fino a 96 pozzetti	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MICP-008-060	0,25	0,25	39269097	08434868083103
MICP-CAP-010	0,25	0,25	39269097	08434868083110
MICP-FRA-010	0,25	0,25	39269097	08434868083127

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Microtiterbuisstrips

Beschrijving : Ideaal voor een breed scala aan toepassingen zoals immunoassays, agglutinatiereacties, colorimetrische assays, enz. Vervaardigd in optisch transparante PS. Afmetingen volgens ANSI/SBS-standaard, compatibel met standaard geautomatiseerde apparatuur. Gesteriliseerd door gammastraling



Gesteriliseerd door gammastraling



TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MICP-008-060	strip met 8 wells, platte bodem	60
MICP-CAP-010	Deksel voor 96 wells	10
MICP-FRA-010	striphouder tot 96 wells	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MICP-008-060	0,25	0,25	39269097	08434868083103
MICP-CAP-010	0,25	0,25	39269097	08434868083110
MICP-FRA-010	0,25	0,25	39269097	08434868083127

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mikrotiterröhrchen in Streifen

Beschreibung : Ideal für eine breite Palette von Verfahren wie Immunoassays, Agglutinationsreaktionen, kolorimetrische Tests usw. Aus optisch transparentem PS. Maße gemäß ANSI/SBS-Standard, kompatibel mit automatisierten Standardgeräten. Sterilisiert durch Gammastrahlen. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MICP-008-060	Streifen mit 8 Mikrotiterröhrchen, flacher Boden	60
MICP-CAP-010	Deckel für 96 Mikrotiterröhrchen	10
MICP-FRA-010	Streifenträger für 96 Mikrotiterröhrchen	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MICP-008-060	0,25	0,25	39269097	08434868083103
MICP-CAP-010	0,25	0,25	39269097	08434868083110
MICP-FRA-010	0,25	0,25	39269097	08434868083127

PRODUKTFOTO

