

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapa de silicona para placas de PCR/qPCR

Descripción : Libres de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Aperturas en forma de "+" en cada posición de pocillo



Libre de DNasa y RNasa



DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
PCRF-ABI-010	para placas de 96 pocillos	10
PCRF-AB3-010	para placas de 384 pocillos	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRF-ABI-010	151,2	0,23	90279050	08434868081925
PCRF-AB3-010	151,2	0,23	90279050	08434868106093

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Silicone mat for PCR/qPCR plates**Description :** Human DNA, DNase, RNase and PCR-inhibitors free. "+" openings in each well position

DNAsa and RNAsa free



TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
PCRF-ABI-010	for 96-well plates	10
PCRF-AB3-010	for 384-well plates	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRF-ABI-010	151,2	0,23	90279050	08434868081925
PCRF-AB3-010	151,2	0,23	90279050	08434868106093

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Couvrete de silicone pour plaque de PCR/qPCR**Description :** Sans ADN humain et certifié sans DNase, RNase et inhibiteur de PCR. Ouvertures en forme de "+" dans chaque puits

Certifié sans DNase et RNase



DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
PCRF-ABI-010	pour plaque de 96 puits	10
PCRF-AB3-010	pour plaque de 384 puits	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRF-ABI-010	151,2	0,23	90279050	08434868081925
PCRF-AB3-010	151,2	0,23	90279050	08434868106093

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Coperchio in silicone per piastre di PCR/qPCR**Descrizione :** Privi di DNA umano e certificato privo da DNasa, RNasa e inibitori della PCR. Aperture a forma di "+" in ciascuna posizione di pozzetto

Certificati come prive di DNase e RNase



DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
PCRF-ABI-010	per piastre di 96 pozzetti	10
PCRF-AB3-010	per piastre di 384 pozzetti	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRF-ABI-010	151,2	0,23	90279050	08434868081925
PCRF-AB3-010	151,2	0,23	90279050	08434868106093

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Siliconen deksel voor PCR/qPCR-platen**Beschrijving** : Vrij van menselijk DNA en gecertificeerd vrij van DNase, RNase en PCR-remmers. "+" vormige opening op elke wellpositie

Vrij van DNase en RNase



TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
PCRF-ABI-010	voor platen met 96 wells	10
PCRF-AB3-010	voor platen met 384 wells	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRF-ABI-010	151,2	0,23	90279050	08434868081925
PCRF-AB3-010	151,2	0,23	90279050	08434868106093

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Silikonabdeckung für PCR/qPCR-Platten**Beschreibung :** Frei von menschlicher DNA und geprüft DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren-frei. Öffnung der Vertiefungen in Kreuzform.

Zertifiziert DNase- und RNase-frei

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
PCRF-ABI-010	für Platten mit 96 Vertiefungen	10
PCRF-AB3-010	für Platten mit 384 Vertiefungen	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRF-ABI-010	151,2	0,23	90279050	08434868081925
PCRF-AB3-010	151,2	0,23	90279050	08434868106093

PRODUKTFOTO

