

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tabletas catalizadoras Kjeldahl

Descripción : Favorecen el proceso de digestión del método Kjeldahl. Contienen K_2SO_4 (3,6 g) y $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (0,4 g). Contenido de nitrógeno de una tableta < 20 ppm

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
KJDL-CAT-250	tabletas catalizadoras Kjeldahl	250

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KJDL-CAT-250	0,5	0,3	38159090	08434868095755

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Kjeldahl catalyst tablets

Description : They favor the digestion process of the Kjeldahl method. They contain K_2SO_4 (3,6 g) and $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (0,4 g). Nitrogen content of a tablet < 20 ppm

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
KJDL-CAT-250	Kjeldahl catalyst tablets	250

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KJDL-CAT-250	0,5	0,3	38159090	08434868095755

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Comprimés Kjeldahl (catalyseur)**Description :** Favorisent le processus de digestion de la méthode Kjeldahl. Contiennent du K₂SO₄ (3,6 g) et CuSO₄·5H₂O (0,4 g). Teneur en azote d'un comprimé <20 ppm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
KJDL-CAT-250	comprimés Kjeldahl (catalyseur)	250

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KJDL-CAT-250	0,5	0,3	38159090	08434868095755

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Compresse catalizzatrici Kjeldahl**Descrizione :** Favoriscono il processo di digestione del metodo Kjeldahl. Contengono K₂SO₄ (3,6 g) e CuSO₄·5H₂O (0,4 g). Contenuto di azoto di una compressa <20 ppm

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
KJDL-CAT-250	compresse catalizzatrici Kjeldahl	250

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KJDL-CAT-250	0,5	0,3	38159090	08434868095755

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Kjeldahl-katalysatortabletten****Beschrijving :** Deze bevorderen het digestieproces van de Kjeldahl-methode. Ze bevatten K₂SO₄ (3,6 g) en CuSO₄ 5H₂O (0,4 g). Stikstofgehalte van een tablet < 20 ppm**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	beschrijving	stuks per ref.
KJDL-CAT-250	Kjeldahl-katalysatortabletten	250

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KJDL-CAT-250	0,5	0,3	38159090	08434868095755

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kjeldahl-Katalysatortabletten**Beschreibung :** Unterstützen den Aufschlussvorgang des Kjeldahl-Verfahrens. Enthalten K_2SO_4 (3,6 g) und $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (0,4 g). Stickstoffgehalt einer Tablette unter 20 ppm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
KJDL-CAT-250	Kjeldahl-Katalysatortabletten	250

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
KJDL-CAT-250	0,5	0,3	38159090	08434868095755

PRODUKTFOTO

