

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Frasco rectangular de HDPE**

**Descripción :** Botella rígida y translúcida de polietileno de alta densidad (HDPE) fabricado a partir de resinas vírgenes de grado médico. Incluye: tapón de rosca de polipropileno (PP). Cierre hermético. Su diseño optimiza el almacenamiento y transporte de muestras sólidas y líquidas. Apto para almacenamiento en el congelador a -100 °C

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Øint. boca(mm)	unidades por ref.
BBRN-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRN-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRN-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRN-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRN-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRN-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095984
BBRN-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868096004
BBRN-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868096011
BBRN-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095977
BBRN-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095991

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Rectangular bottle, HDPE**

**Description :** Rigid and translucent bottle made of high density polyethylene (HDPE), manufactured from virgin medical grade resins. Includes: Polypropylene (PP) screw cap. Leak-proof. Space-efficient designed for transporting or storing dry matter and liquids. Suitable for freezer storage at -100 °C

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	l(mm)	w (mm)	h (mm)	Øinner mouth (mm)	pcs/pack
BBRN-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRN-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRN-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRN-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRN-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRN-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095984
BBRN-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868096004
BBRN-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868096011
BBRN-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095977
BBRN-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095991

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon rectangulaire en PEHD**

**Description :** Flacon en polyéthylène haute densité (PEHD), rigide et translucide, fabriqué à partir de résines vierges de qualité médicale. Bouchon à vis en polypropylène (PP) inclus. Fermeture hermétique. Sa conception optimise le stockage et le transport des échantillons solides et liquides. Convient pour le stockage en congélateur jusqu'à -100 °C

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. (mm)	larg. (mm)	h (mm)	Øint. col (mm)	unités par ref.
BBRN-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRN-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRN-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRN-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRN-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRN-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095984
BBRN-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868096004
BBRN-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868096011
BBRN-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095977
BBRN-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095991

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Bottiglia rettangolare in HDPE**

**Descrizione :** Bottiglia rigida e trasparente in polietilene ad alta densità (HDPE) realizzata con resine vergini di qualità medica. Include: tappo a vite in polipropilene (PP). Chiusura ermetica. Il suo design ottimizza la conservazione e il trasporto di campioni solidi e liquidi. Adatta alla conservazione in congelatore a una temperatura di -100 °C

## DATI TECNICI

referenza	capacità	L (mm)	w (mm)	h (mm)	Øint bocchetta (mm)	unità per ref.
BBRN-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRN-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRN-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRN-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRN-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRN-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095984
BBRN-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868096004
BBRN-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868096011
BBRN-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095977
BBRN-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095991

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Rechhoekige HDPE-fles**

**Beschrijving** : Stijve en doorschijnende fles gemaakt van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) gemaakt van nieuwe harsen van medische kwaliteit. Inclusief: polypropyleen (PP) schroefdop. Hermetisch afgesloten. Het ontwerp optimaliseert de opslag en het transport van vaste en vloeibare monsters. Geschikt voor opslag in de vriezer bij -100 °C

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	l (mm)	b (mm)	h (mm)	binnenØ mond(mm)	stuks per ref.
BBRN-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRN-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRN-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRN-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRN-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRN-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095984
BBRN-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868096004
BBRN-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868096011
BBRN-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095977
BBRN-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095991



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Weithalsflasche aus HDPE, quadratisch**

**Beschreibung :** Stabile und lichtdurchlässige Flasche aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), aus reinen Kunststoffharzen für medizinische Zwecke. Mit Schraubverschluss aus Polypropylen (PP). Hermetischer Verschluss. Optimiertes Design für die Lagerung und den Transport von festen und flüssigen Proben. Geeignet für die Lagerung in Gefrierschränken bis -100 °C.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	L (mm)	B (mm)	H (mm)	ØÖffnung inn. (mm)	Stückzahl pro Artikel
BBRN-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRN-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRN-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRN-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRN-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRN-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095984
BBRN-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868096004
BBRN-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868096011
BBRN-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095977
BBRN-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095991

## PRODUKTFOTO

