

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco rectangular de HDPE, ámbar

Descripción : Botella rígida y ámbar de polietileno de alta densidad (HDPE) fabricado a partir de resinas vírgenes de grado médico. Incluye: tapón de rosca de polipropileno (PP). Cierre hermético. Su diseño optimiza su almacenaje y transporte de muestras sólidas y líquidas. Apto para almacenamiento en el congelador a -100 °C. Reduce la transmisión de luz UV para proteger sustancias sensibles a la luz



Apto para trabajar con productos fotosensibles

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Øint. boca(mm)	unidades por ref.
BBRA-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRA-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRA-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRA-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRA-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRA-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095922
BBRA-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868095946
BBRA-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868095960
BBRA-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095915
BBRA-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095939



GENERAL INFORMATION

Product name : Rectangular amber bottle, HDPE

Description : Rigid amber bottle made of high density polyethylene (HDPE), manufactured from virgin medical grade resins. Includes: Polypropylene (PP) screw cap. Leak-proof. Space-efficient designed for transporting or storing dry matter and liquids. Suitable for freezer storage at -100 °C. Reduce UV light transmission to help protect light sensitive samples



Suitable for photo-sensitive samples

TECHNICAL DATA

reference	capacity	l(mm)	w (mm)	h (mm)	Øinner mouth (mm)	pcs/pack
BBRA-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRA-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRA-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRA-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRA-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRA-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095922
BBRA-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868095946
BBRA-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868095960
BBRA-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095915
BBRA-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095939

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon rectangulaire en PEHD, ambré**Description :** Flacon en polyéthylène haute densité (PEHD), rigide et ambré, fabriqué à partir de résines vierges de qualité médicale. Bouchon à vis en polypropylène (PP) inclus. Fermeture hermétique. Sa conception optimise le stockage et le transport des échantillons solides et liquides. Convient pour le stockage en congélateur jusqu'à -100 °C. Réduit la transmission de la lumière UV pour protéger les substances photosensibles

Pour échantillons photosensibles

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. (mm)	larg. (mm)	h (mm)	Øint. col (mm)	unités par ref.
BBRA-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRA-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRA-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRA-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRA-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRA-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095922
BBRA-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868095946
BBRA-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868095960
BBRA-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095915
BBRA-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095939



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia rettangolare in HDPE, ambrata**Descrizione :** Bottiglia rigida ambrata in polietilene ad alta densità (HDPE) realizzata con resine vergini di qualità medica. Include: tappo a vite in polipropilene (PP). Chiusura ermetica. Il suo design ottimizza la conservazione e il trasporto di campioni solidi e liquidi. Adatta alla conservazione in congelatore a una temperatura di -100 °C. Riduce la trasmissione dei raggi UV per la protezione delle sostanze fotosensibili

Per campioni fotosensibili

DATI TECNICI

referenza	capacità	L (mm)	w (mm)	h (mm)	Øint bocchetta (mm)	unità per ref.
BBRA-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRA-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRA-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRA-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRA-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRA-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095922
BBRA-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868095946
BBRA-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868095960
BBRA-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095915
BBRA-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095939



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Rechthoekige HDPE-fles, amberkleurig

Beschrijving : Stijve en amberkleurige fles gemaakt van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) gemaakt van nieuwe harsen van medische kwaliteit. Inclusief: polypropyleen (PP) schroefdop. Hermetisch afgesloten. Het ontwerp optimaliseert de opslag en het transport van vaste en vloeibare monsters. Geschikt voor opslag in de vriezer bij -100 °C. Vermindert UV-lichttransmissie om lichtgevoelige stoffen te beschermen



Geschikt voor fotosensitieve producten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	l (mm)	b (mm)	h (mm)	binnenØ mond(mm)	stuks per ref.
BBRA-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRA-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRA-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRA-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRA-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRA-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095922
BBRA-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868095946
BBRA-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868095960
BBRA-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095915
BBRA-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095939



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Weithalsflasche aus HDPE, quadratisch, braun

Beschreibung : Stabile und braune Flasche aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), aus reinen Kunststoffharzen für medizinische Zwecke. Mit Schraubverschluss aus Polypropylen (PP). Hermetischer Verschluss. Optimiertes Design für die Lagerung und den Transport von festen und flüssigen Proben. Geeignet für die Lagerung in Gefrierschränken bis -100 °C. Reduzierte UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtsensibler Substanzen.



Für photosensible Proben

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	L (mm)	B (mm)	H (mm)	ØÖffnung inn. (mm)	Stückzahl pro Artikel
BBRA-125-012	125 ml	60	39,4	97,3	21,1	12
BBRA-250-012	250 ml	75,5	54	112	28,8	12
BBRA-500-012	500 ml	100	64,7	140,6	38	12
BBRA-1K0-006	1000 ml	125,2	70,2	175	43,7	6
BBRA-2K0-004	2000 ml	150	97	240	52,3	4

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBRA-125-012	3,9	0,45	39233010	08434868095922
BBRA-250-012	7,4	0,6	39233010	08434868095946
BBRA-500-012	13,2	1,05	39233010	08434868095960
BBRA-1K0-006	12,8	0,8375	39233010	08434868095915
BBRA-2K0-004	12,8	0,925	39233010	08434868095939

