



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bandejas y clips de fijación para incubadora con agitación

Descripción : Bandejas para las incubadoras CTSI-050-001 y CTSI-070-001, y clips de fijación para matraces de diferentes tamaños para el uso en incubadoras con agitación


DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CTSI-A00-001	bandeja (380 x 320 x 100 mm) para CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	bandeja (480 x 315 x 100 mm) para CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	clip de fijación para matraz de 100 ml para incubadora con agitación	1
CTSI-A03-001	clip de fijación para matraz de 250 ml para incubadora con agitación	1
CTSI-A04-001	clip de fijación para matraz de 500 ml para incubadora con agitación	1
CTSI-A05-001	clip de fijación para matraz de 1000 ml para incubadora con agitación	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4	84198998	"
CTSI-A01-001	72	5	84198998	"
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	"
CTSI-A03-001	0,7	0,18	84198998	"
CTSI-A04-001	1,152	0,2	84198998	"
CTSI-A05-001	2,25	0,25	84198998	"

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Platforms and clips for shaking incubator

Description : Trays for the CTSI-050-001 and CTSI-070-001 incubators, and flask clips of different sizes for the use in shaking incubators


TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CTSI-A00-001	tray (380 x 320 x 100 mm) for CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	tray (480 x 315 x 100 mm) for CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	100 ml flask clip for shaking incubator	1
CTSI-A03-001	250 ml flask clip for shaking incubator	1
CTSI-A04-001	500 ml flask clip for shaking incubator	1
CTSI-A05-001	1000 ml flask clip for shaking incubator	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4	84198998	"
CTSI-A01-001	72	5	84198998	"
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	"
CTSI-A03-001	0,7	0,18	84198998	"
CTSI-A04-001	1,152	0,2	84198998	"
CTSI-A05-001	2,25	0,25	84198998	"

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES


Nom produit : Plateformes et clips de fixation pour incubateur avec agitation**Description :** Plateformes pour les incubateurs CTSI-050-001 et CTSI-070-001, et clips de fixation pour flacons de différentes tailles pour utilisation dans les incubateurs à agitation

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CTSI-A00-001	plateforme (380 x 320 x 100 mm) pour CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	plateforme (480 x 315 x 100 mm) pour CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	clip de fixation pour flacon de 100 ml pour incubateur avec agitation	1
CTSI-A03-001	clip de fixation pour flacon de 250 ml pour incubateur avec agitation	1
CTSI-A04-001	clip de fixation pour flacon de 500 ml pour incubateur avec agitation	1
CTSI-A05-001	clip de fixation pour flacon de 1000 ml pour incubateur avec agitation	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4	84198998	"
CTSI-A01-001	72	5	84198998	"
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	"
CTSI-A03-001	0,7	0,18	84198998	"
CTSI-A04-001	1,152	0,2	84198998	"
CTSI-A05-001	2,25	0,25	84198998	"



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piattaforme e clip di fissaggio per incubatore con agitazione**Descrizione :**


Piattaforme per gli incubatori CTSI-050-001 e CTSI-070-001, e clip di fissaggio per fiasconi di diverse dimensioni da utilizzare negli incubatori con agitatore

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CTSI-A00-001	piattaforma (380 x 320 x 100 mm) per CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	piattaforma (480 x 315 x 100 mm) per CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 100 ml per incubatore con agitazione	1
CTSI-A03-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 250 ml per incubatore con agitazione	1
CTSI-A04-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 500 ml per incubatore con agitazione	1
CTSI-A05-001	clip di fissaggio per fiaschetta da 1000 ml per incubatore con agitazione	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4	84198998	"
CTSI-A01-001	72	5	84198998	"
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	"
CTSI-A03-001	0,7	0,18	84198998	"
CTSI-A04-001	1,152	0,2	84198998	"
CTSI-A05-001	2,25	0,25	84198998	"



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Trays en bevestigingsclips voor schudincubator


Beschrijving : Bandejas para las incubadoras CTSI-050-001 y CTSI-070-001, y clips de fijación para matraces de diferentes tamaños para el uso en incubadoras con agitación

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CTSI-A00-001	tray (380 x 320 x 100 mm) voor CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	tray (480 x 315 x 100 mm) voor CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	bevestigingsclip voor kolf van 100 ml voor schudincubator	1
CTSI-A03-001	bevestigingsclip voor kolf van 250 ml voor schudincubator	1
CTSI-A04-001	bevestigingsclip voor kolf van 500 ml voor schudincubator	1
CTSI-A05-001	bevestigingsclip voor kolf van 1000 ml voor schudincubator	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4	84198998	"
CTSI-A01-001	72	5	84198998	"
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	"
CTSI-A03-001	0,7	0,18	84198998	"
CTSI-A04-001	1,152	0,2	84198998	"
CTSI-A05-001	2,25	0,25	84198998	"





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Böden und Befestigungsclips für Inkubatoren mit Schüttelung

Beschreibung : Böden für die Inkubatoren CTSI-050-001 und CTSI-070-001 sowie Befestigungsclips für Kolben verschiedener Größen zur Verwendung in Inkubatoren mit Schüttelung.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CTSI-A00-001	Boden (380 x 320 x 100 mm) für CTSI-050-001	1
CTSI-A01-001	Boden (480 x 315 x 100 mm) für CTSI-070-001	1
CTSI-A02-001	Befestigungsclip für 100 ml Kolben für Inkubatoren mit Schüttelung	1
CTSI-A03-001	Befestigungsclip für 250 ml Kolben für Inkubatoren mit Schüttelung	1
CTSI-A04-001	Befestigungsclip für 500 ml Kolben für Inkubatoren mit Schüttelung	1
CTSI-A05-001	Befestigungsclip für 1000 ml Kolben für Inkubatoren mit Schüttelung	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-A00-001	60	4	84198998	"
CTSI-A01-001	72	5	84198998	"
CTSI-A02-001	0,384	0,15	84198998	"
CTSI-A03-001	0,7	0,18	84198998	"
CTSI-A04-001	1,152	0,2	84198998	"
CTSI-A05-001	2,25	0,25	84198998	"

