

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Guantes de protección térmica**

Descripción : Guantes impermeables de protección al nitrógeno líquido (y otros gases criogénicos) y al calor (-200 °C a 250 °C). Antiestáticos y fabricados en cuero tratado impermeable. Una membrana interior que permite la transpiración, pero no permite la penetración de líquidos. Forro suave interno de tejido multicapa que garantiza la protección térmica y el confort. Conforme a EN 388, EN 511 y EN 407



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
GLOD-S38-001	longitud 38 cm, talla S	1
GLOD-M38-001	longitud 38 cm, talla M	1
GLOD-L38-001	longitud 38 cm, talla L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOD-S38-001	1,2	0,3	42032910	08434868098701
GLOD-M38-001	1,2	0,31	42032910	08434868098695
GLOD-L38-001	1,2	0,32	42032910	08434868098688

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : Thermal protective gloves

Description : Waterproof gloves for protection against liquid nitrogen (and other cryogenic gases) and heat (-200°C to 250°C). Antistatic and made of waterproof treated leather. An inner membrane allows perspiration but does not allow liquids to penetrate. Soft inner lining in multilayer fabric for thermal protection and comfort. Conforms to EN 388, EN 511 and EN 407



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
GLOD-S38-001	38 cm long, small size	1
GLOD-M38-001	38 cm long, medium size	1
GLOD-L38-001	38 cm long, large size	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOD-S38-001	1,2	0,3	42032910	08434868098701
GLOD-M38-001	1,2	0,31	42032910	08434868098695
GLOD-L38-001	1,2	0,32	42032910	08434868098688

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Gants de protection thermique

Description : Gants étanches pour la protection contre l'azote liquide (et autres gaz cryogéniques) et la chaleur (-200 °C à 250 °C). Antistatique et fabriqué en cuir traité imperméable, la membrane intérieure permet la transpiration mais ne laisse pas pénétrer les liquides. Doublure intérieure souple en tissu multicouche pour la protection thermique et le confort. Conforme aux normes EN 388, EN 511 et EN 407



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
GLOD-S38-001	longueur 38 cm, taille S	1
GLOD-M38-001	longueur 38 cm, taille M	1
GLOD-L38-001	longueur 38 cm, taille L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOD-S38-001	1,2	0,3	42032910	08434868098701
GLOD-M38-001	1,2	0,31	42032910	08434868098695
GLOD-L38-001	1,2	0,32	42032910	08434868098688

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Guanti di protezione termica

Descrizione : Guanti impermeabili per azoto liquido (e altri gas criogenici) e per il calore (da -200°C a 250°C). Antistatici e realizzati in pelle trattata per l'impermeabilità. La membrana interna consente la traspirazione ma non permette ai liquidi di penetrare. Morbida fodera interna in tessuto multistrato per protezione termica e comfort. Conformi alle norme EN 388, EN 511 e EN 407



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
GLOD-S38-001	lunghezza 38 cm, taglia S	1
GLOD-M38-001	lunghezza 38 cm, taglia M	1
GLOD-L38-001	lunghezza 38 cm, taglia L	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOD-S38-001	1,2	0,3	42032910	08434868098701
GLOD-M38-001	1,2	0,31	42032910	08434868098695
GLOD-L38-001	1,2	0,32	42032910	08434868098688

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Thermische handschoenen

Beschrijving : Ondoordringbare handschoenen voor bescherming tegen vloeibare stikstof (en andere cryogene gassen) en hitte (-200 °C tot 250 °C). Antistatisch en gemaakt van ondoordringbaar behandeld leer. Het binnenste membraan is ademend, maar laat geen vloeistoffen door. Een zachte binnenvoering van meerlaagse stof zorgt voor thermische bescherming en comfort. Voldoet aan EN 388, EN 511 en EN 407.



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
GLOD-S38-001	handschoen, lengte 38 cm, maat S	1
GLOD-M38-001	handschoen, lengte 38 cm, maat M	1
GLOD-L38-001	handschoen, lengte 38 cm, maat L	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOD-S38-001	1,2	0,3	42032910	08434868098701
GLOD-M38-001	1,2	0,31	42032910	08434868098695
GLOD-L38-001	1,2	0,32	42032910	08434868098688

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Hitzeschutzhandschuhe

Beschreibung : Undurchlässige Handschuhe zum Schutz vor flüssigem Stickstoff (sowie anderen kryogenen Gasen) und Hitze (-200°C bis 250°C). Antistatisch und aus undurchlässigem behandeltem Leder hergestellt. Die innere Membran ist atmungsaktiv, lässt jedoch keine Flüssigkeiten eindringen. Ein weiches Innenfutter aus mehrlagigem Gewebe sorgt für Wärmeschutz und Komfort. Erfüllt die Richtlinien EN 388, EN 511 und EN 407.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
GLOD-S38-001	Länge 38 cm, Größe S	1
GLOD-M38-001	Länge 38 cm, Größe M	1
GLOD-L38-001	Länge 38 cm, Größe L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GLOD-S38-001	1,2	0,3	42032910	08434868098701
GLOD-M38-001	1,2	0,31	42032910	08434868098695
GLOD-L38-001	1,2	0,32	42032910	08434868098688

PRODUKTFOTO

