

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Mango de bisturí****Descripción :** En acero inoxidable tipo 410. Reutilizable y autoclavable, se puede combinar con nuestra referencia SCBL

Esterilizable en autoclave a 121°


## DATOS TÉCNICOS

referencia	largo	tipo	unidades por ref.
SCHA-003-001	125 mm	para hoja nº 10, 11, 15 (A)	1
SCHA-004-001	140 mm	para hoja nº 21, 22, 23, 24 (B)	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCHA-003-001	0,025	0,1	90278099	08434868099326
SCHA-004-001	0,03	0,12	90278099	08434868099333

## FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION**
**Product name : Scalpel handle**
**Description :** In stainless steel grade 410. Reusable and autoclavable, can be combined with our reference SCBL



Autoclavability

**TECHNICAL DATA**

reference	long	type	pcs/pack
SCHA-003-001	125 mm	for blade n° 10, 11, 15 (A)	1
SCHA-004-001	140 mm	for blade n° 21, 22, 23, 24 (B)	1

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCHA-003-001	0,025	0,1	90278099	08434868099326
SCHA-004-001	0,03	0,12	90278099	08434868099333

**PRODUCT PHOTO**


## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Manche de scalpel****Description :** En acier inoxydable type 410. Réutilisable et autoclavable, peut être combiné avec notre référence SCBL

Autoclavable


## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long	type	unités par ref.
SCHA-003-001	125 mm	pour lame n° 10, 11, 15 (A)	1
SCHA-004-001	140 mm	pour lame n° 21, 22, 23, 24 (B)	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCHA-003-001	0,025	0,1	90278099	08434868099326
SCHA-004-001	0,03	0,12	90278099	08434868099333

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Manico per bisturi****Descrizione :** In acciaio inox classe 410. Riutilizzabile e autoclavabile, può essere combinato con la nostra referenza SCBL

Autoclavabile


## DATI TECNICI

referenza	Lunghezza	tipo	unità per ref.
SCHA-003-001	125 mm	per lama n° 10, 11, 15 (A)	1
SCHA-004-001	140 mm	per lama n° 21, 22, 23, 24 (B)	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCHA-003-001	0,025	0,1	90278099	08434868099326
SCHA-004-001	0,03	0,12	90278099	08434868099333

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Scalpel greep****Beschrijving :** Gemaakt van roestvrij staal type 410. Herbruikbaar en autoclaveerbaar, te combineren met ons artikel SCBL.

Autoclaveerbaar


## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	lengte	type	stuks per ref.
SCHA-003-001	125 mm	voor scalpelmessjes n° 10, 11, 15 (A)	1
SCHA-004-001	140 mm	voor scalpelmessjes n° 21, 22, 23, 24 (B)	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCHA-003-001	0,025	0,1	90278099	08434868099326
SCHA-004-001	0,03	0,12	90278099	08434868099333

## PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : Skalpellgriff**
**Beschreibung :** Aus Edeltal 410. Wiederverwendbar und autoklavierbar, kann mit unserem Artikel SCBL kombiniert werden.


Autoklavierbar

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Länge	Typ	Stückzahl pro Artikel
SCHA-003-001	125 mm	für Klagen Nr. 10, 11, 15 (A)	1
SCHA-004-001	140 mm	für Klagen Nr. 21, 22, 23, 24 (B)	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCHA-003-001	0,025	0,1	90278099	08434868099326
SCHA-004-001	0,03	0,12	90278099	08434868099333

**PRODUKTFOTO**
