

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Micropipeta multicanal de volumen variable EASY 40 Xpert**

Descripción : Pipeteo con mínimo esfuerzo gracias a un pistón asistido por imán que asegura una consistencia inigualable en los resultados. Experiencia libre de fatiga potenciada por un enfoque de diseño ergonómico, exclusivo eyector de puntas que absorbe los impactos y cómodo apoyo para los dedos. Ajuste preciso del volumen deseado con gran pantalla de 4 dígitos. Todos los componentes internos del manifold están fabricados con aleaciones de alta calidad para brindar un volumen preciso en todos los canales. Manifold giratorio 360° fácilmente extraíble para un mantenimiento conveniente. Completamente autoclavable. Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma ISO 8655-6 y 17025, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Disponible en 8 y 12 canales. Garantía 3 años



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	canales	capacidad	incremento	exactitud	precisión	unidades por ref.
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	2,67	0,5	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098961

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Variable volume multichannel micropipette EASY 40 Xpert

Description : Pipetting with minimal effort thanks to a magnet-assisted piston that ensures unmatched consistency in results. Fatigue-free experience powered by an ergonomic design approach, unique shock-absorbing tip ejector and comfortable finger rest. Precise adjustment of the desired volume with large 4-digit display. All internal components of the manifold are made of high quality alloys to provide precise volume in all channels. Easily removable 360° rotating manifold for convenient maintenance. Fully autoclavable. Each micropipette has been individually calibrated according to ISO 8655-6 and 17025 and has an engraved unique serial number and is supplied with a calibration certificate. 3 year warranty



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	channels	capacity	increment	accuracy	precision	pcs/pack
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	2,67	0,5	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098961

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Micropipette de volume variable multicanaux EASY 40 Xpert

Description : Pipetage avec un minimum d'effort grâce à un piston assisté par aimant qui assure une cohérence inégalée des résultats. Expérience sans fatigue grâce à une conception ergonomique, un éjecteur de pointe unique absorbant les chocs et un repose-doigt confortable. Réglage précis du volume souhaité avec grand affichage à 4 chiffres. Tous les composants internes du collecteur sont fabriqués en alliages de haute qualité pour fournir un volume précis dans tous les canaux. Rotation 360° du module volumétrique multi-canaux, facilement amovible pour un entretien pratique. Entièrement autoclavable. Chaque micropipette a été calibrée individuellement selon les normes ISO 8655-6 et 17025 et porte un numéro de série unique gravé et est fournie avec un certificat de calibration. Garantie 3 ans



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	canaux	capacité	incrément	justesse	précision	unités par ref.
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	2,67	0,5	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098961

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Micropipetta multicanale a volume variabile EASY 40 Xpert

Descrizione : Pipettaggio con il minimo sforzo grazie ad un pistone assistito da magnete che assicura una consistenza ineguagliabile nei risultati. Esperienza senza fatica potenziata da un approccio di design ergonomico, esclusivo eiettore per puntali che assorbe gli urti e comodo supporto per le dita. Regolazione precisa del volume desiderato con ampio display a 4 cifre. Tutti i componenti interni del manifold sono realizzati con leghe di alta qualità per fornire un volume preciso su tutti i canali. Manifold girevole a 360° facilmente rimovibile per una comoda manutenzione. Completamente autoclavabile. Ogni micropipetta è calibrata individualmente secondo la norma ISO 8655-6 e 17025, riporta stampato un numero di serie unico e viene fornita con certificato di calibrazione. Disponibile in 8 e 12 canali. Garanzia di 3 anni



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	canali	capacità	incremento	esattezza	accuratezza	unità per ref.
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	2,67	0,5	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098961

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Multikanaals micropipet met variabel volume EASY 40 Xpert

Beschrijving : Pipetteren met minimale inspanning dankzij een magneetgestuurde zuiger die zorgt voor ongeëvenaarde consistentie van de resultaten. Vermoeidheidsvrije gebruikservaring door ergonomisch ontwerp, unieke schokabsorberende tipuitwerper en comfortabele vingersteun. Nauwkeurige instelling van het gewenste volume met groot 4-cijferig display. Alle interne verdeelcomponenten zijn vervaardigd uit hoogwaardige legeringen om een nauwkeurig volume in alle kanalen te bereiken. Gemakkelijk te verwijderen 360° roterend verdeelstuk voor gemakkelijk onderhoud. Volledig autoclaveerbaar. Elke micropipet is individueel gekalibreerd volgens ISO 8655-6 en 17025, gegraveerd met een uniek serienummer en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. Garantie 3 jaar.



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	kanalen	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	precisie	stuks per ref.
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	2,67	0,5	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098961

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mehrkanal-Mikroliterpipette, variables Volumen EASY 40 Xpert

Beschreibung : Pipettieren mit minimalem Kraftaufwand dank eines magnetunterstützten Kolbens, der eine besonders hohe Einheitlichkeit der Ergebnisse gewährleistet. Keine Ermüdung dank des ergonomischen Designs, stoßgedämpfter Spitzenabwurf-Mechanismus, liegt angenehm in der Hand. Präzise Einstellung der gewünschten Volumen und große vierstellige Anzeige. Alle internen Komponenten der Pipettiereinheit sind aus hochwertigen Legierungen hergestellt, die ein präzises Volumen in allen Kanälen gewährleisten. 360°-drehbare Pipettiereinheit, einfach zu entnehmen und zu pflegen. Vollständig autoklavierbar. Jede Mehrkanal-Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß ISO 8655-6 und 17025, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierzertifikat geliefert. Verfügbar mit acht oder zwölf Kanälen. Garantie 3 Jahre.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Kanäle	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Stückzahl pro Artikel
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	0,04 %	0,02 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	0,03 %	0,02 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,5 %	0,01 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,01 %	0,8 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,01 %	0,4 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,01 %	0,5 %	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	2,67	0,5	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	2,7	0,5	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	2,7	0,5	90318080	08434868098961

PRODUKTFOTO

