

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mastermix para PCR de cadena larga x-VITA**Descripción :** MasterMix (2x) lista para usar que contiene Taq polimerasa para cadena larga x-VITA (TAQP-LT1-001), dNTP, MgCl₂ y estabilizadores. Está inactiva a temperatura ambiente e incluye todo el material necesario excepto la plantilla y los cebadores

Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	envase	unidades por ref.
TAQM-LT1-001	cebadores y plantilla no incluidos, 100 rxn	1 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-LT1-001	1	1,00	38229000	08434868107151

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : x-VITA PCR Mastermix for long fragments (2X)**Description :**

Optimized ready-to-use solution containing x-VITA Taq Polymerase for long fragments (TAQP-LT1-001), dNTPs, MgCl₂ and stabilizers. It is inactive at Room Temperature and includes all material needed except Template and Primers



Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	description	package	pcs/pack
TAQM-LT1-001	primers and template not included, 100 rxn	1 ml	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-LT1-001	1	1,00	38229000	08434868107151

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Mastermix pour PCR longs fragments (2X) x-VITA**Description :**

MasterMix prêt à l'emploi (2x) contenant Taq Polymerase pour longs fragments (TAQP-LT1-001), dNTP, MgCl₂ et des stabilisants. Inactif à température ambiante et comprend tout le matériel nécessaire à l'exception de la matrice et des amorces



Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	conditionnement	unités par ref.
TAQM-LT1-001	amorces et matrices non incluses, 100 rxn	1 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-LT1-001	1	1,00	38229000	08434868107151

PHOTO PRODUIT



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : x-VITA Mastermix voor PCR voor lange fragmenten**Beschrijving :**

Gebruiksklare MasterMix (2x) met x-VITA Taq Polymerase voor langere fragmenten (TAQP-LT1-001), dNTP's, MgCl₂ en stabilisatoren. Het is niet actief bij kamertemperatuur en bevat al het benodigde materiaal behalve sjabloon en primers



Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	verpakking	stuks per ref.
TAQM-LT1-001	primers en sjabloon niet inbegrepen, 100 rxn	1 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-LT1-001	1	1,00	38229000	08434868107151

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PCR-Mastermix für lange Fragmente x-VITA**Beschreibung :**

Der gebrauchsfertige Mastermix (2x) enthält die Taq-Polymerase für lange Fragmente x-VITA (TAQP-LT1-001), dNTPs, MgCl₂ und Stabilisatoren. Der Mastermix ist inaktiv bei Raumtemperatur und beinhaltet alle nötigen Komponenten mit Ausnahme von Template und Primern.



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	Stückzahlpro Artikel
TAQM-LT1-001	Primer und Template nicht inbegriffen, 100 rxn	1 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-LT1-001	1	1,00	38229000	08434868107151

PRODUKTFOTO

