

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Frasco de LDPE cuello estrecho**Descripción :** Para ser convertido en cuentagotas empleando las cánulas de rosca CA24

Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øboca(mm)	rosca	unidades por ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-330	250 ml	47	187,5	19	24/410	330

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,1	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,124	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,223	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,4	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,8	39233010	08434868106758
NMBP-250-330	150	7,805	39233010	08434868106741

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20°C a +70°C

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Narrow mouth bottle, LDPE**Description :** For converting to counter-drops using dropper nozzle CA24

Food-grade product



Available in standard size and economy size

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	screw	pcs/pack
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-330	250 ml	47	187,5	19	24/410	330

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,1	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,124	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,223	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,4	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,8	39233010	08434868106758
NMBP-250-330	150	7,805	39233010	08434868106741

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20°C to + 70°C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon en PEBD, col étroit****Description :** En polyéthylène basse densité. Adéquat pour être converti en compte-gouttes en utilisant les canules à vis CA24

Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	filetage	unités par ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-330	250 ml	47	187,5	19	24/410	330

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,1	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,124	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,223	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,4	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,8	39233010	08434868106758
NMBP-250-330	150	7,805	39233010	08434868106741

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20°C à +70°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Bottiglia in LDPE, collo stretto****Descrizione :** Trasformabile in contagocce utilizzando i tappi avvitabili CA24

Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

## DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	filettatura	unità per ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-330	250 ml	47	187,5	19	24/410	330

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,1	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,124	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,223	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,4	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,8	39233010	08434868106758
NMBP-250-330	150	7,805	39233010	08434868106741

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : LDPE-fles met smalle hals****Beschrijving :** Kan worden gebruikt als druppelflesje met een druppeldop met D24 schroefdraad

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als  
voordeelpakket formaat

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	Ømond(mm)	schroef	stuks per ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-330	250 ml	47	187,5	19	24/410	330

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,1	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,124	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,223	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,4	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,8	39233010	08434868106758
NMBP-250-330	150	7,805	39233010	08434868106741

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 °C tot +70 °C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Enghalsflasche aus LDPE****Beschreibung :** Lassen sich mit den Tropfverschlüssen mit D24-Gewinde als Tropfflaschen verwenden.

Lebensmittelkontaktmaterial



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-330	250 ml	47	187,5	19	24/410	330

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,1	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,124	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,223	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,4	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,8	39233010	08434868106758
NMBP-250-330	150	7,805	39233010	08434868106741

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 °C bis+ 70 °C