

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : BALANZA DE PRECISIÓN PORTÁTIL, MPB**

Descripción : Aplicaciones: Cuenta piezas, cálculo de porcentaje, conversión de unidades, densidad. Permite trabajos de campo ya que puede utilizarse con pilas o conectado a la corriente. Panel con botones integrados para prevenir la entrada de líquidos. Plato en inox. de 170 x 170 mm, Interfaz RS232. Calibración externa. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	resolución	dimensiones plato	pesa de calibración	unidades por ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g (no incluida)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1000 g (no incluida)	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	2000 g (no incluida)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	12	1,56	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	12	1,56	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	12	1,71	90160010	08434868110045

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : PORTABLE PRECISION BALANCE, MPB**

Description : Applications: Piece counting, percentage calculation, unit conversion, density. Suitable for fieldwork as it can be used with 4 AA batteries or connected to the mains. Panel with integrated buttons to prevent liquid ingress. Stainless steel platform of 170 x 170 mm, RS232 interface. External calibration. 110-230 V / 50-60 Hz. 2-year warranty



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	readability	pan size	calibration weight	pcs/pack
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g (no included)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1000 g (no included)	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	2000 g (no included)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	12	1,56	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	12	1,56	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	12	1,71	90160010	08434868110045

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BALANCE DE PRÉCISION PORTABLE, MPB

Description : Applications : Comptage de pièces, calcul de pourcentage, conversion d'unités, densité. Convient pour le travail sur le terrain car peut être utilisée avec 4 piles AA ou branchée sur secteur. Panneau avec boutons intégrés pour empêcher l'entrée de liquides. Plateau en inox de 170 x 170 mm, interface RS232. Calibration externe. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	résolution	dimensions plateau	poids de calibration	unités par ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g (non inclus)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1000 g (non inclus)	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	2000 g (non inclus)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	12	1,56	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	12	1,56	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	12	1,71	90160010	08434868110045



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BILANCIA DI PRECISIONE PORTATILE, MPB

Descrizione : Applicazioni: Contapezzi, calcolo delle percentuali, conversione delle unità, densità. Adatta per lavori sul campo poiché può essere utilizzata con 4 batterie AA o collegata alla corrente. Pannello con pulsanti integrati per prevenire l'ingresso di liquidi. Piatto in acciaio inox di 170 x 170 mm, interfaccia RS232. Calibrazione esterna. 110-230 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	risoluzione	dimensioni piatto	peso di calibrazione	unità per ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g (non inclusa)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1000 g (non inclusa)	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	2000 g (non inclusa)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	12	1,56	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	12	1,56	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	12	1,71	90160010	08434868110045



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DRAAGBARE PRECISIEWEEGSCHAAL, MPB

Beschrijving : Toepassingen: Stukstelling, procentberekening, eenhedenconversie, dichtheid. Geschikt voor veldwerk omdat de weegschaal kan worden gebruikt met 4 AA-batterijen of aangesloten op het stroomnet. Bedieningspaneel met geïntegreerde knoppen om het binnendringen van vloeistoffen te voorkomen. RVS-plateau van 170 x 170 mm, RS232-interface. Externe kalibratie. 110-230 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	resolutie	afmetingen plaat	kalibratiegewicht	stuks per ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g (inbegrepen)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1000 g (inbegrepen)	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	2000 g (inbegrepen)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	12	1,56	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	12	1,56	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	12	1,71	90160010	08434868110045





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TRAGBARE PRÄZISIONSWAAGE, MPB

Beschreibung : Verwendung: Stückzählen, Prozentsatzberechnung, Einheitenumrechnung, Dichte. Geeignet für den Feldeinsatz, da es mit 4 AA-Batterien oder am Netz betrieben werden kann. Bedienfeld mit integrierten Tasten zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Edelstahlplatte von 170 x 170 mm, RS232-Schnittstelle. Externe Kalibrierung. 110-230 V / 50-60 Hz. 2 Jahre Garantie.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Wägebereich	Ablesbarkeit	Maße Platte	Kalibriergewicht	Stückzahl pro Artikel
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g (no incluida)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	1000 g (no incluida)	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	2000 g (inbegriffen)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	12	1,56	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	12	1,56	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	12	1,71	90160010	08434868110045

