

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CONTENEDOR DE CONGELACIÓN, INSERTO DE ESPUMA

Descripción : Diseñado para su uso tubos criogénico, los contenedores de congelación proporcionan una refrigeración simple de muestras a la tasa óptima para preservar células. Fabricados con un recipiente de policarbonato, cierre y soporte de tubos de HDPE, e inserto de espuma, ofrecen una tasa de enfriamiento crítica y repetible de -1 °C por minuto, necesaria para una criopreservación y recuperación celular exitosa. Puede soportar temperaturas de hasta -70 °C durante 4 horas. Incluye insertos para tubos de 1.0, 1.8 y 2.0 ml, tienen capacidad para 18 tubos

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø (mm)	h (mm)	unidades por ref.
ICEC-018-001	117	86	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-018-001	2,5	0,04	39233010	08434868110724

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : FREEZING CONTAINER, FOAM INSERT

Description : Designed for use with cryogenic tubes, these freezing containers provide simple cooling of samples at the optimal rate to preserve cells. Made with a polycarbonate container, HDPE closure and tube support, and foam insert, they offer a critical and repeatable cooling rate of -1 °C per minute, which is necessary for successful cryopreservation and cell recovery. Can withstand temperatures down to -70 °C for 4 hours. Includes inserts for 1.0, 1.8, and 2.0 ml tubes, with a capacity for 18 tube

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
ICEC-018-001	117	86	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-018-001	2,5	0,04	39233010	08434868110724

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CONTENEUR DE CONGÉLATION, INSERT EN MOUSSE

Description : Conçu pour une utilisation avec des tubes cryogéniques, ces conteneurs de congélation fournissent un refroidissement simple des échantillons à la vitesse optimale pour préserver les cellules. Fabriqués avec un récipient en polycarbonate, un bouchon et un support de tubes en HDPE, et un insert en mousse, ils offrent un taux de refroidissement critique et répétable de -1 °C par minute, nécessaire pour une cryoconservation et une récupération cellulaire réussies. Peut supporter des températures allant jusqu'à -70 °C pendant 4 heures. Inclut des inserts pour tubes de 1,0, 1,8 et 2,0 ml, avec une capacité de 18 tubes

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
ICEC-018-001	117	86	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-018-001	2,5	0,04	39233010	08434868110724

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CONTENITORE PER CONGELAMENTO, INSERTO IN SCHIUMA

Descrizione : Progettati per l'uso con tubi criogenici, questi contenitori per congelamento forniscono un raffreddamento semplice dei campioni alla velocità ottimale per preservare le cellule. Realizzati con un contenitore in policarbonato, chiusura e supporto per tubi in HDPE e inserto in schiuma, offrono una velocità di raffreddamento critica e ripetibile di -1 °C al minuto, necessaria per una crioconservazione e recupero cellulare di successo. Può resistere a temperature fino a -70 °C per 4 ore. Include inserti per tubi da 1,0, 1,8 e 2,0 ml, con una capacità di 18 tubi

DATI TECNICI

referenza	Ø (mm)	h (mm)	unità per ref.
ICEC-018-001	117	86	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-018-001	2,5	0,04	39233010	08434868110724

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VRIESCONTAINER, SCHUIMINZET

Beschrijving : Ontworpen voor gebruik met cryogene buizen, bieden deze vriescontainers eenvoudige koeling van monsters tegen de optimale snelheid om cellen te bewaren. Gemaakt van een polycarbonaat container, HDPE-deksel en buissteun, en schuuminzet, bieden ze een kritieke en herhaalbare koelsnelheid van -1 °C per minuut, wat nodig is voor succesvolle cryopreservatie en cellenherstel. Kan temperaturen tot -70 °C gedurende 4 uur weerstaan. Inclusief inzetstukken voor 1,0, 1,8 en 2,0 ml buizen, met een capaciteit voor 18 buizen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø (mm)	h (mm)	stuks per ref.
ICEC-018-001	117	86	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-018-001	2,5	0,04	39233010	08434868110724

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : EINFRIERBEHÄLTER, SCHAUMSTOFFEINSATZ

Beschreibung : Für den Einsatz mit Kryoröhrchen entwickelt, bieten die Gefrierbehälter eine einfache Kühlung von Proben mit der optimalen Rate, um Zellen zu erhalten. Hergestellt aus einem Polycarbonatbehälter, einem HDPE-Röhrchenhalter und -verschluss sowie einer Schaumstoffeinlage, bieten sie eine kritische und wiederholbare Kühlrate von -1 °C pro Minute, die für eine erfolgreiche Kryokonservierung und Zellwiedergewinnung erforderlich ist. Kann Temperaturen von bis zu -70 °C für 4 Stunden standhalten. Beinhaltet Einsätze für 1,0 ml, 1,8 ml und 2,0 ml Röhrchen und Platz für 18 Röhrchen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
ICEC-018-001	117	86	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-018-001	2,5	0,04	39233010	08434868110724

PRODUKTFOTO

