

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : ASA DE SIEMBRA DIGRALSKI DE ACERO**

**Descripción :** Con tratamiento superficial electrolítico. Ideales para la dispersión uniforme de células en medios de cultivo, ofreciendo durabilidad y facilidad de uso. Diseñadas con cabeza recta, están disponibles en tres tamaños. Autoclavable



Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | tipo                          | unidades por ref. |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| SPRS-A16-010 | 200 x 3 mm con lados de 16 mm | 10                |
| SPRS-A25-010 | 200 x 4 mm con lados de 25 mm | 10                |
| SPRS-A30-010 | 200 x 4 mm con lados de 30 mm | 10                |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SPRS-A16-010 | 0,063     | 0,21 | 39269097 | 08434868110748 |
| SPRS-A25-010 | 0,6       | 0,30 | 39269097 | 08434868110755 |
| SPRS-A30-010 | 0,125     | 0,31 | 39269097 | 08434868110762 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**Cabezal:** Acero Inox 304 18/8

**Mango:** Nylon PA66

**GENERAL INFORMATION****Product name :** DIGRALSKI STAINLESS STEEL INOCULATING LOOP**Description :** With electrolytic surface treatment. Ideal for uniform cell spreading on culture media, offering durability and ease of use. Designed with a straight head, available in three sizes. Autoclavable

Autoclavability

**TECHNICAL DATA**

| reference    | type                        | pcs/pack |
|--------------|-----------------------------|----------|
| SPRS-A16-010 | 200 x 3 mm with 16 mm sides | 10       |
| SPRS-A25-010 | 200 x 4 mm with 25 mm sides | 10       |
| SPRS-A30-010 | 200 x 4 mm with 30 mm sides | 10       |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SPRS-A16-010 | 0,063     | 0,21 | 39269097 | 08434868110748 |
| SPRS-A25-010 | 0,6       | 0,30 | 39269097 | 08434868110755 |
| SPRS-A30-010 | 0,125     | 0,31 | 39269097 | 08434868110762 |

**PRODUCT PHOTO****MATERIAL****Head:** Stainless Steel 304 18/8**Handle:** PA66 Nylon



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : ANSE DE REPIQUAGE DIGRALSKI EN ACIER INOXYDABLE****Description :** Avec traitement de surface électrolytique. Idéales pour la dispersion uniforme des cellules sur des milieux de culture, offrant durabilité et facilité d'utilisation. Conçues avec une tête droite, disponibles en trois tailles. Autoclavable

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | type                           | unités par ref. |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| SPRS-A16-010 | 200 x 3 mm avec côtés de 16 mm | 10              |
| SPRS-A25-010 | 200 x 4 mm avec côtés de 25 mm | 10              |
| SPRS-A30-010 | 200 x 4 mm avec côtés de 30 mm | 10              |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SPRS-A16-010 | 0,063     | 0,21 | 39269097 | 08434868110748 |
| SPRS-A25-010 | 0,6       | 0,30 | 39269097 | 08434868110755 |
| SPRS-A30-010 | 0,125     | 0,31 | 39269097 | 08434868110762 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**Tête** : Acier inoxydable 304 18/8

**Poignée** : Nylon PA66

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : ANSA DI SEMINA DIGRALSKI IN ACCIAIO INOSSIDABILE****Descrizione :** Con trattamento superficiale elettrolitico. Ideali per la distribuzione uniforme delle cellule su terreni di coltura, offrono durabilità e facilità d'uso. Progettate con testa dritta, disponibili in tre dimensioni. Autoclavabile

Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza    | tipo                         | unità per ref. |
|--------------|------------------------------|----------------|
| SPRS-A16-010 | 200 x 3 mm con lati di 16 mm | 10             |
| SPRS-A25-010 | 200 x 4 mm con lati di 25 mm | 10             |
| SPRS-A30-010 | 200 x 4 mm con lati di 30 mm | 10             |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SPRS-A16-010 | 0,063     | 0,21 | 39269097 | 08434868110748 |
| SPRS-A25-010 | 0,6       | 0,30 | 39269097 | 08434868110755 |
| SPRS-A30-010 | 0,125     | 0,31 | 39269097 | 08434868110762 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**Testa:** Acciaio inossidabile 304 18/8**Manico:** Nylon PA66



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : DIGRALSKI INOCULATIELUS VAN ROESTVRIJ STAAL****Beschrijving :** Met elektrolytische oppervlaktebehandeling. Ideaal voor het gelijkmatig verspreiden van cellen op kweekmedia, biedt duurzaamheid en gebruiksgemak. Ontworpen met een rechte kop, verkrijgbaar in drie maten. Autoclaveerbaar

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | type                               | stuks per ref. |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| SPRS-A16-010 | 200 x 3 mm met zijkanten van 16 mm | 10             |
| SPRS-A25-010 | 200 x 4 mm met zijkanten van 25 mm | 10             |
| SPRS-A30-010 | 200 x 4 mm met zijkanten van 30 mm | 10             |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SPRS-A16-010 | 0,063     | 0,21 | 39269097 | 08434868110748 |
| SPRS-A25-010 | 0,6       | 0,30 | 39269097 | 08434868110755 |
| SPRS-A30-010 | 0,125     | 0,31 | 39269097 | 08434868110762 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

**Kop:** Roestvrij staal 304 18/8


**Handvat:** PA66 Nylon



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : DRIGALSKISPATEL AUS EDELSTAHL**

**Beschreibung :** Mit elektrolytischer Oberflächenbehandlung. Ideal für die gleichmäßige Verteilung von Zellen auf Kulturmedien, bietet Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit geradem Kopf, in drei Größen erhältlich. Autoklavierbar.



TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Typ                         | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| SPRS-A16-010  | 200 x 3 mm mit 16 mm Seiten | 10                    |
| SPRS-A25-010  | 200 x 4 mm mit 25 mm Seiten | 10                    |
| SPRS-A30-010  | 200 x 4 mm mit 30 mm Seiten | 10                    |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| SPRS-A16-010 | 0,063     | 0,21 | 39269097 | 08434868110748 |
| SPRS-A25-010 | 0,6       | 0,30 | 39269097 | 08434868110755 |
| SPRS-A30-010 | 0,125     | 0,31 | 39269097 | 08434868110762 |

PRODUKTFOTO



## MATERIAL

**Kopf:** Edelstahl 304 18/8

**Griff:** PA66 Nylon