

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FRASCO ÁMBAR PARA REACTIVOS, BOCA ANCHA CON TAPÓN DE VIDRIO**Descripción :** Fabricado en vidrio soda. Con tapón esmerilado de vidrio

Apto para trabajar con productos fotosensibles

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	esmerilado	unidades por ref.
RB04-060-012	60 ml	46	80	28/20	12
RB04-125-012	125 ml	57	108	36/20	12
RB04-250-012	250 ml	70	130	42/20	12
RB04-500-008	500 ml	85	165	50/25	8
RB04-1K0-006	1000 ml	106	188	55/30	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
RB04-060-012	3,648	1,72	70172000	08434868111417
RB04-125-012	6,5	2,45	70172000	08434868111424
RB04-250-012	11,04	3,99	70172000	08434868111431
RB04-500-008	12,6	4,14	70172000	08434868111448
RB04-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111455

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Vidrio sodo-cálcico

Este es el vidrio comercial más común. El amplio uso de este tipo de vidrio es debido a sus importantes propiedades químicas y físicas. El vidrio sodo-cálcico es principalmente usado en botellas y vasos.

La propiedad más importante del vidrio sodo-cálcico es su elevada capacidad de transmisión de la luz, lo que lo hace adecuado para usar como vidrio en ventanas. Además su superficie suave y no porosa lo hace especialmente apto para ser usado como envases pues resulta fácil de limpiar, y debido a la inercia química del vidrio sodo-cálcico, éste no contaminará el contenido ni afectará el sabor de los elementos guardados allí.

Una de las mayores desventajas del vidrio sodo-cálcico es su relativamente alta expansión térmica, por lo que posee una resistencia relativamente pobre a cambios súbitos de temperatura. Además el vidrio sodo-cálcico no es resistente a químicos corrosivos.

GENERAL INFORMATION

Product name : REAGENT BOTTLE AMBER, WIDE MOUTH, WITH GLASS STOPPER**Description :** Made of soda-lime glass. With ground-in glass frosted stopper

Suitable for photo-sensitive samples

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	joint ST/NS	pcs/pack
RB04-060-012	60 ml	46	80	28/20	12
RB04-125-012	125 ml	57	108	36/20	12
RB04-250-012	250 ml	70	130	42/20	12
RB04-500-008	500 ml	85	165	50/25	8
RB04-1K0-006	1000 ml	106	188	55/30	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
RB04-060-012	3,648	1,72	70172000	08434868111417
RB04-125-012	6,5	2,45	70172000	08434868111424
RB04-250-012	11,04	3,99	70172000	08434868111431
RB04-500-008	12,6	4,14	70172000	08434868111448
RB04-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111455

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON EN VERRE AMBRÉ POUR RÉACTIF, COL LARGE, AVEC BOUCHON EN VERRE**Description :** Fabriqué en verre sodocalcique. Avec bouchon en verre rodé

Pour échantillons photosensibles

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	rodage	unités par ref.
RB04-060-012	60 ml	46	80	28/20	12
RB04-125-012	125 ml	57	108	36/20	12
RB04-250-012	250 ml	70	130	42/20	12
RB04-500-008	500 ml	85	165	50/25	8
RB04-1K0-006	1000 ml	106	188	55/30	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
RB04-060-012	3,648	1,72	70172000	08434868111417
RB04-125-012	6,5	2,45	70172000	08434868111424
RB04-250-012	11,04	3,99	70172000	08434868111431
RB04-500-008	12,6	4,14	70172000	08434868111448
RB04-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111455

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : FLACONE AMBRATO PER REAGENTI A BOCCA LARGA CON TAPPO IN VETRO**Descrizione :** Realizzato in vetro sodo-calcico. Con tappo smerigliato in vetro

Per campioni fotosensibili

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	h (mm)	smerigliato	unità per ref.
RB04-060-012	60 ml	46	80	28/20	12
RB04-125-012	125 ml	57	108	36/20	12
RB04-250-012	250 ml	70	130	42/20	12
RB04-500-008	500 ml	85	165	50/25	8
RB04-1K0-006	1000 ml	106	188	55/30	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
RB04-060-012	3,648	1,72	70172000	08434868111417
RB04-125-012	6,5	2,45	70172000	08434868111424
RB04-250-012	11,04	3,99	70172000	08434868111431
RB04-500-008	12,6	4,14	70172000	08434868111448
RB04-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111455

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : FLES MET WIJDE HALS, AMBERKLEURIG, MET STOP VAN GESLEPEN GLAS**Beschrijving :** Gemaakt van natronkalkglas. Met geslepen glazen stop

Geschikt voor fotosensitieve producten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	h (mm)	geslepen	stuks per ref.
RB04-060-012	60 ml	46	80	28/20	12
RB04-125-012	125 ml	57	108	36/20	12
RB04-250-012	250 ml	70	130	42/20	12
RB04-500-008	500 ml	85	165	50/25	8
RB04-1K0-006	1000 ml	106	188	55/30	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
RB04-060-012	3,648	1,72	70172000	08434868111417
RB04-125-012	6,5	2,45	70172000	08434868111424
RB04-250-012	11,04	3,99	70172000	08434868111431
RB04-500-008	12,6	4,14	70172000	08434868111448
RB04-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111455

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Natronkalkglas Dit is het meest gangbare commerciële glas. Het brede gebruik van dit type glas is te danken aan de belangrijke chemische en fysische eigenschappen. Natronkalkglas wordt voornamelijk gebruikt in flessen en bekers. De belangrijkste eigenschap van natronkalkglas is de hoge lichtdoorlatendheid, waardoor het geschikt is voor gebruik als vensterglas. Bovendien maakt het gladde, niet-poreuze oppervlak het bijzonder geschikt voor gebruik als recipiënten, omdat het gemakkelijk te reinigen is. Daarnaast, vanwege de chemische inertie van natronkalkglas, wordt de inhoud niet verontreinigd en ook de smaak van de daarin opgeslagen producten niet beïnvloed. Een van de belangrijkste nadelen van natronkalkglas is de relatief hoge thermische uitzetting, waardoor het niet zo goed bestand is tegen plotselinge temperatuurschommelingen. Bovendien is natronkalkglas niet bestand tegen bijtende chemicaliën.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : WEITHALSFLASCHE, BRAUNGLAS, MIT GLAS-NORMSCHLIFFSTOPFEN**Beschreibung :** Aus Natronglas. Mit Normschliffstopfen aus Glas.

Für photosensible Proben

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	H (mm)	Normschliff	Stückzahl pro Artikel
RB04-060-012	60 ml	46	80	28/20	12
RB04-125-012	125 ml	57	108	36/20	12
RB04-250-012	250 ml	70	130	42/20	12
RB04-500-008	500 ml	85	165	50/25	8
RB04-1K0-006	1000 ml	106	188	55/30	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
RB04-060-012	3,648	1,72	70172000	08434868111417
RB04-125-012	6,5	2,45	70172000	08434868111424
RB04-250-012	11,04	3,99	70172000	08434868111431
RB04-500-008	12,6	4,14	70172000	08434868111448
RB04-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111455

PRODUKTFOTO

