

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : ESTEREOMICROSCOPIO, L90**

Descripción : Estereomicroscopio binocular/trinocular con sistema óptico tipo Greenough, cabezal rotatorio 360° e inclinado 45°, ajuste de dioptrías ± 5 , ratio de división 50/50, 20/80, 0/100 y distancia interpupilar de 54-76 mm. Oculares WF10X/20 mm y objetivo zoom continuo 0.7X-4.5X, con aumento estándar 7X-45X (extensible a 2.1X-270X). Enfoque por cremallera y piñón. Iluminación LED ajustable para luz incidente y transmitida. Base con disco transparente y clips para especímenes. 110-240 V, 50/60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SM02-002-001	cabezal binocular	1
SM02-003-001	cabezal trinocular	1
MPAC-031-001	ocular WF10x/20 mm	1
MPAC-032-001	ocular WF15x/15 mm	1
MPAC-033-001	ocular WF20x/10 mm	1
MPAC-034-001	ocular WF25x/9 mm	1
MPAC-035-001	ocular WF30x/8 mm	1
MPAC-036-001	lente auxiliar 0,3X	1
MPAC-037-001	lente auxiliar 0,5X	1
MPAC-038-001	lente auxiliar 0,7X	1
MPAC-039-001	lente auxiliar 0,75X	1
MPAC-040-001	lente auxiliar 1,5X	1
MPAC-041-001	lente auxiliar 2X	1
MPAC-044-001	adaptador para cámara 0,5X tipo C	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943
MPAC-031-001	3	0,50	90119000	08434868112292
MPAC-032-001	3	0,50	90119000	08434868112308
MPAC-033-001	3	0,50	90119000	08434868112315
MPAC-034-001	3	0,50	90119000	08434868112322
MPAC-035-001	3	0,50	90119000	08434868112339
MPAC-036-001	3	0,50	90119000	08434868112346
MPAC-037-001	3	0,50	90119000	08434868112353
MPAC-038-001	3	0,50	90119000	08434868112360
MPAC-039-001	3	0,50	90119000	08434868112377
MPAC-040-001	3	0,50	90119000	08434868112384
MPAC-041-001	3	0,50	90119000	08434868112391
MPAC-044-001	3	0,50	90119000	08434868112421

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : STEREOMICROSCOPE, L90**

Description : Binocular/trinocular stereomicroscope with Greenough optical system, 360° rotating and 45° inclined head, ±5 diopter adjustment, division ratio of 50/50, 20/80, 0/100, and interpupillary distance of 54-76 mm. WF10X/20 mm eyepieces and continuous zoom objective 0.7X-4.5X, with standard magnification of 7X-45X (extendable to 2.1X-270X). Rack and pinion focusing system. Adjustable LED illumination for incident and transmitted light. Base with transparent disc and specimen clips. 110-240 V, 50/60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SM02-002-001	binocular head	1
SM02-003-001	trinocular head	1
MPAC-031-001	WF10X/20 mm eyepiece	1
MPAC-032-001	WF15X/15 mm eyepiece	1
MPAC-033-001	WF20X/10 mm eyepiece	1
MPAC-034-001	WF25X/9 mm eyepiece	1
MPAC-035-001	WF30X/8 mm eyepiece	1
MPAC-036-001	auxiliary lens 0.3X	1
MPAC-037-001	auxiliary lens 0.5X	1
MPAC-038-001	auxiliary lens 0.7X	1
MPAC-039-001	auxiliary lens 0.75X	1
MPAC-040-001	auxiliary lens 1.5X	1
MPAC-041-001	auxiliary lens 2X	1
MPAC-044-001	0.5X C-mount camera adapter	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943
MPAC-031-001	3	0,50	90119000	08434868112292
MPAC-032-001	3	0,50	90119000	08434868112308
MPAC-033-001	3	0,50	90119000	08434868112315
MPAC-034-001	3	0,50	90119000	08434868112322
MPAC-035-001	3	0,50	90119000	08434868112339
MPAC-036-001	3	0,50	90119000	08434868112346
MPAC-037-001	3	0,50	90119000	08434868112353
MPAC-038-001	3	0,50	90119000	08434868112360
MPAC-039-001	3	0,50	90119000	08434868112377
MPAC-040-001	3	0,50	90119000	08434868112384
MPAC-041-001	3	0,50	90119000	08434868112391
MPAC-044-001	3	0,50	90119000	08434868112421

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : STÉRÉOMICROSCOPE, L90**

Description : Stéréomicroscope binoculaire/trinoculaire avec système optique de type Greenough, tête rotative à 360° et inclinée à 45°, réglage dioptrique de ± 5 , ratio de division 50/50, 20/80, 0/100 et distance interpupillaire de 54-76 mm. Oculaires WF10X/20 mm et objectif à zoom continu 0,7X-4,5X, avec grossissement standard de 7X-45X (extensible à 2,1X-270X). Mise au point par crémaillère et pignon. Éclairage LED réglable pour lumière incidente et transmise. Base avec disque transparent et pinces pour spécimens. 110-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SM02-002-001	tête binoculaire	1
SM02-003-001	tête trinoculaire	1
MPAC-031-001	oculaire WF 10X/15 mm	1
MPAC-032-001	oculaire WF 15X/15 mm	1
MPAC-033-001	oculaire WF 20X/10 mm	1
MPAC-034-001	oculaire WF 25X/9 mm	1
MPAC-035-001	oculaire WF 30X/8 mm	1
MPAC-036-001	lentille auxiliaire 0,3X	1
MPAC-037-001	lentille auxiliaire 0,5X	1
MPAC-038-001	lentille auxiliaire 0,7X	1
MPAC-039-001	lentille auxiliaire 0,75X	1
MPAC-040-001	lentille auxiliaire 1,5X	1
MPAC-041-001	lentille auxiliaire 2X	1
MPAC-044-001	adaptateur pour caméra 0,5X type C	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943
MPAC-031-001	3	0,50	90119000	08434868112292
MPAC-032-001	3	0,50	90119000	08434868112308
MPAC-033-001	3	0,50	90119000	08434868112315
MPAC-034-001	3	0,50	90119000	08434868112322
MPAC-035-001	3	0,50	90119000	08434868112339
MPAC-036-001	3	0,50	90119000	08434868112346
MPAC-037-001	3	0,50	90119000	08434868112353
MPAC-038-001	3	0,50	90119000	08434868112360
MPAC-039-001	3	0,50	90119000	08434868112377
MPAC-040-001	3	0,50	90119000	08434868112384
MPAC-041-001	3	0,50	90119000	08434868112391
MPAC-044-001	3	0,50	90119000	08434868112421

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : STEREOMICROSCOPIO, L90

Descrizione : Stereomicroscopio binoculare/trinoculare con sistema ottico tipo Greenough, testa rotante 360° e inclinata di 45°, regolazione diottrica di ± 5 , rapporto di divisione 50/50, 20/80, 0/100 e distanza interpupillare di 54-76 mm. Oculari WF10X/20 mm e obiettivo zoom continuo 0,7X-4,5X, con ingrandimento standard di 7X-45X (estensibile a 2,1X-270X). Messa a fuoco a cremagliera e pignone. Illuminazione LED regolabile per luce incidente e trasmessa. Base con disco trasparente e clip per campioni. 110-240 V, 50/60 Hz. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SM02-002-001	testata binoculare	1
SM02-003-001	testata trinoculare	1
MPAC-031-001	oculare WF10X/20 mm	1
MPAC-032-001	oculare WF15X/15 mm	1
MPAC-033-001	oculare WF20X/10 mm	1
MPAC-034-001	oculare WF25X/9 mm	1
MPAC-035-001	oculare WF30X/8 mm	1
MPAC-036-001	lente ausiliaria 0,3X	1
MPAC-037-001	lente ausiliaria 0,5X	1
MPAC-038-001	lente ausiliaria 0,7X	1
MPAC-039-001	lente ausiliaria 0,75X	1
MPAC-040-001	lente ausiliaria 1,5X	1
MPAC-041-001	lente ausiliaria 2X	1
MPAC-044-001	adattatore fotocamera 0,5X tipo C	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943
MPAC-031-001	3	0,50	90119000	08434868112292
MPAC-032-001	3	0,50	90119000	08434868112308
MPAC-033-001	3	0,50	90119000	08434868112315
MPAC-034-001	3	0,50	90119000	08434868112322
MPAC-035-001	3	0,50	90119000	08434868112339
MPAC-036-001	3	0,50	90119000	08434868112346
MPAC-037-001	3	0,50	90119000	08434868112353
MPAC-038-001	3	0,50	90119000	08434868112360
MPAC-039-001	3	0,50	90119000	08434868112377
MPAC-040-001	3	0,50	90119000	08434868112384
MPAC-041-001	3	0,50	90119000	08434868112391
MPAC-044-001	3	0,50	90119000	08434868112421

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : STEREOMICROSCOOP, L90**

Beschrijving : Binoculaire/trinoculaire stereomicroscop met Greenough optisch systeem, 360° draaibare en 45° gekantelde kop, ±5 dioptrie-instelling, verdelingsratio van 50/50, 20/80, 0/100 en interpupillaire afstand van 54-76 mm. WF10x/20 mm oculairs en continue zoomobjectief 0,7X-4,5X, met standaard vergroting van 7X-45X (uitbreidbaar tot 2,1X-270X). Tandheugel- en rondselfocussysteem. Verstelbare LED-verlichting voor invallend en doorvallend licht. Basis met transparante schijf en klemmen voor monsters. 110-240 V, 50/60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SM02-002-001	binoculaire kop	1
SM02-003-001	trinoculaire kop	1
MPAC-031-001	WF10X/20 mm oculair	1
MPAC-032-001	WF15X/15 mm oculair	1
MPAC-033-001	WF20X/10 mm oculair	1
MPAC-034-001	WF25X/9 mm oculair	1
MPAC-035-001	WF30X/8 mm oculair	1
MPAC-036-001	hulplens 0,3X	1
MPAC-037-001	hulplens 0,5X	1
MPAC-038-001	hulplens 0,7X	1
MPAC-039-001	hulplens 0,75X	1
MPAC-040-001	hulplens 1,5X	1
MPAC-041-001	hulplens 2X	1
MPAC-044-001	adapter camera 0,5X type C	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943
MPAC-031-001	3	0,50	90119000	08434868112292
MPAC-032-001	3	0,50	90119000	08434868112308
MPAC-033-001	3	0,50	90119000	08434868112315
MPAC-034-001	3	0,50	90119000	08434868112322
MPAC-035-001	3	0,50	90119000	08434868112339
MPAC-036-001	3	0,50	90119000	08434868112346
MPAC-037-001	3	0,50	90119000	08434868112353
MPAC-038-001	3	0,50	90119000	08434868112360
MPAC-039-001	3	0,50	90119000	08434868112377
MPAC-040-001	3	0,50	90119000	08434868112384
MPAC-041-001	3	0,50	90119000	08434868112391
MPAC-044-001	3	0,50	90119000	08434868112421

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : STEREO-MIKROSKOP, L90

Beschreibung : Binokular-/Trinokular-Stereomikroskop mit Greenough-Optiksystem, 360°-Drehung und 45°-neigbarer Kopf, ± 5 Dioptrienausgleich, Teilungsverhältnis 50/50, 20/80, 0/100 und Augenabstand zwischen 54 mm und 76 mm. Weitfeld-Okulare WF10X/20mm und stufenloses Zoomobjektiv 0,7X-4,5X, mit Standardvergrößerung 7X-45X (erweiterbar auf 2,1X-270X). Einstellbare LED-Beleuchtung für Auf- und Durchlicht. Basis mit transparentem Teller und Probenhalter. 110-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SM02-002-001	binokularer Kopf	1
SM02-003-001	trinokularer Kopf	1
MPAC-031-001	Okular WF 10X/20 mm	1
MPAC-032-001	Okular WF 15X/15 mm	1
MPAC-033-001	Okular WF 20X/10 mm	1
MPAC-034-001	Okular WF 25X/9 mm	1
MPAC-035-001	Okular WF 30X/8 mm	1
MPAC-036-001	Hilfslinse 0,3X	1
MPAC-037-001	Hilfslinse 0,5X	1
MPAC-038-001	Hilfslinse 0,7X	1
MPAC-039-001	Hilfslinse 0,75X	1
MPAC-040-001	Hilfslinse 1,5X	1
MPAC-041-001	Hilfslinse 2X	1
MPAC-044-001	Adapter Typ C 0,5X	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943
MPAC-031-001	3	0,50	90119000	08434868112292
MPAC-032-001	3	0,50	90119000	08434868112308
MPAC-033-001	3	0,50	90119000	08434868112315
MPAC-034-001	3	0,50	90119000	08434868112322
MPAC-035-001	3	0,50	90119000	08434868112339
MPAC-036-001	3	0,50	90119000	08434868112346
MPAC-037-001	3	0,50	90119000	08434868112353
MPAC-038-001	3	0,50	90119000	08434868112360
MPAC-039-001	3	0,50	90119000	08434868112377
MPAC-040-001	3	0,50	90119000	08434868112384
MPAC-041-001	3	0,50	90119000	08434868112391
MPAC-044-001	3	0,50	90119000	08434868112421

PRODUKTFOTO

