

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TUBO DE CENTRÍFUGA CON FALDÓN GRADUADO DE PP, LIBRE DE METALES PESADOS, 50 ml, *PREMIUM LINE*

Descripción : Fondo cónico sin faldón. Material de resinas vírgenes de grado médico al 100%, libre de DNasa, RNasa y pirógenos. Resistencia a la centrifugación: 7000 xg. Niveles de metales traza por debajo de 1 ppb, tapones de color natural sin aditivos. Banda mate de escritura. Congelable -80 °C y autoclavable a 121 °C. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



Esterilizable en autoclave a 121°



Libre de DNasa y RNasa



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
PTSP-M50-025	50 ml	no estéril	25
PTSP-EM5-025	50 ml	estéril	25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-M50-025	2,96	0,36	39269097	08434868110397
PTSP-EM5-025	1,008	0,19	39269097	08434868110403

FOTO DEL PRODUCTO

MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : CENTRIFUGE TUBE, PP, WITH GRADUATION AND SKIRT, HEAVY METAL FREE, 50 ml, **PREMIUM LINE**

Description : Conical bottom without skirt. Made of 100% medical-grade virgin resins, free of DNase, RNase, and pyrogens. Centrifugation resistance: 7000 xg. Trace metal levels below 1 ppb, natural color caps without additives. Matte writing band. Freezable to -80 °C and autoclavable at 121 °C. Free sterilization certificate available on the website



Autoclavability



DNase and RNase free



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
PTSP-M50-025	50 ml	non-sterile	25
PTSP-EM5-025	50 ml	sterile	25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-M50-025	2,96	0,36	39269097	08434868110397
PTSP-EM5-025	1,008	0,19	39269097	08434868110403

PRODUCT PHOTO

MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TUBE À CENTRIFUGER AVEC JUPE, GRADUÉ, EN PP, SANS MÉTAUX LOURDS, 50 ml, PREMIUM LINE

Description : Fond conique sans jupe. Fabriqué à partir de résines vierges de qualité médicale à 100%, sans DNase, RNase, ni pyrogènes. Résistance à la centrifugation : 7000 xg. Niveaux de métaux traces inférieurs à 1 ppb, bouchons de couleur naturelle sans additifs. Bande mate pour l'écriture. Congelable à -80 °C et autoclavable à 121 °C. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web



Autoclavable



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
PTSP-M50-025	50 ml	non stérile	25
PTSP-EM5-025	50 ml	stérile	25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-M50-025	2,96	0,36	39269097	08434868110397
PTSP-EM5-025	1,008	0,19	39269097	08434868110403

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TUBO DA CENTRIFUGA GRADUATO CON GONNA IN PP, PRIVO DI METALLI PESANTI, 50 ml, PREMIUM LINE

Descrizione : Fondo conico senza gonna. Realizzato in resine vergini di grado medico al 100%, privo di DNasi, RNasi e pirogeni. Resistenza alla centrifugazione: 7000 xg. Livelli di metalli traccia inferiori a 1 ppb, tappi di colore naturale senza additivi. Fascia opaca per la scrittura. Congelabile fino a -80 °C e autoclavabile a 121 °C. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web



Autoclavabile



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
PTSP-M50-025	50 ml	non sterile	25
PTSP-EM5-025	50 ml	sterile	25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-M50-025	2,96	0,36	39269097	08434868110397
PTSP-EM5-025	1,008	0,19	39269097	08434868110403

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : GEGRADERDE PP CENTRIFUGEBUIS MET RAND, VRIJ VAN ZWARE METALEN, 50 ml, PREMIUM LINE

Beschrijving : Conische bodem zonder rand. Gemaakt van 100% medische virgin-harsen, vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Centrifugatiebestendigheid: 7000 xg. Spoor metaalsgehalten onder 1 ppb, natuurlijk gekleurde doppen zonder toevoegingen. Matte schrijfband. Invriesbaar tot -80 °C en autoclavable bij 121 °C. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website



Autoclaveerbaar



Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
PTSP-M50-025	50 ml	niet steriel	25
PTSP-EM5-025	50 ml	steriel	25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-M50-025	2,96	0,36	39269097	08434868110397
PTSP-EM5-025	1,008	0,19	39269097	08434868110403

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ZENTRIFUGENRÖHRCHEN AUS PP, MIT STEHRAND, SCHWERMETALLFREI, 50 ml, PREMIUM LINE

Beschreibung : Konischer Boden mit Stehrand. Hergestellt aus 100% reinen Kunststoffharzen für medizinische Zwecke. Material DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Zentrifugierbarkeit: 7000 xg. Schwermetall-Spuren unter 1 ppb, farblose Kappen ohne Zusatzstoffe. Matte Schreibfläche. Gefrierbar bis -80 °C und autoklavierbar bei 121 °C. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.



Autoklavierbar



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
PTSP-M50-025	50 ml	unsteril	25
PTSP-EM5-025	50 ml	steril	25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTSP-M50-025	2,96	0,36	39269097	08434868110397
PTSP-EM5-025	1,008	0,19	39269097	08434868110403

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.