

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : PINZAS ESTÉRILES**

**Descripción** : Fabricadas en PS. Envasadas individualmente y esterilizadas por radiación. Ideales para reducir la contaminación cruzada en los procedimientos de muestreo. Mango corrugado para asegurar un buen agarre y punta dentada. No citotóxicas, cumplen con USP Clase VI y FDA 21 CFR



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Esterilizado por Oxido de Etileno

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | l (mm) | unidades por ref. |
|--------------|--------|-------------------|
| DFPS-E01-010 | 152,4  | 10                |
| DFPS-E01-100 | 152,4  | 100               |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| DFPS-E01-010 | 0,306     | 0,06 | 39262000 | 08434868113039 |
| DFPS-E01-100 | 9,135     | 0,81 | 39262000 | 08434868111516 |

## FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION****Product name : STERILE FORCEPS**

**Description** : Made in PS. Individually wrapped and sterile by radiation. Ideal to reduce cross-contamination in sampling procedures. Corrugated handle to secure a good grip and serrated tip. Non cytotoxic, complies with USP Class VI and FDA 21 CFR



Available in standard size and economy size



Sterile by Ethylene Oxide

**TECHNICAL DATA**

| reference    | l (mm) | pcs/pack |
|--------------|--------|----------|
| DFPS-E01-010 | 152,4  | 10       |
| DFPS-E01-100 | 152,4  | 100      |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| DFPS-E01-010 | 0,306     | 0,06 | 39262000 | 08434868113039 |
| DFPS-E01-100 | 9,135     | 0,81 | 39262000 | 08434868111516 |

**PRODUCT PHOTO**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : PINCES STÉRILES**

**Description** : Fabriquées en PS. Emballées individuellement et stérilisées par radiation. Idéales pour réduire la contamination croisée lors des procédures d'échantillonnage. Manche ondulé pour assurer une bonne prise et pointe dentelée. Non cytotoxiques, conformes à la classe VI de l'USP et à la FDA 21 CFR



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Stérilisé par oxyde d'éthylène

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | long. (mm) | unités par ref. |
|--------------|------------|-----------------|
| DFPS-E01-010 | 152,4      | 10              |
| DFPS-E01-100 | 152,4      | 100             |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| DFPS-E01-010 | 0,306     | 0,06 | 39262000 | 08434868113039 |
| DFPS-E01-100 | 9,135     | 0,81 | 39262000 | 08434868111516 |

## PHOTO PRODUIT



Data: 23/06/2026  
Ref. Doc: PDS-1847

## INFORMAZIONE GENERALE

## Nome del prodotto : PINZE STERILI

**Descrizione** : Realizzate in PS. Confezionate singolarmente e sterilizzate tramite radiazioni. Ideali per ridurre la contaminazione crociata nei processi di campionamento. Manico ondulato per garantire una buona presa e punta dentata. Non citotossiche, conformi a USP Classe VI e FDA 21 CFR



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Sterile per ossido di etilene

## DATI TECNICI

| referenza    | L (mm) | unità per ref. |
|--------------|--------|----------------|
| DFPS-E01-010 | 152,4  | 10             |
| DFPS-E01-100 | 152,4  | 100            |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| DFPS-E01-010 | 0,306     | 0,06 | 39262000 | 08434868113039 |
| DFPS-E01-100 | 9,135     | 0,81 | 39262000 | 08434868111516 |

## FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 23/06/2026  
Ref. Doc.: PDS-1847

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : STERIELE PINCET**

**Beschrijving** : Gemaakt van PS. Individueel verpakt en gesteriliseerd door bestraling. Ideaal om kruisbesmetting te verminderen bij bemonsteringsprocedures. Gegolfd handvat voor een goede grip en getande punt. Niet cytotoxisch, voldoet aan USP Klasse VI en FDA 21 CFR



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Ethyleenoxide gesteriliseerd

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | l (mm) | stuks per ref. |
|--------------|--------|----------------|
| DFPS-E01-010 | 152,4  | 10             |
| DFPS-E01-100 | 152,4  | 100            |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| DFPS-E01-010 | 0,306     | 0,06 | 39262000 | 08434868113039 |
| DFPS-E01-100 | 9,135     | 0,81 | 39262000 | 08434868111516 |

## PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : STERILE PINZETTE**

**Beschreibung :** Hergestellt aus PS. Einzeln verpackt und durch Strahlung sterilisiert. Ideal zur Reduzierung von Kreuzkontaminationen bei Probenahmeverfahren. Geriffelter Griff für einen sicheren Halt und gezackte Spitze. Nicht zytotoxisch, entspricht USP Klasse VI und FDA 21 CFR.

 Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

 Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | L (mm) | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|--------|-----------------------|
| DFPS-E01-010  | 152,4  | 10                    |
| DFPS-E01-100  | 152,4  | 100                   |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| DFPS-E01-010 | 0,306     | 0,06 | 39262000 | 08434868113039 |
| DFPS-E01-100 | 9,135     | 0,81 | 39262000 | 08434868111516 |

PRODUKTFOTO

