

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : BALANZA ANALÍTICA METRIA, TOUCH**

Descripción : Precisa, fiable y versátil, para laboratorios de investigación, industria y enseñanza. Aplicaciones: Pesaje dinámico, cuenta piezas, porcentaje, determinación de densidad. Con pantalla táctil de alta resolución de 7" y extraíble y menús e iconos intuitivos y de interacción ágil. Gestión multiusuario de hasta 3 perfiles más un administrador, cada usuario puede guardar hasta 50 registros. Indicador de nivel de burbuja y pies regulables. Funciones de conectividad sin interrupciones que incluyen opciones de interfaz, transferencia de datos sencilla y salida de impresión conforme a GLP/GMP. Conector RS232 y USB bidireccionales, cámara cortavientos antiestática. Dimensiones externas (L x A x H): 403 x 220 x 310 mm. Calibración interna automática. 110-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años, frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	resolución	dimensiones plato	pesa de calibración	unidades por ref.
BAMT-220-001	220 g	0,0001 g	90 mm	200 g F1 (incluida)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMT-220-001	98,98	7,70	90160010	08434868115620

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : ANALYTICAL BALANCE METRIA, TOUCH**

Description : Precise, reliable, and versatile, suitable for research laboratories, industry, and teaching. Applications: Dynamic weighing, piece counting, percentage determination, density measurement. Equipped with a 7" high-resolution touchscreen, removable, with intuitive menus and icons allowing agile interaction. Multi-user management with up to 3 profiles plus an administrator, each user can store up to 50 records. Bubble level indicator and adjustable feet. Seamless connectivity functions including interface options, fast data transfer, and GLP/GMP-compliant print output. RS232 and USB bidirectional connectors, anti-static draft shield. External dimensions (L x W x H): 403 x 220 x 310 mm. Automatic internal calibration. 110-240 V / 50-60 Hz. Warranty: 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	readability	pan size	calibration weight	pcs/pack
BAMT-220-001	220 g	0,0001 g	90 mm	200 g F1 (included)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMT-220-001	98,98	7,70	90160010	08434868115620

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : BALANCE ANALYTIQUE METRIA, TOUCH**

Description : Précise, fiable et polyvalente, adaptée aux laboratoires de recherche, à l'industrie et à l'enseignement. Applications : pesée dynamique, comptage de pièces, calcul en pourcentage, détermination de la densité. Équipée d'un écran tactile haute résolution de 7" amovible, avec des menus et icônes intuitifs pour une interaction rapide. Gestion multi-utilisateurs avec jusqu'à 3 profils plus un administrateur, chaque utilisateur pouvant enregistrer jusqu'à 50 données. Indicateur de niveau à bulle et pieds réglables. Fonctions de connectivité continues incluant des options d'interface, un transfert de données rapide et une sortie d'impression conforme aux normes GLP/GMP. Connecteurs RS232 et USB bidirectionnels, cage de pesée antistatique. Dimensions externes (L x l x H) : 403 x 220 x 310 mm. Calibration interne automatique. Alimentation : 110-240 V / 50-60 Hz. Garantie : 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	résolution	dimensions plateau	poids de calibration	unités par ref.
BAMT-220-001	220 g	0,0001 g	90 mm	200 g (inclus)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMT-220-001	98,98	7,70	90160010	08434868115620

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BILANCIA ANALITICA METRIA, TOUCH

Descrizione : Precisa, affidabile e versatile, per laboratori di ricerca, industria e insegnamento. Applicazioni: Pesatura dinamica, conteggio dei pezzi, percentuale, determinazione della densità. Dotata di touchscreen ad alta risoluzione da 7", rimovibile, con menu e icone intuitivi che permettono un'interazione rapida. Gestione multiutente con fino a 3 profili più un amministratore, ogni utente può salvare fino a 50 registrazioni. Indicatore del livello a bolla e piedini regolabili. Funzioni di connettività senza interruzioni che includono opzioni di interfaccia, trasferimento dati veloce e uscita di stampa conforme a GLP/GMP. Connettori RS232 e USB bidirezionali, camera antistatica e antivento. Dimensioni esterne (L x P x A): 403 x 220 x 310 mm. Calibrazione interna automatica. 110-240 V / 50-60 Hz. Garanzia: 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	risoluzione	dimensioni piatto	peso di calibrazione	unità per ref.
BAMT-220-001	220 g	0,0001 g	90 mm	200 g F1 (inclusa)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMT-220-001	98,98	7,70	90160010	08434868115620

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ANALYTISCHE WEEGSCHAAL METRIA, TOUCH

Beschrijving : Nauwkeurig, betrouwbaar en veelzijdig, voor onderzoeks-, industrie- en onderwijslaboratoria. Toepassingen: Dynamisch wegen, stukstelling, percentageberekening, dichtheidsbepaling. Voorzien van een 7" hoge-resolutie touchscreen, afneembaar, met intuïtieve menu's en pictogrammen voor snelle interactie. Multi-gebruikersbeheer met maximaal 3 profielen plus een beheerder, elke gebruiker kan tot 50 registraties opslaan. Waterpasindicator en verstelbare pootjes. Ononderbroken connectiviteitsfuncties, inclusief interface-opties, snelle gegevensoverdracht en GLP/GMP-conforme afdrukken. RS232- en USB-bidirectionele aansluitingen, antistatische tochtwering. Externe afmetingen (L x B x H): 403 x 220 x 310 mm. Automatische interne kalibratie. 110-240 V / 50-60 Hz. Garantie: 2 jaar.



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	resolutie	afmetingen plaat	kalibratiegewicht	stuks per ref.
BAMT-220-001	220 g	0,0001 g	90 mm	200 g F1 (inbegrepen)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMT-220-001	98,98	7,70	90160010	08434868115620

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ANALYSENWAAGE METRIA, TOUCH

Beschreibung : Präzise, zuverlässig und vielseitig, ideal für den Einsatz in Forschungslaboren, Industrie und Lehre. Anwendungen: Dynamisches Wiegen, Stückzählung, Prozentberechnung, Dichtebestimmung. Ausgestattet mit einem 7" hochauflösenden, abnehmbaren Touchscreen mit intuitiven Menüs und Symbolen für eine schnelle Bedienung. Multi-Benutzer-Verwaltung mit bis zu 3 Profilen plus Administrator, jeder Benutzer kann bis zu 50 Datensätze speichern. Wasserwaagenanzeige und verstellbare Füße für exakte Ausrichtung. Unterbrechungsfreie Konnektivität mit Schnittstellenoptionen, schneller Datenübertragung und GLP/GMP-konformer Druckausgabe. RS232- und USB-Bidirektionalanschlüsse, antistatische Windschutzhaube. Außenmaße (L x B x H): 403 x 220 x 310 mm. Automatische interne Kalibrierung. 110-240 V / 50-60 Hz. Garantie: 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ablesbarkeit	Maße Platte	Kalibriergewicht	Stückzahl pro Artikel
BAMT-220-001	220 g	0,0001 g	90 mm	200 g F1 (inbegriffen)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMT-220-001	98,98	7,70	90160010	08434868115620

PRODUKTFOTO

