

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FRASCO DE PP GRADUADO, CUELLO ANCHO

Descripción : Fabricado en PP, con tapón de rosca GL 45, garantiza un cierre seguro. Buena resistencia química y autoclavable a 121 °C. Boca ancha que permite un llenado cómodo de muestras en polvo, pasta, partículas o líquidos. Graduaciones serigrafiadas. Ideal para el almacenamiento fiable de soluciones o muestras



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øbase (mm)	h (mm)	rosca	unidades por ref.
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

OTROS DATOS TÉCNICOS

Se recomienda realizar el autoclavado con el tapón sin enroscar, simplemente apoyado sobre el cuello de la botella

GENERAL INFORMATION

Product name : GRADUATED PP BOTTLE, WIDE MOUTH

Description : Made of PP, with GL 45 screw cap, ensuring a secure closure. Good chemical resistance and autoclavable at 121 °C. Wide mouth allows easy filling of powders, pastes, particles, or liquids. Printed graduations. Ideal for reliable storage of solutions or samples



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øbase (mm)	h (mm)	screw	pcs/pack
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

MORE TECHNICAL DATA

It is recommended to autoclave the bottle with the cap unscrewed, simply resting on the bottle neck.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON GRADUÉ EN PP, COL LARGE

Description : Fabriqué en polypropylène, avec bouchon à vis GL 45 assurant une fermeture sûre. Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 °C. Large ouverture facilitant le remplissage de poudres, pâtes, particules ou liquides. Graduations sérigraphiées. Idéal pour le stockage fiable de solutions ou d'échantillons.



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øbase (mm)	h (mm)	filetage	unités par ref.
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

MORE TECHNICAL DATA

Il est recommandé d'effectuer l'autoclavage avec le bouchon non vissé, simplement posé sur le goulot du flacon.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : FLACONE GRADUATO IN PP A BOCCA LARGA

Descrizione : Realizzato in PP, con tappo a vite GL 45, garantisce una chiusura sicura. Buona resistenza chimica e autoclavabile a 121 °C. L'ampia apertura consente un facile riempimento di polveri, paste, particelle o liquidi. Graduazioni serigrafate. Ideali per la conservazione affidabile di soluzioni o campioni



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øbase (mm)	h (mm)	filettatura	unità per ref.
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

PIÙ DATI TECNICI

Si raccomanda di eseguire l'autoclavaggio con il tappo non avvitato, semplicemente appoggiato sul collo della bottiglia.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : GEGRADUEERDE PP-FLES MET WIJDE HALS

Beschrijving : Gemaakt van PP, met GL 45-schroefdop voor een veilige afsluiting. Goede chemische bestendigheid en autoclaveerbaar bij 121 °C. Brede opening voor het eenvoudig vullen met poeders, pasta's, deeltjes of vloeistoffen. Gegraveerde schaalverdeling. Ideaal voor betrouwbare opslag van oplossingen of monsters



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Øbasis (mm)	h (mm)	schroef	stuks per ref.
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Het wordt aanbevolen de autoclaafsterilisatie uit te voeren met de dop niet vastgeschroefd, maar los op de hals van de fles geplaatst.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : GRADUIERTE PP-FLASCHE MIT WEITHALS

Beschreibung : Hergestellt aus PP, mit GL 45-Schraubverschluss für einen sicheren Abschluss. Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bei 121 °C. Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen mit Pulvern, Pasten, Partikeln oder Flüssigkeiten. Bedruckte Graduierung. Ideal zur zuverlässigen Aufbewahrung von Lösungen oder Proben.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	ØBoden (mm)	H (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Es wird empfohlen, die Autoklavierung mit nicht aufgeschraubtem Verschluss durchzuführen, wobei der Verschluss lediglich lose auf dem Flaschenhals aufliegt.