

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : AGITADOR DE VARILLA DIGITAL, OS05 Y OS10**

Descripción : Producto básico de laboratorio para uso ocasional. Agitador de rotación vertical con velocidad regulable entre 100 y 1200 rpm. Incluye un soporte y una varilla de agitación (Ø x a: 6 x 270 mm), en cruz (aspas plegables). Pantalla digital que muestra velocidad y temporizador (0 - 24 h). Compatible con varillas agitadoras de Ø 1 - 10 mm. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones exteriores (L x A x H): 134 x 70 x 173 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIV-005-001	agitador de varilla LBX OS05, cap: 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	agitador de varilla LBX OS10, cap: 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : DIGITAL OVERHEAD STIRRER, OS05 AND OS10

Description : Basic laboratory product for occasional use. Vertical rotation stirrer with speed regulation between 100 and 1200 rpm. Includes a stand and a stirring rod ($\varnothing$ x h: 6 x 270 mm), cross-shaped (folding blades). Digital screen that shows speed and timer (0 - 24 h). Compatible with $\varnothing$ 1 – 10 mm stirring rods. DC brushless motor, maintenance free. External dimensions (L x W x H): 134 x 70 x 173 mm. 100–240 V / 50–60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIV-005-001	overhead stirrer LBX OS05 series, cap: 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	overhead stirrer LBX OS10 series, cap: 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : AGITATEUR NUMÉRIQUE À PALE, OS05 / OS10

Description : Equipement de laboratoire basique pour usage occasionnel. Agitateur de rotation verticale avec réglage de la vitesse entre 100 et 1200 rpm. Comprend un support et une tige d'agitation ($\varnothing$ x h : 6 x 270 mm), en croix (pales repliables). Écran numérique qui montre la vitesse et le minuteur (0 - 24 h). Compatible avec tiges d'agitation de $\varnothing$ 1 - 10 mm. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Dimensions extérieures (L x l x H) : 134 x 70 x 173 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIV-005-001	agitateur à pale LBX OS05, cap: 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	agitateur à pale LBX OS10, cap: 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : AGITATORE AD ASTA DIGITALE, OS05 / OS10

Descrizione : Apparecchiatura base da laboratorio di uso occasionale. Agitatore a rotazione verticale con velocità regolabile da 100 a 1200 rpm. Include un supporto e un'asta di agitazione (Ø x h: 6 x 270 mm), a croce (pale pieghevoli). Display digitale che mostra la velocità e il timer (0 - 24 h). Compatibile con aste di agitazione da Ø 1 - 10 mm. Motore brushless, esente da manutenzione. Dimensioni esterne (L x l x h): 134 x 70 x 173 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIV-005-001	agitatore ad asta LBX OS05, serie: 5 L, 1 5000 mPas, 36 W	
STIV-010-001	agitatore ad asta LBX OS10, serie: 10 L, 1 8000 mPas, 50 W	

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DIGITALE STAAFROERDER, OS05 EN OS10

Beschrijving : Basis laboratoriumproduct voor occasioneel gebruik. Verticaal roterende staafroerder met regelbare snelheid tussen 100 en 1200 rpm. Inclusief een statief en een roerstaaf (Ø x h: 6 x 270 mm), kruisvormig (inklapbare bladen). Digitaal display met snelheidsindicatie en timer (0 - 24 h). Te gebruiken met roerstaafjes van Ø 1 - 10 mm. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Externe afmetingen (L x B x H): 134 x 70 x 173 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIV-005-001	staafroerder LBX OS05, cap: 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	staafroerder LBX OS10, cap: 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : RÜHRWERK, DIGITAL, OS05 UND OS10

Beschreibung : Basislaborprodukt für den gelegentlichen Gebrauch. Laborrührwerk mit vertikaler Rotation und regulierbarem Drehzahlbereich zwischen 100 und 1200 min⁻¹. Enthält einen Ständer und einen Rührstab (Ø x H: 6 x 270 mm), kreuzförmig (klappbare Flügel). Digitales Display, das die Drehzahl und den Timer (0 - 24 h) anzeigt. Kompatibel mit Rührwerkzeugen mit Ø 1 – 10 mm. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 134 x 70 x 173 mm. 100–240 V / 50–60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIV-005-001	Rührwerk, LBX, OS05, 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	Rührwerk, LBX, OS10, 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

PRODUKTFOTO

