



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TRANSILUMINADOR LED DE LUZ AZUL

Descripción : Transiluminador de luz azul LED para geles de ADN/ARN. Diseñado para la visualización segura de geles teñidos con colorantes no tóxicos (como innoQ, SYBR Safe, GelGreen, etc.), emite luz a 470 nm sin dañar las muestras ni requerir gafas protectoras. Proporciona iluminación uniforme desde la base y cuentan con filtro ámbar abatible para facilitar la observación y corte de bandas. Incorporan luz LED de alta duración, sistema de encendido seguro y diseño ergonómico. Incluye además regulador de intensidad, apagado automático y mini cámara oscura con cuchilla de corte. Alimentación multivoltaje (100–240 V). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
TRLM-BLB-001	área útil 210 x 120 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : BLUE LIGHT LED TRANSILLUMINATOR

Description : Blue light LED transilluminator for DNA/RNA gels. Designed for safe visualization of gels stained with non-toxic dyes (such as innoQ, SYBR Safe, GelGreen, etc.), emits light at 470 nm without damaging samples or requiring protective glasses. Provides uniform illumination from below and feature a foldable amber filter for easy observation and band cutting. Equipped with long-lasting LED lighting, safe power-on system, and ergonomic design. It also includes intensity control, automatic shut-off, and a mini darkroom with cutting blade. Multivoltage power supply (100-240 V). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
TRLM-BLB-001	working area 210 x 120 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TRANSILLUMINATEUR À LUMIÈRE BLEUE

Description : Transilluminateur à LED lumière bleue pour gels d'ADN/ARN. Conçu pour la visualisation sécurisée des gels colorés avec des colorants non toxiques (comme innoQ, SYBR Safe, GelGreen, etc.), il émet une lumière à 470 nm sans endommager les échantillons ni nécessiter de lunettes de protection. Il offre un éclairage homogène par la base et est équipé d'un filtre ambre rabattable, facilitant l'observation et la découpe des bandes. Il intègre un éclairage LED à longue durée de vie, un système d'allumage sécurisé et un design ergonomique. Comprend en plus un variateur d'intensité, une extinction automatique et une mini chambre noire avec lame de découpe. Alimentation multivoltage (100–240 V). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
TRLM-BLB-001	surface utile 210 x 120 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TRANSILLUMINATORE A LED BLU

Descrizione : Transilluminatore a LED blu per gel di DNA/RNA. Progettato per la visualizzazione sicura di gel colorati con coloranti non tossici (come innoQ, SYBR Safe, GelGreen, ecc.), emette luce a 470 nm senza danneggiare i campioni né richiedere occhiali protettivi. Fornisce un'illuminazione uniforme dalla base ed è dotato di filtro ambra ribaltabile per facilitare l'osservazione e il taglio delle bande. Integra LED a lunga durata, sistema di accensione sicuro e design ergonomico. Include inoltre un regolatore di intensità, spegnimento automatico e mini camera oscura con lama di taglio. Alimentazione multivoltaggio (100-240 V). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
TRLM-BLB-001	area utile 210 x 120 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TRANSILLUMINATOR MET BLAUW LICHT

Beschrijving : Blauwe LED-doorlichter voor DNA/RNA-gels. Ontworpen voor het veilig bekijken van gels die zijn gekleurd met niet-giftige kleurstoffen (zoals innoQ, SYBR Safe, GelGreen, enz.). Geeft licht van 470 nm zonder de monsters te beschadigen en zonder dat een veiligheidsbril nodig is. Biedt gelijkmatige verlichting vanaf de basis en is voorzien van een neerklapbaar amberfilter om het observeren en snijden van stroken te vergemakkelijken. Voorzien van duurzame LED-verlichting, een veilig aan/uit-systeem en een ergonomisch ontwerp. Heeft bovendien een intensiteitsregelaar, automatische uitschakeling en een mini-donkere kamer met snijmes. Multivoltagevoeding (100–240 V). 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
TRLM-BLB-001	bruikbaar oppervlak 210 x 120 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : BLAULICHT-TRANSILLUMINATOR

Beschreibung : LED-Blaulichtransilluminator für DNA/RNA-Gele. Er wurde für die sichere Betrachtung von Gelen entwickelt, die mit ungiftigen Farbstoffen (wie innoQ, SYBR Safe, GelGreen usw.) gefärbt wurden, und emittiert Licht bei 470 nm, ohne die Proben zu beschädigen oder Schutzbrillen zu erfordern. Er bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung von der Basis aus und verfügt über einen umklappbaren gelben Filter zur einfachen Beobachtung und zum Schneiden von Streifen. Er verfügt über ein langlebiges LED-Licht, ein sicheres Zündsystem und ein ergonomisches Design. Er verfügt außerdem über einen Dimmer, eine automatische Abschaltung und eine Mini Camera Obscura mit Schneideklinge. Multispannungs-Netzteil (100-240 V). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
TRLM-BLB-001	Nutzfläche 210 x 120 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

PRODUKTFOTO

