



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CENTRÍFUGA PARA MICROPLACAS, MC96

Descripción : Compacta, ligera y estable, diseñada para microplacas de 96 y 384 pocillos, ideal para recoger rápidamente el líquido adherido a las paredes tras la preparación de muestras PCR. Admite hasta 2 microplacas simultáneamente y, mediante los adaptadores incluidos, también permite centrifugar tiras de 8 tubos y tubos de 0,2 ml. Dispone de modos de trabajo continuo, temporizado o por impulsos, con aceleración inmediata hasta 2500 rpm y frenado electrónico en menos de 10 segundos. Control mediante botones y pantalla LED con ajuste de tiempo en minutos o segundos (1 - 99). Tapa de seguridad transparente con bloqueo y sistema de paro automático al abrir. Motor sin escobillas, silencioso y libre de mantenimiento. Dimensiones: 190 x 220 x 186 mm. Potencia: 40 W. Alimentación: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MCEN-096-001	centrífuga para placas MC96	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-096-001	24,024	3,90	84211920	08434868117204

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : CENTRIFUGE FOR MICROPLATES, MC96

Description : Compact, lightweight, and stable, designed for 96- and 384-well microplates; ideal for quickly collecting liquid adhering to the walls after PCR sample preparation. Accommodates up to 2 microplates simultaneously and, using the included adapters, can also centrifuge 8-tube strips and 0.2 ml tubes. Features continuous, timed, or pulse operation modes, with immediate acceleration up to 2500 rpm and electronic braking in under 10 seconds. Controlled via buttons and LED display with time setting in minutes or seconds (1–99). Transparent safety lid with lock and auto-stop system when opened. Brushless motor, quiet and maintenance-free. Dimensions: 190 x 220 x 186 mm. Power: 40 W. Power supply: 100–240 V / 50–60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MCEN-096-001	centrifuge for plates MC96	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-096-001	24,024	3,90	84211920	08434868117204

PRODUCT PHOTO





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CENTRIFUGEUSE POUR MICROPLAQUES, MC96

Description : Compacte, légère et stable, conçue pour les microplaques 96 et 384 puits, idéale pour recueillir rapidement les liquides résiduels sur les parois après préparation des échantillons PCR. Peut accueillir jusqu'à 2 microplaques simultanément et, grâce aux adaptateurs inclus, permet également de centrifuger des barrettes de 8 tubes et des tubes de 0,2 ml. Propose des modes de fonctionnement continu, minuté ou par impulsions, avec une accélération immédiate jusqu'à 2500 tr/min et un freinage électronique en moins de 10 secondes. Commandes par boutons et affichage LED, avec réglage du temps en minutes ou secondes (1 à 99). Couvercle de sécurité transparent avec verrouillage et arrêt automatique à l'ouverture. Moteur sans balais, silencieux et sans entretien. Dimensions : 190 x 220 x 186 mm. Puissance : 40 W. Alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans.



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MCEN-096-001	centrifugeuse pour plaques MC96	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-096-001	24,024	3,90	84211920	08434868117204

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CENTRIFUGA PER MICROPIASTRA, MC96

Descrizione : Compatta, leggera e stabile, progettata per micropiastre da 96 e 384 pozzetti, ideale per raccogliere rapidamente il liquido aderente alle pareti dopo la preparazione dei campioni PCR. Supporta fino a 2 micropiastre contemporaneamente e, grazie agli adattatori inclusi, consente inoltre di centrifugare strisce da 8 provette e provette da 0,2 ml. Dispone di modalità di lavoro continua, temporizzata o a impulsi, con accelerazione immediata fino a 2500 rpm e frenata elettronica in meno di 10 secondi. Controllo tramite pulsanti e display LED, con regolazione del tempo in minuti o secondi (1-99). Coperchio di sicurezza trasparente con blocco e sistema di arresto automatico all'apertura. Motore brushless, silenzioso e privo di manutenzione. Dimensioni: 190 x 220 x 186 mm. Potenza: 40 W. Alimentazione: 100-240 V / 50-60 Hz. Garanzia: 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MCEN-096-001	centrifuga per piastre MC96	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-096-001	24,024	3,90	84211920	08434868117204

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : CENTRIFUGE VOOR MC96-PLATEN

Beschrijving : Compact, licht en stabiel, ontworpen voor microplaten met 96 en 384 wells, ideaal voor het snel verzamelen van aangehechte vloeistof na het voorbereiden van PCR-monsters. Iedt plaats aan maximaal 2 microplaten tegelijk en maakt het met de meegeleverde adapters ook mogelijk om strips van 8 buisjes en buisjes van 0,2 ml te centrifugeren. Beschikt over modi voor continu, getimed of impulsmatig werken, met onmiddellijke versnelling tot 2500 tpm en elektronische remming in minder dan 10 seconden. Bediening via knoppen en LED-display met tijdsinstelling in minuten of seconden (1 - 99). Transparante veiligheidsdeksel met vergrendeling en automatisch stopsysteem bij opening. Borstelloze motor, stil en onderhoudsvrij. Afmetingen: 190 x 220 x 186 mm. Vermogen: 40 W. Voeding: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MCEN-096-001	centrifuge voor MC96-platen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-096-001	24,024	3,90	84211920	08434868117204

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ZENTRIFUGE FÜR MIKROPLATTEN, MC96

Beschreibung : Kompakt, leicht und stabil entwickelt für 96- und 384-Well-Mikroplatten, ideal zum schnellen Zusammenführen von an den Wänden haftenden Flüssigkeiten nach der PCR-Probenvorbereitung. Kann bis zu 2 Mikrotiterplatten gleichzeitig aufnehmen und ermöglicht mithilfe der mitgelieferten Adapter auch das Zentrifugieren von 8er-Röhrchenstreifen und 0,2-ml-Röhrchen. Verfügt über Dauerbetrieb, Timer und Impulsbetrieb mit sofortiger Beschleunigung auf bis zu 2500 min^{-1} und elektronischer Bremsung in weniger als 10 Sekunden. Bedienung über Tasten und LED-Display, mit Zeiteinstellung in Minuten oder Sekunden (1-99). Transparenter Sicherheitsdeckel mit Verriegelung und automatischer Abschaltfunktion beim Öffnen. Bürstenloser, leiser und wartungsfreier Motor. Außenmaße (mm): $190 \times 220 \times 186$. Leistung: 40 W. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie: 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MCEN-096-001	zentrifuge für Mikroplatten MC96	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-096-001	24,024	3,90	84211920	08434868117204

PRODUKTFOTO

