


INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PALA DE ACERO INOXIDABLE RECUBIERTA DE PTFE

Descripción : De acero inoxidable tipo 410 recubierta en PTFE



DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	b (mm)	unidades por ref.
SCST-105-001	105	32	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCST-105-001	0,15	0,04	82159910	08434868118331

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : STAINLESS STEEL SCOOP, PTFE COATED

Description : Made of type 410 stainless steel with PTFE coating



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	l (mm)	b (mm)	pcs/pack
SCST-105-001	105	32	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCST-105-001	0,15	0,04	82159910	08434868118331


PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PELLE EN ACIER INOXYDABLE REVÊTUE DE PTFE

Description : En acier inoxydable 410, revêtement en PTFE



DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	b (mm)	unités par ref.
SCST-105-001	105	32	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCST-105-001	0,15	0,04	82159910	08434868118331

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SESSOLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE RIVESTITA IN PTFE

Descrizione : In acciaio inox tipo 410, rivestita in PTFE



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	b (mm)	unità per ref.
SCST-105-001	105	32	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCST-105-001	0,15	0,04	82159910	08434868118331

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ROESTVRIJSTALEN SCHEPJE, PTFE-GECOAT

Beschrijving : Van roestvrij staal type 410, PTFE-gecoat



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	b (mm)	stuks per ref.
SCST-105-001	105	32	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCST-105-001	0,15	0,04	82159910	08434868118331

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SCHAUFEL AUS EDELSTAHL, PTFE-BESCHICHTETER

Beschreibung : Aus Edelstahl 410 mit PTFE-Beschichtung.

 Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	b (mm)	Stückzahl pro Artikel
SCST-105-001	105	32	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCST-105-001	0,15	0,04	82159910	08434868118331

PRODUKTFOTO

