

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PINZAS DE LABORATORIO RECUBIERTAS EN PTFE

Descripción : De acero inoxidable tipo 410 recubiertas en PTFE



Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
FOST-001-002	125	recta para disección (A)	2
FOST-003-002	130,6	recta punta fina (B)	2
FOST-007-002	130	punta fina, extremo en curva (C)	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FOST-001-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118294
FOST-003-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118300
FOST-007-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118317


FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : LABORATORY FORCEPS, PTFE COATED

Description : Made of type 410 stainless steel with PTFE coating




TECHNICAL DATA

reference	l (mm)	type	pcs/pack
FOST-001-002	125	straight end (A)	2
FOST-003-002	130,6	fine tips (B)	2
FOST-007-002	130	fine tips, bent (C)	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FOST-001-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118294
FOST-003-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118300
FOST-007-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118317

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PINCE DE LABORATOIRE REVÊTUE DE PTFE**Description :** En acier inoxydable 410, revêtement en PTFE

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
FOST-001-002	125	droite pour dissection (A)	2
FOST-003-002	130,6	droite pointe fine (B)	2
FOST-007-002	130	pointe fine, courbé (C)	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FOST-001-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118294
FOST-003-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118300
FOST-007-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118317

PHOTO PRODUIT

A



B



C



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PINZETTE DA LABORATORIO RIVESTITE IN PTFE**Descrizione :** In acciaio inox 410 con rivestimento in PTFE

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
FOST-001-002	125	dritta da dissezione (A)	2
FOST-003-002	130,6	dritta con punta sottile (B)	2
FOST-007-002	130	punta sottile, estremità piegate (C)	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FOST-001-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118294
FOST-003-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118300
FOST-007-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118317

FOTO DEL PRODOTTO

A



B



C



Revisiedatum: 19/03/2026
Ref. Doc.: PDS-1966

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : LABORATORIUM PINCET MET PTFE-COATING**Beschrijving :** Van roestvrij staal type 410, PTFE-gecoat

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
FOST-001-002	125	recht voor dissectie (A)	2
FOST-003-002	130,6	recht fijn punt (B)	2
FOST-007-002	130	fijne punt, gebogen uiteinde (C)	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FOST-001-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118294
FOST-003-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118300
FOST-007-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118317

PRODUKTFOTO

A



B




C



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : LABORPINZETTE MIT PTFE-BESCHICHTUNG

Beschreibung : Aus Edelstahl 410 mit PTFE-Beschichtung.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
FOST-001-002	125	gerade, für die Dissektion (A)	2
FOST-003-002	130,6	gerade, feine Spitze (B)	2
FOST-007-002	130	feine Spitze, gebogenes Ende (C)	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FOST-001-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118294
FOST-003-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118300
FOST-007-002	0,0945	0,02	82032000	08434868118317

PRODUKTFOTO

