

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TAPÓN ROSCADO PARA VIALES CON SEPTUM DE SILICONA/PTFE

Descripción : Tapón de rosca estándar tipo 24-414, fabricado en polipropileno (PP) blanco, con inserto de septa de 22 mm, compuesto por una lámina superior de PTFE natural y base de silicona blanca de 3,0 mm de grosor. Ofrece excelente resistencia química, un sellado fiable y es compatible con viales EPA/TOC de 40 mL. Especialmente indicado para muestreo ambiental, análisis de carbono orgánico total (TOC) y aplicaciones cromatográficas sensibles. Se suministra con cubierta antipolvo para mayor protección durante almacenamiento y manipulación



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	rosca	tipo	unidades por ref.
SVSS-244-100	24/414	blanco septum silicona/PTFE	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVSS-244-100	0,94	0,20	39235000	08434868118232

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : SCREW CAP WITH SILICONE/PTFE SEPTUM**

Description : Standard 24-414 open-top screw cap made of white polypropylene (PP), with a 22 mm septum insert consisting of a natural PTFE upper layer and white silicone backing, 3.0 mm thick. Provides excellent chemical resistance, a reliable seal, and is compatible with 40 mL EPA/TOC vials. Especially suitable for environmental sampling, TOC analysis, and sensitive chromatographic applications. Supplied with a dust cover for additional protection during storage and handling



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	screw	type	pcs/pack
SVSS-244-100	24/414	white silicone septum/PTFE	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVSS-244-100	0,94	0,20	39235000	08434868118232

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOUCHON À VIS POUR FLACON AVEC SEPTUM SILICONE/PTFE

Description : Bouchon à vis standard 24-414 en PP blanc, équipé d'un septum de 22 mm (couche supérieure en PTFE naturel et base en silicone blanc de 3,0 mm). Offre une excellente résistance chimique et une étanchéité sûre. Compatible avec les flacons EPA/TOC de 40 mL. Spécialement indiqué pour l'échantillonnage environnemental, l'analyse du carbone organique total (TOC) et les applications chromatographiques sensibles. Livré avec un sur-bouchon antipoussière assurant une protection renforcée pendant le stockage et la manipulation.



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	filetage	type	unités par ref.
SVSS-244-100	24/414	septum silicone/PTFE, blanc	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVSS-244-100	0,94	0,20	39235000	08434868118232

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TAPPO A VITE CON SEPTUM SILICONE/PTFE

Descrizione : Tappo standard 24-414 in PP bianco, con inserto septum da 22 mm (PTFE naturale + silicone bianco, spessore 3,0 mm). Resistenza chimica eccellente e tenuta affidabile. Compatibile con flaconi EPA/TOC da 40 mL. È particolarmente adatto per il campionamento ambientale, l'analisi del carbonio organico totale (TOC) e applicazioni cromatografiche sensibili. Fornito con copritappo antipolvere per una maggiore protezione durante lo stoccaggio e la manipolazione



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	filettatura	tipo	unità per ref.
SVSS-244-100	24/414	setto silicone/PTFE, bianco	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVSS-244-100	0,94	0,20	39235000	08434868118232

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : SCHROEFDOP MET PTFE/SILICONEN-SEPTUM**

Beschrijving : Standaard schroefdop type 24-414 van wit PP, met 22 mm septum (bovenlaag PTFE, onderlaag wit silicoon, 3,0 mm dik). Uitstekende chemische bestendigheid en betrouwbare afdichting. Compatibel met 40 mL EPA/TOC-flessen. Bijzonder geschikt voor milieubemonstering, TOC-analyse en delicate chromatografische toepassingen. Geleverd met stofkap voor extra bescherming tijdens opslag en hantering



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	schroef	type	stuks per ref.
SVSS-244-100	24/414	siliconen/PTFE-septum, wit	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVSS-244-100	0,94	0,20	39235000	08434868118232

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : SCHRAUBVERSCHLUSS FÜR FLÄSCHCHEN MIT PTFE/SILIKON-SEPTUM**

Beschreibung : Standard-Schraubverschluss Typ 24-414, hergestellt aus weißem Polypropylen (PP), mit 22-mm-Septumeinsatz, bestehend aus einer oberen Schicht aus natürlichem PTFE und einer 3,0 mm dicken Basis aus weißem Silikon. Bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit, eine zuverlässige Abdichtung und ist mit 40-ml-EPA/TOC-Fläschchen kompatibel. Besonders geeignet für Umweltprobenahmen, die Analyse des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und empfindliche chromatographische Anwendungen. Wird mit Staubschutzkappe für zusätzlichen Schutz bei Lagerung und Handhabung geliefert.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Gewinde	Typ	Stückzahl pro Artikel
SVSS-244-100	24/414	Septum aus Silikon/PTFE, weiß	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVSS-244-100	0,94	0,20	39235000	08434868118232

PRODUKTFOTO