

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Filtros de jeringa de Nylon, no estériles**Descripción :** Membrana fabricada en Nylon 66 hidrofílico. Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Ideal para análisis rutinarios. Cuerpo de polipropileno (PP) de color azul. Diseñadas con conexiones FLL/MLS

Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø exterior (mm)	poro (µm)	unidades por ref.
SFNY-122-100	13	0,22	100
SFNY-145-100	13	0,45	100
SFNY-222-100	25	0,22	100
SFNY-245-100	25	0,45	100
SFNY-122-1K0	13	0,22	10 x 100
SFNY-145-1K0	13	0,45	10 x 100
SFNY-222-1K0	25	0,22	10 x 100
SFNY-245-1K0	25	0,45	10 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNY-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041639
SFNY-145-100	0,383	0,105	84212980	08434868041646
SFNY-222-100	0,3	0,2	84212980	08434868041653
SFNY-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041660
SFNY-122-1K0	2,5	2	84212980	18434868041636
SFNY-145-1K0	3	2	84212980	18434868041643
SFNY-222-1K0	3	2,5	84212980	18434868041650
SFNY-245-1K0	3	2,5	84212980	18434868041667

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Nylon Syringe Filters, nonsterile**Description :** Membrane made of hydrophilic Nylon 66. Suitable for sample preparation in HPLC applications. Ideal for routine analysis. Housing: Polypropylene (PP), blue color. Designed with connectors: FLL/MSL

Autoclavability



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	Øouter (mm)	pore (µm)	pcs/pack
SFNY-122-100	13	0,22	100
SFNY-145-100	13	0,45	100
SFNY-222-100	25	0,22	100
SFNY-245-100	25	0,45	100
SFNY-122-1K0	13	0,22	10 x 100
SFNY-145-1K0	13	0,45	10 x 100
SFNY-222-1K0	25	0,22	10 x 100
SFNY-245-1K0	25	0,45	10 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNY-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041639
SFNY-145-100	0,383	0,105	84212980	08434868041646
SFNY-222-100	0,3	0,2	84212980	08434868041653
SFNY-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041660
SFNY-122-1K0	2,5	2	84212980	18434868041636
SFNY-145-1K0	3	2	84212980	18434868041643
SFNY-222-1K0	3	2,5	84212980	18434868041650
SFNY-245-1K0	3	2,5	84212980	18434868041667

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Filtre pour seringue en Nylon, non stérile**Description :** Membrane fabriquée en Nylon 66 hydrophile. Adéquat pour la préparation d'échantillons en application HPLC. Idéal pour les analyses de routine. Corps en polypropylène (PP) de couleur bleue. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock

Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øextérieur (mm)	pore(µm)	unités par ref.
SFNY-122-100	13	0,22	100
SFNY-145-100	13	0,45	100
SFNY-222-100	25	0,22	100
SFNY-245-100	25	0,45	100
SFNY-122-1K0	13	0,22	10 x 100
SFNY-145-1K0	13	0,45	10 x 100
SFNY-222-1K0	25	0,22	10 x 100
SFNY-245-1K0	25	0,45	10 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNY-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041639
SFNY-145-100	0,383	0,105	84212980	08434868041646
SFNY-222-100	0,3	0,2	84212980	08434868041653
SFNY-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041660
SFNY-122-1K0	2,5	2	84212980	18434868041636
SFNY-145-1K0	3	2	84212980	18434868041643
SFNY-222-1K0	3	2,5	84212980	18434868041650
SFNY-245-1K0	3	2,5	84212980	18434868041667



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Filtro per siringa in nylon, non sterile**Descrizione :** Adatto per la preparazione di campioni in applicazioni HPLC. Ideale per analisi di routine. Membrana realizzata in nylon 66 idrofilo. Corpo in polipropilene (PP) di colore blu. Ingresso/uscita Female Luer Lock/Male Slip Lock

Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	Øesterno (mm)	poro (µm)	unità per ref.
SFNY-122-100	13	0,22	100
SFNY-145-100	13	0,45	100
SFNY-222-100	25	0,22	100
SFNY-245-100	25	0,45	100
SFNY-122-1K0	13	0,22	10 x 100
SFNY-145-1K0	13	0,45	10 x 100
SFNY-222-1K0	25	0,22	10 x 100
SFNY-245-1K0	25	0,45	10 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNY-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041639
SFNY-145-100	0,383	0,105	84212980	08434868041646
SFNY-222-100	0,3	0,2	84212980	08434868041653
SFNY-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041660
SFNY-122-1K0	2,5	2	84212980	18434868041636
SFNY-145-1K0	3	2	84212980	18434868041643
SFNY-222-1K0	3	2,5	84212980	18434868041650
SFNY-245-1K0	3	2,5	84212980	18434868041667



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Nylon-spuitfilters, niet-steriel

Beschrijving : Membraan gemaakt van hydrofiel nylon 66. Geschikt voor monstervoorbereiding in HPLC-toepassingen. Ideaal voor routineanalyse. Blauwe behuizing van polypropyleen (PP). Ontworpen met FLL/MLS-verbindingen



Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	buitenØ (mm)	porie (µm)	stuks per ref.
SFNY-122-100	13	0,22	100
SFNY-145-100	13	0,45	100
SFNY-222-100	25	0,22	100
SFNY-245-100	25	0,45	100
SFNY-122-1K0	13	0,22	10 x 100
SFNY-145-1K0	13	0,45	10 x 100
SFNY-222-1K0	25	0,22	10 x 100
SFNY-245-1K0	25	0,45	10 x 100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNY-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041639
SFNY-145-100	0,383	0,105	84212980	08434868041646
SFNY-222-100	0,3	0,2	84212980	08434868041653
SFNY-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041660
SFNY-122-1K0	2,5	2	84212980	18434868041636
SFNY-145-1K0	3	2	84212980	18434868041643
SFNY-222-1K0	3	2,5	84212980	18434868041650
SFNY-245-1K0	3	2,5	84212980	18434868041667



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Spritzenfilter aus Nylon, unsteril

Beschreibung : Membran aus hydrophilem Nylon 66. Geeignet für die HPLC-Probenvorbereitung. Ideal für Routine-Analysen. Gehäuse aus blauem Polypropylen (PP). Für FLL/MLS-Anschlüsse.



Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øaußen (mm)	Porengröße (µm)	Stückzahl pro Artikel
SFNY-122-100	13	0,22	100
SFNY-145-100	13	0,45	100
SFNY-222-100	25	0,22	100
SFNY-245-100	25	0,45	100
SFNY-122-1K0	13	0,22	10 x 100
SFNY-145-1K0	13	0,45	10 x 100
SFNY-222-1K0	25	0,22	10 x 100
SFNY-245-1K0	25	0,45	10 x 100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFNY-122-100	0,25	0,2	84212980	08434868041639
SFNY-145-100	0,383	0,105	84212980	08434868041646
SFNY-222-100	0,3	0,2	84212980	08434868041653
SFNY-245-100	0,3	0,25	84212980	08434868041660
SFNY-122-1K0	2,5	2	84212980	18434868041636
SFNY-145-1K0	3	2	84212980	18434868041643
SFNY-222-1K0	3	2,5	84212980	18434868041650
SFNY-245-1K0	3	2,5	84212980	18434868041667

