

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Pinza para cerrar tubos tipo Mohr**Descripción :** Niquelada. Mantiene el tubo completamente abierto o completamente cerrado

## DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
MOTC-070-005	70	apertura máxima 10 mm	5

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Mohr's tubing clip**Description :** Nickel plated steel. To keep a tubing completely closed or open


## TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	type	pcs/pack
MOTC-070-005	70	max. opening: 10 mm	5

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Pince pour tube type Mohr****Description :** Nickelée. Maintient le tuyau complètement ouvert ou complètement fermé


## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
MOTC-070-005	70	ouverture maximale 10 mm	5

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Pinza stringitubo di Mohr**Descrizione :** Nichelata. Tiene il tubo completamente aperto o completamente chiuso

## DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
MOTC-070-005	70	apertura massima 10 mm	5

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Buis klem type Mohr****Beschrijving :** Vernikkeld. Houdt de buis volledig open of volledig gesloten


## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
MOTC-070-005	70	Maximale opening 10 mm	5

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Quetschhahn nach Mohr****Beschreibung :** Vernickelt. Hält den Schlauch vollständig geschlossen oder vollständig offen.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
MOTC-070-005	70	maximale Öffnung 10 mm	5

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

## PRODUKTFOTO

