

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Asa en L para extensiones**Descripción :** Asa de poliestireno estéril con superficie redondeada para evitar dañar la superficie del medio.
Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SPRP-L01-1K0	forma de L (ángulo 90°), estéril, bolsa unitaria	1000
SPRP-L05-1K0	forma en L (ángulo 90°), estéril, bolsa de 5 uds.	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPRP-L01-1K0	30,969	4,843	39269097	08434868044340
SPRP-L05-1K0	21,6	3,625	39269097	08434868044357

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

GENERAL INFORMATION

Product name : L spreaders

Description : Sterile L spreader made of polystyrene with round finishing to avoid any damage on media surface.
Certificate of sterilization (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SPRP-L01-1K0	L shape (angle 90°), sterile, individually wrapped	1000
SPRP-L05-1K0	L shape (angle 90°), sterile, 5 pcs/bag	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPRP-L01-1K0	30,969	4,843	39269097	08434868044340
SPRP-L05-1K0	21,6	3,625	39269097	08434868044357

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Étaleur léger en forme de L**Description :** Etaleur léger en polystyrène avec bout rond pour ne pas endommager la surface du milieu. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SPRP-L01-1K0	forme en L (angle 90°), stérile sachet unitaire	1000
SPRP-L05-1K0	forme en L (angle 90°), stérile sachet en 5 unit.	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPRP-L01-1K0	30,969	4,843	39269097	08434868044340
SPRP-L05-1K0	21,6	3,625	39269097	08434868044357

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bacchetta a L per batteriologia**Descrizione :** Bacchetta in polistirene sterile con superficie arrotondata per evitare di danneggiare il terreno di coltura. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SPRP-L01-1K0	forma a L (angolo di 90°), sterile, confezione singola	1000
SPRP-L05-1K0	forma a L (angolo di 90°), sterile, confezione da 5 pz	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPRP-L01-1K0	30,969	4,843	39269097	08434868044340
SPRP-L05-1K0	21,6	3,625	39269097	08434868044357

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : L-handvat voor verlenging**

Beschrijving : Steriele lus van polystyreen met afgerond oppervlak om beschadiging van het oppervlak van het medium te voorkomen. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)




Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SPRP-L01-1K0	L-vormig (hoek 90°), steriel, eenheidszak	1000
SPRP-L05-1K0	L-vormig (hoek 90°), steriel, zak van 5 stuks	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPRP-L01-1K0	30,969	4,843	39269097	08434868044340
SPRP-L05-1K0	21,6	3,625	39269097	08434868044357

PRODUKTFOTO**MATERIAAL**

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 °C tot +70 (80) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Spatel zum Ausstreichen, L-förmig**Beschreibung** : Griff aus sterilem Polystyrol mit abgerundeter Oberfläche, um Schäden auf der Oberfläche des Mediums zu vermeiden. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).

Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SPRP-L01-1K0	L-Form (90° Winkel), steril, Einzelverpackung	1000
SPRP-L05-1K0	L-Form (90° Winkel), steril, Beutel mit 5 St.	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPRP-L01-1K0	30,969	4,843	39269097	08434868044340
SPRP-L05-1K0	21,6	3,625	39269097	08434868044357

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 °C +70 (80) °C