

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Fuente de iluminación para fibra óptica MOTIC modelo MLC-150****Descripción :** Conmutador local / remoto para control de intensidad. Control remoto de la intensidad (2 m). Lectura LED de la temperatura de color. Transformador universal 100-240 V (CE). Bombilla halógena de 21 V/150 W incluida. Garantía 2 años. Entrega 2 semanas

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
BMAC-065-001	fuentes de iluminación para fibra óptica MLC-150	1
BMAC-138-001	bombilla halógena 21 V/150 W para MLC-150	1
BMAC-139-001	filtro azul para MLC-150	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-065-001	6	3	90119090	08434868008854
BMAC-138-001	3	0,5	85392198	08434868009561
BMAC-139-001	3	0,5	90022000	08434868009578

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : Optical fibre illumination system MOTIC MLC-150

Description : Local / remote commuter with intensity control. Intensity remote control (2 m). LED reading of colour temperature. Universal supply 100-240 V (CE). 21 V/150 W halogen bulb included. 2 years warranty. Delivery time 2 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BMAC-065-001	MLC-150 optical fibre illuminator	1
BMAC-138-001	21 V/150 W halogen bulb for MLC-150	1
BMAC-139-001	blue filter for MLC-150	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-065-001	6	3	90119090	08434868008854
BMAC-138-001	3	0,5	85392198	08434868009561
BMAC-139-001	3	0,5	90022000	08434868009578

PRODUCT PHOTO


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Source de lumière pour fibre optique MOTIC modèle MLC-150**Description :** Commutateur local / distant pour le contrôle de l'intensité. Réglage d'intensité par télécommande (2 m). Lecture LED de la température de couleur. Transformateur universel 100-240 V (CE). Ampoule halogène 21 V/150 W incluse. Garantie 2 ans. Délai de livraison 2 semaines

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BMAC-065-001	système d'éclairage par fibre optique MLC-150	1
BMAC-138-001	ampoule halogène 21 V/150 W pour MLC-150	1
BMAC-139-001	filtre bleu pour MLC-150	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-065-001	6	3	90119090	08434868008854
BMAC-138-001	3	0,5	85392198	08434868009561
BMAC-139-001	3	0,5	90022000	08434868009578

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Fonte di luce per fibra ottica MOTIC modello MLC-150****Descrizione :** Interruttore locale/remoto con controllo dell'intensità. Controllo remoto dell'intensità (2 m). Display LED per la temperatura del colore. Trasformatore universale 100-240 V (CE). Lampadina alogena da 21 V/150 W inclusa. Garanzia di 2 anni. Consegna: 2 settimane

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
BMAC-065-001	fonte di luce per fibra ottica MLC-150	1
BMAC-138-001	lampadina alogena 21 V/150 W per MLC-150	1
BMAC-139-001	filtro blu per MLC-150	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-065-001	6	3	90119090	08434868008854
BMAC-138-001	3	0,5	85392198	08434868009561
BMAC-139-001	3	0,5	90022000	08434868009578

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Lichtbron voor glasvezel, MOTIC serie MLC-150****Beschrijving :** Intensiteitsregeling op het apparaat of op afstand (2 m). LED-aflezing van de kleurtemperatuur. Universele transformator 100-240 V (CE). Halogeenlamp 21 V/150 W ingebrepen. 2 jaar garantie. 2 weken levertijd

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
BMAC-065-001	lichtbron voor glasvezel MLC-150	1
BMAC-138-001	halogeenlamp 21 V/150 W voor MLC-150	1
BMAC-139-001	blauwfilter MLC-150	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-065-001	6	3	90119090	08434868008854
BMAC-138-001	3	0,5	85392198	08434868009561
BMAC-139-001	3	0,5	90022000	08434868009578

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Lichtquelle, Glasfaser, MOTIC Modell MLC-150

Beschreibung : Intensitätseinstellung am Gerät oder per Fernsteuerung (2 m). Anzeige der Farbtemperatur. Universaltransformator 100-240 V (CE). Halogen-Beleuchtung 21 V / 150 W inbegriffen. Garantie 2 Jahre. Lieferzeit 2 Wochen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
BMAC-065-001	Lichtquelle für Glasfaser MLC-150	1
BMAC-138-001	Halogenlampe 21 V / 150 W für MLC-150	1
BMAC-139-001	Blaufilter für MLC-150	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-065-001	6	3	90119090	08434868008854
BMAC-138-001	3	0,5	85392198	08434868009561
BMAC-139-001	3	0,5	90022000	08434868009578

PRODUKTFOTO
