

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : CÁMARA DIGITAL MOTICAM BTW CON CONEXIÓN DUAL USB/WIFI**

Descripción : MotiCam BTW. Cámara digital adaptable con montura C. Soporte para tablets de 7" a 10" (Tablet no incluida). Sensor: CMOS. Tamaño sensor: 1/2.5". Resolución en vivo: 1280x720 pixeles (16:9), 1280x960 y 800x600 (4:3). Resolución captura de imagen: 5.0MP. Puerto salida: Wi-Fi y USB. Moti Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux. Preparación de calibración Moti de 4 puntos. Alimentador / cargador 100V-240V (CE). Garantía 2 años. Entrega 2 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CM11-001-001	cámara digital Wi-Fi & USB MOTICAM BTW	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CM11-001-001	4,5	1,20	85258900	08434868014350

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : MOTICAM BTW DIGITAL CAMERA WITH DUAL CONNETCION USB/WIFI**

Description : Moticam BTW. Adaptative digital camera with an attachable C-mount. Tablet bracket included for tablets from 7" to 10" (Tablet not included. Users can use their own tablet and connect through Wi-Fi). Sensor type: CMOS. Sensor size: 1/2,5". Live resolution: 1280 x 720 pixels (16:9), 1280 x 960 & 800 x 600 (4:3). Image capture resolution: 5.0MP. Output: USB or Wi-Fi. Motic Images Plus 3.0 for Windows, OSX and Linux. Motic 4-dot calibration slide. Power Supply 100V-240V (CE). 2 years warranty. Delivery time 2 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CM11-001-001	Wi-Fi & USB digital camera, MOTICAM BTW	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CM11-001-001	4,5	1,20	85258900	08434868014350

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CAMÉRA NUMÉRIQUE MOTICAM BTW AVEC DUAL CONNEXION USB/WIFI

Description : Moticam BTW. Caméra numérique adaptable avec monture "C". Support pour tablette de 7" à 10" (tablette non incluse). Senseurs: CMOS de taille 1/2.5. Résolution en temps réel : 1280x720 pixels (16:9), 1280x960 pixels et 800x600 pixels (4:3). Résolution capture d'images : 5.0 Mp. Sorties : Wi-Fi et USB. Logiciel Motic Image Plus 3.0 pour Windows, OSX et Linux. Préparation microscopique d'étalonnage en 4 points. Alimentation / chargeur 100V-240V (CE). Garantie 2 ans. Délai de livraison 2 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CM11-001-001	caméra numérique Wi-Fi & USB MOTICAM BTW	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CM11-001-001	4,5	1,20	85258900	08434868014350

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : FOTOCAMERA DIGITALE MOTICAM BTW CON CONNESSIONE USB/WIFI

Descrizione : Moticom BTW. Fotocamera digitale adattabile con sistema di montaggio a "C". Supporto per tablet da 7" a 10" (tablet non incluso). Sensore: CMOS. Dimensione sensore: 1/2,5". Risoluzione in streaming: 1280x720 pixel (16:9), 1280x960 e 800x600 (4:3). Risoluzione di acquisizione dell'immagine: 5.0MP. Porte: Wi-Fi e USB. Moticom Images Plus 3.0 per Windows, OSX e Linux. Vetrino di calibrazione Moticom 4 punti. Cavo di alimentazione/caricatore 100 V-240 V (CE). Garanzia di 2 anni. Consegna: 2 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CM11-001-001	fotocamera digitale Wi-Fi & USB MOTICAM BTW	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CM11-001-001	4,5	1,20	85258900	08434868014350

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DIGITALE CAMERA MOTICAM BTW MET DUBBELE AANSLUITING USB/WIFI

Beschrijving : MotiCam BTW. Aanpasbare digitale camera met C-houder. Ondersteuning voor tablets van 7" tot 10" (tablet niet inbegrepen). Sensor: CMOS. Sensorgrootte: 1/2,5". Live-resolutie: 1280x720 pixels (16:9), 1280x960 en 800x600 (4:3). Resolutie voor het vastleggen van afbeeldingen: 5.0MP. Uitgangspoot: Wfi en usb. MotiC Images Plus 3.0 voor Windows, OSX en Linux. MotiC 4-puntskalibratievoorbereiding. Voeding / oplader 100V-240V (CE). 2 jaar garantie. Levertijd 2 weken



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CM11-001-001	digitale camera Wi-Fi & USB MOTICAM 1 BTW	

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CM11-001-001	4,5	1,20	85258900	08434868014350

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : DIGITALKAMERA MOTICAM BTW MIT DUALEM USB/WIFI-PORT

Beschreibung : Moticam BTW. Digitalkamera, anpassbar an die Fassung C. Tablethalter mit 7“ bis 10“ (Tablet nicht inbegriffen). Sensor: CMOS. Sensorgröße: 1/2,5“. Auflösung in Echtzeit: 1280x720 Pixel (16:9), 1280x960 und 800x600 (4:3). Auflösung Bildaufnahme: 5.0MP. Ausgänge: Wlan und USB. Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux. Präparation zur Kalibrierung Motic mit 4 Punkten. Versorgung/Ladegerät 100V-240V (CE). Garantie 2 Jahre. Lieferung 2 Wochen



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CM11-001-001	Digitalkamera Wlan & USB MOTICAM BTW	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CM11-001-001	4,5	1,20	85258900	08434868014350

PRODUKTFOTO

