

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Vial para cromatografía, 12 x 32 mm, 2 ml, boca de rosca****Descripción :** Vidrio borosilicato Kimble 5.1. Boca ancha (diámetro interno 6,2 mm) para una óptima inyección. Utiliza tapones de rosca 9-425

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.
SV02-C20-100	11,6	32	transparente	100
SV02-A20-100	11,6	32	ámbar	100
SVP2-C02-100	11,6	32	transparente con zona escritura	100
SVP2-A02-100	11,6	32	ámbar con zona escritura	100
SV02-C20-1K0	11,6	32	transparente	10 x 100
SV02-A20-1K0	11,6	32	ámbar	10 x 100
SVP2-C02-1K0	11,6	32	transparente con zona escritura	10 x 100
SVP2-A02-1K0	11,6	32	ámbar con zona escritura	10 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C20-100	0,567	0,273	70179000	08434868046689
SV02-A20-100	0,567	0,28	70179000	08434868046672
SVP2-C02-100	0,567	0,272	70179000	08434868046702
SVP2-A02-100	0,567	0,281	70179000	08434868046696
SV02-C20-1K0	5,67	2,73	70179000	08434868081499
SV02-A20-1K0	5,67	2,8	70179000	08434868081505
SVP2-C02-1K0	5,67	2,72	70179000	08434868081529
SVP2-A02-1K0	5,67	2,81	70179000	08434868081512

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Screw vial for chromatography, 12 x 32 mm, 2 ml, screw cap****Description :** Borosilicate glass Kimble 5.1. Wide mouth (internal diameter 6,2 mm) for an optimal injection. Use screw caps 9-425

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	h (mm)	type	pcs/pack
SV02-C20-100	11,6	32	clear	100
SV02-A20-100	11,6	32	amber	100
SVP2-C02-100	11,6	32	clear with write-on patch	100
SVP2-A02-100	11,6	32	amber with write-on patch	100
SV02-C20-1K0	11,6	32	clear	10 x 100
SV02-A20-1K0	11,6	32	amber	10 x 100
SVP2-C02-1K0	11,6	32	clear with write-on patch	10 x 100
SVP2-A02-1K0	11,6	32	amber with write-on patch	10 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C20-100	0,567	0,273	70179000	08434868046689
SV02-A20-100	0,567	0,28	70179000	08434868046672
SVP2-C02-100	0,567	0,272	70179000	08434868046702
SVP2-A02-100	0,567	0,281	70179000	08434868046696
SV02-C20-1K0	5,67	2,73	70179000	08434868081499
SV02-A20-1K0	5,67	2,8	70179000	08434868081505
SVP2-C02-1K0	5,67	2,72	70179000	08434868081529
SVP2-A02-1K0	5,67	2,81	70179000	08434868081512

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Flacon pour chromatographie 12 x 32 mm, 2 ml, col à visser****Description :** Verre borosilicaté Kimble 5.1. Col large (diamètre interne 6,2 mm) pour une injection optimale. Col à vis 9 - 425

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	h (mm)	type	unités par ref.
SV02-C20-100	11,6	32	transparent	100
SV02-A20-100	11,6	32	ambré	100
SVP2-C02-100	11,6	32	transparent avec zone marquage	100
SVP2-A02-100	11,6	32	ambré avec zone marquage	100
SV02-C20-1K0	11,6	32	transparent	10 x 100
SV02-A20-1K0	11,6	32	ambré	10 x 100
SVP2-C02-1K0	11,6	32	transparent avec zone marquage	10 x 100
SVP2-A02-1K0	11,6	32	ambré avec zone marquage	10 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C20-100	0,567	0,273	70179000	08434868046689
SV02-A20-100	0,567	0,28	70179000	08434868046672
SVP2-C02-100	0,567	0,272	70179000	08434868046702
SVP2-A02-100	0,567	0,281	70179000	08434868046696
SV02-C20-1K0	5,67	2,73	70179000	08434868081499
SV02-A20-1K0	5,67	2,8	70179000	08434868081505
SVP2-C02-1K0	5,67	2,72	70179000	08434868081529
SVP2-A02-1K0	5,67	2,81	70179000	08434868081512



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Fiala da cromatografia, 12 x 32 mm, 2 ml, con filettatura****Descrizione :** Vetro borosilicato Kimble 5.1. Collo largo (diametro interno di 6,2 mm) per un'iniezione ottimale.
Richiede tappi a vite 9-425

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unità per ref.
SV02-C20-100	11,6	32	trasparente	100
SV02-A20-100	11,6	32	ambrato	100
SVP2-C02-100	11,6	32	trasparente con area di scrittura	100
SVP2-A02-100	11,6	32	ambrato con area di scrittura	100
SV02-C20-1K0	11,6	32	trasparente	10 x 100
SV02-A20-1K0	11,6	32	ambrato	10 x 100
SVP2-C02-1K0	11,6	32	trasparente con area di scrittura	10 x 100
SVP2-A02-1K0	11,6	32	ambrato con area di scrittura	10 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C20-100	0,567	0,273	70179000	08434868046689
SV02-A20-100	0,567	0,28	70179000	08434868046672
SVP2-C02-100	0,567	0,272	70179000	08434868046702
SVP2-A02-100	0,567	0,281	70179000	08434868046696
SV02-C20-1K0	5,67	2,73	70179000	08434868081499
SV02-A20-1K0	5,67	2,8	70179000	08434868081505
SVP2-C02-1K0	5,67	2,72	70179000	08434868081529
SVP2-A02-1K0	5,67	2,81	70179000	08434868081512

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Chromatografievial, 12 x 32 mm, 2 ml, schroefmond****Beschrijving :** Borosilicaatglas Kimble 5.1. Brede mond (binnendiameter 6,2 mm) voor optimale injectie. Gebruikt schroefdoppen 9-425

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	h (mm)	type	stuks per ref.
SV02-C20-100	11,6	32	transparant	100
SV02-A20-100	11,6	32	amberkleurig	100
SVP2-C02-100	11,6	32	transparant met schrijfruimte	100
SVP2-A02-100	11,6	32	amberkleurig met schrijfruimte	100
SV02-C20-1K0	11,6	32	transparant	10 x 100
SV02-A20-1K0	11,6	32	amberkleurig	10 x 100
SVP2-C02-1K0	11,6	32	transparant met schrijfruimte	10 x 100
SVP2-A02-1K0	11,6	32	amberkleurig met schrijfruimte	10 x 100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C20-100	0,567	0,273	70179000	08434868046689
SV02-A20-100	0,567	0,28	70179000	08434868046672
SVP2-C02-100	0,567	0,272	70179000	08434868046702
SVP2-A02-100	0,567	0,281	70179000	08434868046696
SV02-C20-1K0	5,67	2,73	70179000	08434868081499
SV02-A20-1K0	5,67	2,8	70179000	08434868081505
SVP2-C02-1K0	5,67	2,72	70179000	08434868081529
SVP2-A02-1K0	5,67	2,81	70179000	08434868081512



ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Probenröhrchen mit Gewinde, 12 x 32 mm, 2 ml, für die Chromatographie****Beschreibung :** Aus Borosilikatglas Kimble 5.1. Weithals (Innendurchmesser 6,2 mm), ermöglicht eine optimale Injektion. Zu verwenden mit Schraubverschlüssen 9-425.

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	H (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
SV02-C20-100	11,6	32	transparent	100
SV02-A20-100	11,6	32	Braunglas	100
SVP2-C02-100	11,6	32	transparent, mit Beschriftungsfeld	100
SVP2-A02-100	11,6	32	Braunglas, mit Beschriftungsfeld	100
SV02-C20-1K0	11,6	32	transparent	10 x 100
SV02-A20-1K0	11,6	32	Braunglas	10 x 100
SVP2-C02-1K0	11,6	32	transparent, mit Beschriftungsfeld	10 x 100
SVP2-A02-1K0	11,6	32	Braunglas, mit Beschriftungsfeld	10 x 100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C20-100	0,567	0,273	70179000	08434868046689
SV02-A20-100	0,567	0,28	70179000	08434868046672
SVP2-C02-100	0,567	0,272	70179000	08434868046702
SVP2-A02-100	0,567	0,281	70179000	08434868046696
SV02-C20-1K0	5,67	2,73	70179000	08434868081499
SV02-A20-1K0	5,67	2,8	70179000	08434868081505
SVP2-C02-1K0	5,67	2,72	70179000	08434868081529
SVP2-A02-1K0	5,67	2,81	70179000	08434868081512

