

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Bolsa con cierre zip transparente

**Descripción :** De polietileno de baja densidad (LDPE), 50 µm de grosor



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

## DATOS TÉCNICOS

referencia	w (mm)	l (mm)	unidades por ref.
BZIP-055-100	55	55	100
BZIP-060-100	60	80	100
BZIP-070-100	70	100	100
BZIP-080-100	80	120	100
BZIP-100-100	100	150	100
BZIP-120-100	120	180	100
BZIP-150-100	150	200	100
BZIP-180-100	180	250	100
BZIP-200-100	200	300	100
BZIP-250-100	250	330	100
BZIP-300-100	300	400	100
BZIP-055-1K0	55	55	10 x 100
BZIP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZIP-070-1K0	70	100	10 x 100
BZIP-080-1K0	80	120	10 x 100
BZIP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZIP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZIP-150-1K0	150	200	10 x 100
BZIP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZIP-200-1K0	200	300	10 x 100
BZIP-250-1K0	250	330	10 x 100
BZIP-300-1K0	300	400	10 x 100

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZIP-055-100	0,336	0,053	39232100	08434868011786
BZIP-060-100	0,42	0,072	39232100	08434868011809
BZIP-070-100	0,6	0,088	39232100	08434868011823
BZIP-080-100	0,855	0,118	39232100	08434868011847
BZIP-100-100	1,344	0,19	39232100	08434868011861
BZIP-120-100	1,35	0,2615	39232100	08434868011885
BZIP-150-100	1,36	0,393	39232100	08434868011908
BZIP-180-100	2,346	0,519	39232100	08434868011922
BZIP-200-100	2,1	0,637	39232100	08434868011946
BZIP-250-100	2,32	0,835	39232100	08434868011960
BZIP-300-100	5,184	1,243	39232100	08434868011984
BZIP-055-1K0	0,65	0,53	39232100	08434868011793
BZIP-060-1K0	2,42	0,77	39232100	08434868011816
BZIP-070-1K0	3	0,88	39232100	08434868011830
BZIP-080-1K0	4,04	1,42	39232100	08434868011854
BZIP-100-1K0	5,55	1,96	39232100	08434868011878
BZIP-120-1K0	5,6	2,615	39232100	08434868011892
BZIP-150-1K0	8,092	4,019	39232100	08434868011915
BZIP-180-1K0	12,138	5,4	39232100	08434868011939
BZIP-200-1K0	14,212	6,558	39232100	08434868011953
BZIP-250-1K0	17,325	8,593	39232100	08434868011977
BZIP-300-1K0	23,4	13	39232100	08434868011991

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Zip lock plain bag****Description :** Made of low density polyethylene (LDPE), 50 µm thick

Available in standard size and economy size

## TECHNICAL DATA

reference	w (mm)	l(mm)	pcs/pack
BZIP-055-100	55	55	100
BZIP-060-100	60	80	100
BZIP-070-100	70	100	100
BZIP-080-100	80	120	100
BZIP-100-100	100	150	100
BZIP-120-100	120	180	100
BZIP-150-100	150	200	100
BZIP-180-100	180	250	100
BZIP-200-100	200	300	100
BZIP-250-100	250	330	100
BZIP-300-100	300	400	100
BZIP-055-1K0	55	55	10 x 100
BZIP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZIP-070-1K0	70	100	10 x 100
BZIP-080-1K0	80	120	10 x 100
BZIP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZIP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZIP-150-1K0	150	200	10 x 100
BZIP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZIP-200-1K0	200	300	10 x 100
BZIP-250-1K0	250	330	10 x 100
BZIP-300-1K0	300	400	10 x 100

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZIP-055-100	0,336	0,053	39232100	08434868011786
BZIP-060-100	0,42	0,072	39232100	08434868011809
BZIP-070-100	0,6	0,088	39232100	08434868011823
BZIP-080-100	0,855	0,118	39232100	08434868011847
BZIP-100-100	1,344	0,19	39232100	08434868011861
BZIP-120-100	1,35	0,2615	39232100	08434868011885
BZIP-150-100	1,36	0,393	39232100	08434868011908
BZIP-180-100	2,346	0,519	39232100	08434868011922
BZIP-200-100	2,1	0,637	39232100	08434868011946
BZIP-250-100	2,32	0,835	39232100	08434868011960
BZIP-300-100	5,184	1,243	39232100	08434868011984
BZIP-055-1K0	0,65	0,53	39232100	08434868011793
BZIP-060-1K0	2,42	0,77	39232100	08434868011816
BZIP-070-1K0	3	0,88	39232100	08434868011830
BZIP-080-1K0	4,04	1,42	39232100	08434868011854
BZIP-100-1K0	5,55	1,96	39232100	08434868011878
BZIP-120-1K0	5,6	2,615	39232100	08434868011892
BZIP-150-1K0	8,092	4,019	39232100	08434868011915
BZIP-180-1K0	12,138	5,4	39232100	08434868011939
BZIP-200-1K0	14,212	6,558	39232100	08434868011953
BZIP-250-1K0	17,325	8,593	39232100	08434868011977
BZIP-300-1K0	23,4	13	39232100	08434868011991

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Sac de prélèvement à glissière****Description :** En polyéthylène basse densité (PEBD), 50 µm d'épaisseur

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	larg. (mm)	long. (mm)	unités par ref.
BZIP-055-100	55	55	100
BZIP-060-100	60	80	100
BZIP-070-100	70	100	100
BZIP-080-100	80	120	100
BZIP-100-100	100	150	100
BZIP-120-100	120	180	100
BZIP-150-100	150	200	100
BZIP-180-100	180	250	100
BZIP-200-100	200	300	100
BZIP-250-100	250	330	100
BZIP-300-100	300	400	100
BZIP-055-1K0	55	55	10 x 100
BZIP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZIP-070-1K0	70	100	10 x 100
BZIP-080-1K0	80	120	10 x 100
BZIP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZIP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZIP-150-1K0	150	200	10 x 100
BZIP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZIP-200-1K0	200	300	10 x 100
BZIP-250-1K0	250	330	10 x 100
BZIP-300-1K0	300	400	10 x 100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZIP-055-100	0,336	0,053	39232100	08434868011786
BZIP-060-100	0,42	0,072	39232100	08434868011809
BZIP-070-100	0,6	0,088	39232100	08434868011823
BZIP-080-100	0,855	0,118	39232100	08434868011847
BZIP-100-100	1,344	0,19	39232100	08434868011861
BZIP-120-100	1,35	0,2615	39232100	08434868011885
BZIP-150-100	1,36	0,393	39232100	08434868011908
BZIP-180-100	2,346	0,519	39232100	08434868011922
BZIP-200-100	2,1	0,637	39232100	08434868011946
BZIP-250-100	2,32	0,835	39232100	08434868011960
BZIP-300-100	5,184	1,243	39232100	08434868011984
BZIP-055-1K0	0,65	0,53	39232100	08434868011793
BZIP-060-1K0	2,42	0,77	39232100	08434868011816
BZIP-070-1K0	3	0,88	39232100	08434868011830
BZIP-080-1K0	4,04	1,42	39232100	08434868011854
BZIP-100-1K0	5,55	1,96	39232100	08434868011878
BZIP-120-1K0	5,6	2,615	39232100	08434868011892
BZIP-150-1K0	8,092	4,019	39232100	08434868011915
BZIP-180-1K0	12,138	5,4	39232100	08434868011939
BZIP-200-1K0	14,212	6,558	39232100	08434868011953
BZIP-250-1K0	17,325	8,593	39232100	08434868011977
BZIP-300-1K0	23,4	13	39232100	08434868011991

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Sacchetto con zip trasparente**Descrizione :** In polietilene a bassa densità (LDPE), spessore di 50 µm

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

## DATI TECNICI

referenza	w (mm)	L (mm)	unità per ref.
BZIP-055-100	55	55	100
BZIP-060-100	60	80	100
BZIP-070-100	70	100	100
BZIP-080-100	80	120	100
BZIP-100-100	100	150	100
BZIP-120-100	120	180	100
BZIP-150-100	150	200	100
BZIP-180-100	180	250	100
BZIP-200-100	200	300	100
BZIP-250-100	250	330	100
BZIP-300-100	300	400	100
BZIP-055-1K0	55	55	10 x 100
BZIP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZIP-070-1K0	70	100	10 x 100
BZIP-080-1K0	80	120	10 x 100
BZIP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZIP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZIP-150-1K0	150	200	10 x 100
BZIP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZIP-200-1K0	200	300	10 x 100
BZIP-250-1K0	250	330	10 x 100
BZIP-300-1K0	300	400	10 x 100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZIP-055-100	0,336	0,053	39232100	08434868011786
BZIP-060-100	0,42	0,072	39232100	08434868011809
BZIP-070-100	0,6	0,088	39232100	08434868011823
BZIP-080-100	0,855	0,118	39232100	08434868011847
BZIP-100-100	1,344	0,19	39232100	08434868011861
BZIP-120-100	1,35	0,2615	39232100	08434868011885
BZIP-150-100	1,36	0,393	39232100	08434868011908
BZIP-180-100	2,346	0,519	39232100	08434868011922
BZIP-200-100	2,1	0,637	39232100	08434868011946
BZIP-250-100	2,32	0,835	39232100	08434868011960
BZIP-300-100	5,184	1,243	39232100	08434868011984
BZIP-055-1K0	0,65	0,53	39232100	08434868011793
BZIP-060-1K0	2,42	0,77	39232100	08434868011816
BZIP-070-1K0	3	0,88	39232100	08434868011830
BZIP-080-1K0	4,04	1,42	39232100	08434868011854
BZIP-100-1K0	5,55	1,96	39232100	08434868011878
BZIP-120-1K0	5,6	2,615	39232100	08434868011892
BZIP-150-1K0	8,092	4,019	39232100	08434868011915
BZIP-180-1K0	12,138	5,4	39232100	08434868011939
BZIP-200-1K0	14,212	6,558	39232100	08434868011953
BZIP-250-1K0	17,325	8,593	39232100	08434868011977
BZIP-300-1K0	23,4	13	39232100	08434868011991

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Transparante zak met zijsluiting**Beschrijving** : Van polyethyleen met lage dichtheid (LDPE), 50 µm dikProduct beschikbaar in zowel standaard als  
voordeelpakket formaat

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	b (mm)	l (mm)	stuks per ref.
BZIP-055-100	55	55	100
BZIP-060-100	60	80	100
BZIP-070-100	70	100	100
BZIP-080-100	80	120	100
BZIP-100-100	100	150	100
BZIP-120-100	120	180	100
BZIP-150-100	150	200	100
BZIP-180-100	180	250	100
BZIP-200-100	200	300	100
BZIP-250-100	250	330	100
BZIP-300-100	300	400	100
BZIP-055-1K0	55	55	10 x 100
BZIP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZIP-070-1K0	70	100	10 x 100
BZIP-080-1K0	80	120	10 x 100
BZIP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZIP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZIP-150-1K0	150	200	10 x 100
BZIP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZIP-200-1K0	200	300	10 x 100
BZIP-250-1K0	250	330	10 x 100
BZIP-300-1K0	300	400	10 x 100

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZIP-055-100	0,336	0,053	39232100	08434868011786
BZIP-060-100	0,42	0,072	39232100	08434868011809
BZIP-070-100	0,6	0,088	39232100	08434868011823
BZIP-080-100	0,855	0,118	39232100	08434868011847
BZIP-100-100	1,344	0,19	39232100	08434868011861
BZIP-120-100	1,35	0,2615	39232100	08434868011885
BZIP-150-100	1,36	0,393	39232100	08434868011908
BZIP-180-100	2,346	0,519	39232100	08434868011922
BZIP-200-100	2,1	0,637	39232100	08434868011946
BZIP-250-100	2,32	0,835	39232100	08434868011960
BZIP-300-100	5,184	1,243	39232100	08434868011984
BZIP-055-1K0	0,65	0,53	39232100	08434868011793
BZIP-060-1K0	2,42	0,77	39232100	08434868011816
BZIP-070-1K0	3	0,88	39232100	08434868011830
BZIP-080-1K0	4,04	1,42	39232100	08434868011854
BZIP-100-1K0	5,55	1,96	39232100	08434868011878
BZIP-120-1K0	5,6	2,615	39232100	08434868011892
BZIP-150-1K0	8,092	4,019	39232100	08434868011915
BZIP-180-1K0	12,138	5,4	39232100	08434868011939
BZIP-200-1K0	14,212	6,558	39232100	08434868011953
BZIP-250-1K0	17,325	8,593	39232100	08434868011977
BZIP-300-1K0	23,4	13	39232100	08434868011991

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Probenbeutel, Zip-Verschluss, transparent****Beschreibung :** Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), 50 µm Dicke.Erhältlich im Standardformat sowie im  
'Vorteilspack'

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	B (mm)	L (mm)	Stückzahl pro Artikel
BZIP-055-100	55	55	100
BZIP-060-100	60	80	100
BZIP-070-100	70	100	100
BZIP-080-100	80	120	100
BZIP-100-100	100	150	100
BZIP-120-100	120	180	100
BZIP-150-100	150	200	100
BZIP-180-100	180	250	100
BZIP-200-100	200	300	100
BZIP-250-100	250	330	100
BZIP-300-100	300	400	100
BZIP-055-1K0	55	55	10 x 100
BZIP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZIP-070-1K0	70	100	10 x 100
BZIP-080-1K0	80	120	10 x 100
BZIP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZIP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZIP-150-1K0	150	200	10 x 100
BZIP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZIP-200-1K0	200	300	10 x 100
BZIP-250-1K0	250	330	10 x 100
BZIP-300-1K0	300	400	10 x 100

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZIP-055-100	0,336	0,053	39232100	08434868011786
BZIP-060-100	0,42	0,072	39232100	08434868011809
BZIP-070-100	0,6	0,088	39232100	08434868011823
BZIP-080-100	0,855	0,118	39232100	08434868011847
BZIP-100-100	1,344	0,19	39232100	08434868011861
BZIP-120-100	1,35	0,2615	39232100	08434868011885
BZIP-150-100	1,36	0,393	39232100	08434868011908
BZIP-180-100	2,346	0,519	39232100	08434868011922
BZIP-200-100	2,1	0,637	39232100	08434868011946
BZIP-250-100	2,32	0,835	39232100	08434868011960
BZIP-300-100	5,184	1,243	39232100	08434868011984
BZIP-055-1K0	0,65	0,53	39232100	08434868011793
BZIP-060-1K0	2,42	0,77	39232100	08434868011816
BZIP-070-1K0	3	0,88	39232100	08434868011830
BZIP-080-1K0	4,04	1,42	39232100	08434868011854
BZIP-100-1K0	5,55	1,96	39232100	08434868011878
BZIP-120-1K0	5,6	2,615	39232100	08434868011892
BZIP-150-1K0	8,092	4,019	39232100	08434868011915
BZIP-180-1K0	12,138	5,4	39232100	08434868011939
BZIP-200-1K0	14,212	6,558	39232100	08434868011953
BZIP-250-1K0	17,325	8,593	39232100	08434868011977
BZIP-300-1K0	23,4	13	39232100	08434868011991

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C