

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Gradilla para tubos Nessler

Descripción : De polipropileno



Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
NTSP-050-001	para tubos Nessler de 50 ml	1
NTSP-100-001	para tubos Nessler de 100 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NTSP-050-001	2,079	0,225	39233010	08434868032699
NTSP-100-001	1,8	0,205	39233010	08434868032705

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Nessler tube rack**Description :** Made of polypropylene

Autoclavability


TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
NTSP-050-001	for 50 ml Nessler tubes	1
NTSP-100-001	for 100 ml Nessler tubes	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NTSP-050-001	2,079	0,225	39233010	08434868032699
NTSP-100-001	1,8	0,205	39233010	08434868032705

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Portoir pour tube Nessler**Description :** En polypropylène

Autoclavable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
NTSP-050-001	pour tube Nessler de 50 ml	1
NTSP-100-001	pour tube Nessler de 100 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NTSP-050-001	2,079	0,225	39233010	08434868032699
NTSP-100-001	1,8	0,205	39233010	08434868032705

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portaprovette di Nessler**Descrizione :** In polipropilene

Autoclavabile


DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
NTSP-050-001	per tubi di Nessler da 50 ml	1
NTSP-100-001	per tubi di Nessler da 100 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NTSP-050-001	2,079	0,225	39233010	08434868032699
NTSP-100-001	1,8	0,205	39233010	08434868032705

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Rek voor Nessler-buizen**Beschrijving** : Van polypropyleen

Autoclaveerbaar


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
NTSP-050-001	voor Nessler-buizen van 50 ml	1
NTSP-100-001	voor Nessler-buizen van 100 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NTSP-050-001	2,079	0,225	39233010	08434868032699
NTSP-100-001	1,8	0,205	39233010	08434868032705

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Ständer für Nesslerzylinder**Beschreibung :** Aus Polypropylen. Autoklavierbar.

Autoklavierbar


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
NTSP-050-001	für 50 ml Nesslerzylinder	1
NTSP-100-001	für 100 ml Nesslerzylinder	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NTSP-050-001	2,079	0,225	39233010	08434868032699
NTSP-100-001	1,8	0,205	39233010	08434868032705

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.